

## TEST RAPIDO STREP-A: RISULTATI ACCURATI IN 5 MINUTI

- 24522 TEST STREP-A - cassetta - conf. da 20 test
  - 24523 TEST STREP-A - striscia - conf. da 25 test
- Forniscono risultati accurati in pochi minuti. Di utilizzo facile, con indicazioni chiare e precise. La diagnosi immediata facilita le scelte di trattamento contestualmente alla visita al paziente. Si conservano a temperatura ambiente. Comprendono 20 cassette o 25 strisce per test imbustati singolarmente, 2 reagenti, 20 (o 25) provette e tamponi. Manuale multilingue. Per uso professionale.



### CARATTERISTICHE TECNICHE

	24523	24522
Sensibilità relativa:	97% (91-99%)	94% (88-98%)
Precisione:	95% (93-97%)	97% (90-98%)
Specificità relativa:	95% (92-97%)	98% (96-99%)

### PROCEDURA

Aggiungere nella provetta il reagente A, poi il B (4 gocce ciascuno), inserire il tampone con il prelievo e ruotarlo 10 volte. Aspettare 1 minuto quindi rimuovere il tampone premendo allo stesso tempo la provetta per far uscire il liquido dal tampone. Inserire la striscia del test nella provetta o prelevare il liquido con la pipetta e sgocciolare 3 gocce nel test a cassetta, leggere il risultato dopo 5 min



## TEST RAPIDO STREP-A BICOLORE A TECNOLOGIA OTTICA

- 24519 TEST STREP-A BICOLORE - strisce - conf. da 50 test
- Il nuovo test rapido bicolore utilizza particelle di diverso colore per differenziare la linea del controllo C dalla linea T del risultato del test. Tale nuova tecnologia ottica immunologica garantisce una migliore visibilità, una migliore sensibilità ed un rischio inferiore di falsi negativi rispetto ai tradizionali test a un punto, senza compromettere l'efficacia. Il metodo di utilizzo è il medesimo dei test standard ma il risultato è di più agevole lettura. Se lo streptococco di Gruppo A è presente nel campione comparirà una linea blu a conferma della positività del test; comparirà inoltre una riga rossa per indicare che il test è valido. Il kit comprende: 50 strisce, 50 provette, 50 tamponi, 2 reagenti e 2 soluzioni di controllo. Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES. Per uso professionale.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Sensibilità relativa:	95,1% (95%cl: 89,6-98,2%)
Specificità relativa:	97,8% (95%cl: 95,8-99%)
Precisione totale:	97,1% (95%cl: 95,3-98,4%)



La riga blu indica un esito positivo, la riga rossa conferma la validità del test

## TEST INFLUENZA A/B

- 24537 TEST INFLUENZA A/B - conf. da 30 test (3 buste da 10 pz.)

Il test in vitro per l'influenza A/B è in grado di rilevare gli antigeni del virus di tipo A e B (nucleoproteine) prelevati da campioni respiratori. Il test è progettato per rilevare i vari sottotipi dell'influenza A, (H1N1, H3N2, H5N1, H5N3, H7N3, H9N2).

Si esegue mediante l'utilizzo di tamponi sterili nasali che consentono il prelievo dei campioni respiratori necessari. Di facile utilizzo con risultati in 10-15 minuti. Include dispositivo per il test rapido, tampone, provetta, reagenti.

24537

Solo per uso professionale.



## TEST MONONUCLEOSI

- 24538 TEST MONONUCLEOSI - conf. da 20 test

Test rapido immunologico per la determinazione qualitativa degli anticorpi eterofili anti mononucleosi infettiva nel sangue intero, siero o plasma. Solo per uso professionale diagnostico in vitro. Risultati in 5 minuti. Include 20 cassette, 20 contagocce, reagente e manuale d'uso.

24538

