


Aspirazione  
capillare del  
campione  
di sangue

## AUTOCONTROLLO GLICEMIA PER PAZIENTI DIABETICI

Lettori glicemia a tecnologia avanzata disponibili in due diversi modelli: solo con il lettore o con il kit completo. Il kit include 10 strisce, chip, soluzione di controllo, penna pungidito, 10 lancette sterili, prelevatore per l'avambraccio o il palmo, borsa per il trasporto e manuale.  0123

Funzioni principali:

- risultati accurati in 5 secondi
- campioni di sangue di soli 0,5 µl
- calibrazione automatica con chip
- calibrazione risultati su valori PLASMA
- gestione dati avanzata: 7, 14, 30 giorni di media
- adatti per uso continuativo
- possibilità di prelievo dal dito, dal palmo o dall'avambraccio
- certificazione ISO 15197:2013

**- TECNOLOGIA CON BIOSENSORE**  
**- TEST IN 5 SECONDI**  
**- CAMPIONE SANGUE SOLO 0,5 µL**


23890

Facile calibrazione  
su valori plasma  
attraverso chip



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Campo di misurazione: da 20 a 600 mg/dL o da 1,1 a 33,3 mmol/L  
Zone campione - dimensione: Punta delle dita, avambraccio o palmo - 0,5 µl  
Tempo di verifica: circa 5 secondi  
Alimentazione: Batteria piatta da 3 V 2032 o equivalente  
Durata batteria: 12 mesi o circa 1.000 test  
Memoria lettore Plus: fino a 300 risultati con tempo e data

mg/dL		mmol/L		LETTORI GLICEMIA ON CALL® PLUS II
Italiano	Inglese	Spagnolo	Inglese	
Greco	Francese	Portoghese	Francese	
23890	23891	23892	23881	Lettore glicemia Plus
23895	23896	23897	23886	Kit completo glicemia Plus
ACCESSORI PER LETTORI GLICEMIA ON CALL® PLUS E ON CALL® PLUS II				
23910	Strisce glucosio - conf. da 25 strisce			
23912	Strisce glucosio - conf. da 50 strisce			
23913	Strisce glucosio - conf. da 100 strisce			
23914	Soluzione di controllo			
23919	Penna pungidito			
23917	Lancette 28G per 23919 - sterili - conf. da 25 lancette			
23916	Lancette 28G per 23919 - sterili - conf. da 100 lancette			



## STRISCE GLUCOSIO ABBOTT



 **Abbott**



### STRISCE GLUCOSIO ABBOTT FREESTYLE OPTIUM

Codice GIMA	Compatibilità	Minimo vendita
23942	FreeStyle Optium Neo, FreeStyle Libre, FreeStyle	conf. da 25
23943	Optium, Optium Xceed, Optium, Optium Easy, Boots	conf. da 50

### STRISCE GLUCOSIO ABBOTT FREESTYLE LITE

23944	FreeStyle Lite, FreeStyle Freedom Lite,	conf. da 25
23945	FreeStyle InsuLinx, FreeStyle Navigator II	conf. da 50

## LANCETTE E PENNA PUNGIDITO

### • 23919 PENNA PUNGIDITO

Penna pungidito riutilizzabile in plastica. La punta regolabile permette la regolazione precisa della penetrazione delle lancette.



- 23917 LANCETTE GIMA - 28G - sterili - conf. da 25 pz.
- 23916 LANCETTE GIMA - 28G - sterili - conf. da 100 pz.

Da utilizzare con il codice 23919 e con la maggior parte delle penne presenti sul mercato. Rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale. Scatola multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, PL, AR.



## LANCETTE AUTOMATICHE SURGILANCE

### SISTEMA ONE-STEP PER PRELIEVI DI SICUREZZA

Dispositivi multifunzione di campionamento di sangue capillare adatti per tutte le tipologie di test.

La lancetta di sicurezza one-step è più facile da usare, è più sicura, non è dolorosa e una volta usata non è più riutilizzabile. L'alta velocità di penetrazione e prelievo riduce al minimo il dolore del paziente e gli errori dell'operatore. Privo di lattice, ipoallergenico, monouso, sterile.

### LANCETTE AUTOMATICHE DI SICUREZZA SURGILANCE

Codice GIMA	Colore	Profondità penetrazione	Calibro intero	Calibro punta	Flusso	Pungidito	Glucosio Ematocrito	Minimo vendita
24513	Giallo	1,0 mm	21G	26G	5-10 µl	•	•	conf. da 100
24514	Grigio	1,8 mm	21G	23G	10-20 µl	•	•	conf. da 100
24515	Arancio	2,2 mm	21G	22G	20-40 µl	•	•	conf. da 100
24517	Rosa	2,8 mm	21G	21G	40-60 µl	•	•	conf. da 100

Manuale multilingue su [www.medipurpose.com](http://www.medipurpose.com)



Scatole multilingue:  
GB, FR, IT, ES, DE, PT,  
NL, SE, DK, RU, GR.

 1008

24515

