




POLTRONE RELAX A 1 O 2 MOTORI - PRODUZIONE ITALIANA



45150
o 45155



10 COLORI
DISPONIBILI



45161
o 45166

POLTRONE RELAX

Poltrona relax multifunzionale adatta ad ogni necessità. Disponibile in 2 modelli (Beatrice e Betty), 1 o 2 motori e in 10 colori (100% materiale in poliestere. Portata: 120 kg).

Un motore: due bottoni di controllo per il movimento contemporaneo dello schienale e del poggiamambe.

Due motori: quattro bottoni di controllo per movimento indipendente dello schienale e del poggiamambe. Motore di sollevamento 230 V - 50 Hz.

1 motore + alzata



2 motori + alzata



1 motore	2 motori	POLTRONA BEATRICE
45150	45155	Beatrice - colore a richiesta**
45151	45156	Beatrice - beige 2

** Prodotto disponibile in 15-20 giorni

1 motore	2 motori	POLTRONA BETTY
45160	45165	Betty - colore a richiesta**
45161	45166	Betty - blu 11

CIAMBELLE



28611

Ciambelle di qualità in gomma prive di lattice. Circonferenza interna Ø 14 cm.




28614

Codice GIMA	CIAMBELLE GOMMA SENZA LATTICE
28610	Ciambella Ø 35 cm
28611	Ciambella Ø 40 cm
28612	Ciambella Ø 45 cm
28614	Pompa per ciambelle

VASSOI DA LETTO - GAMBE PIEGHEVOLI

Vassoi da letto con superficie anti-graffio e bordo contenitivo. Gambe pieghevoli. Dimensioni: 60x40x24 cm. Produzione italiana.

- 44750 VASSOIO DA LETTO - bianco
- 44753 VASSOIO SERVOPLUS - 3 posizioni - noce



44750

Peso: 2,75 kg



44753

Peso: 3,2 kg

Vassoio da letto/leggio. Vassoio pieghevole in 3 posizioni.

SERVIPRANZO



Misure: 110x42x93 cm

27449

• 27449 TAVOLO SERVIPRANZO

Tavolo servipranzo con struttura tubolare in alluminio lucido. Ripiano superiore in legno laminato bianco, facile da pulire, con bordo in gomma PVC anti-shock. Montato su due piedini in gomma e 2 ruote in plastica Ø 40 mm per consentire un utilizzo confortevole e regolabile. Fornito smontato. Produzione italiana.

TAVOLINO SERVITORE



Altezza regolabile:
da 76 a 113 cm

27458

Misure: 70x44x76/113 cm

• 27458 TAVOLINO SERVITORE

Realizzato in tubo d'acciaio, cromato/verniciato a sezione quadra. Il vassoio, regolabile ed inclinabile, è in materiale plastico termoformato anti-shock con vano contenitore per bottiglia, bicchiere e posate. Base fornita di 4 rotelle Ø 50 mm (2 con freno). Fornito smontato. Produzione italiana.



Altezza regolabile:
da 72 a 110 cm



Fissato
nel ripiano



Regolazione e
blocco del piano



Altezza regolabile

• 27448 TAVOLINO SERVITORE

Tavolino servitore con struttura in acciaio e pannello ad alta densità. Base con 4 rotelle removibili Ø 50 mm, di cui 2 con freno. Altezza e angolazione regolabili. Vassoio 41x61 cm. Imballo: 65x7x67 cm. Fornito smontato.