


SOLLEVATORI ELETTRICO E IDRAULICO



Peso:
50 kg

27749

Gancio di supporto
H. Min 76 cm
H. Max 167 cm

Base regolabile
68-118 cm

Lunghezza
134 cm

freno indipendente e due ruote anteriori Ø 70 mm. Fornito con gancio per tetraplegici (27754). Produzione Italiana.

• 27752 SOLLEVATORE ELETTRICO 170 - portata 170 kg

• 27753 SOLLEVATORE ELETTRICO 200 - portata 200 kg

Simile al codice 27749 ma con controlli elettrici per movimento su e giù tramite motore a 24 V D.C. e pulsante. Alimentazione a batteria tramite trasformatore con un pulsante d'emergenza per l'arresto immediato e il disinnesto del pistone verso l'alto/ il basso. Il codice 27752 è fornito con imbragatura universale, il codice 27753 con imbragatura per tetraplegici.

• 27757 IMBRAGATURA UNIVERSALE - ricambio - portata 170 kg

• 27754 IMBRAGATURA TETRAPLEGICI - ricambio - portata 250 kg

Prodotto in tessuto a rete.



ASTA SOLLEVAMENTO



• 27645 ASTA SOLLEVAMENTO

Struttura in acciaio verniciato con snodo regolabile in acciaio cromato. Può essere completamente smontata per ridurre l'ingombro. 3 regolazioni in altezza. Completa di triangolo e cinghia regolabile.

MATERASSO DOCCIA

• 27836 MATERASSO DOCCIA

Questa attrezzatura garantisce il lavaggio e l'igiene personale delle persone allettate, anziani o disabili, direttamente sul letto con acqua corrente, senza necessità di trasferimento / sollevamento. L'assistito all'interno del "Materasso Doccia" può essere lavato con l'acqua prelevata direttamente dal rubinetto tramite prolunga o in alternativa con l'apposito serbatoio d'acqua a pressione dotato di tubo flessibile e di doccetta. Al termine uno scarico permette la fuoriuscita dell'acqua da raccogliere in idoneo raccoglitore.

A corredo tappo e tubo flessibile per facilitare lo scarico d'acqua.

• 27837 SERBATOIO D'ACQUA - 10 litri

Serbatoio di acqua a pressione dotato di tubo flessibile di 4 mm e di doccetta azionabile con un bottone.

• 27838 TUBO ESTENSIONE DOCCIA

Tubo flessibile di 6 m munito di doccetta azionabile con un bottone e un adattatore per il rubinetto.



BARELLA DA DOCCIA - ALTEZZA REGOLABILE IDRAULICA O ELETTRICA

• 44770 BARELLA DA DOCCIA - idraulica


La barella da doccia può essere utilizzata sia per il trasporto che per il lavaggio e rappresenta la soluzione ottimale per il trattamento in bagno assistito dei pazienti in ospedale o nelle case di riposo. Facilmente spostabile grazie alle ruote in gomma con freno individuale, di cui una con blocco direzionale che facilita il trasporto nei lunghi trasferimenti.

Inclinazione progressiva automatica che consente un graduale drenaggio dell'acqua. Sponde laterali di sicurezza con sistema di apertura/blocco a una mano. Fornita con un materasso impermeabile imbottito in schiuma PCM fabbricato in PVC di classe 2 ignifugo autoestinguente, cuscino trapezoidale con le stesse caratteristiche del materasso e tubo di scarico estensibile e flessibile (Ø 40 mm - lunghezza 1,5 m).

• 44771 BARELLA DA DOCCIA - elettrica

Come codice 44770 ma con sistema di sollevamento elettrico (attuatore Linak, 6.000 N, DC 24 V, 4,5 A).

Comando di controllo IP x 5 con pulsante di emergenza.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata massima:	190 kg	Sistema direzionale:	si
Peso:	93 kg	Spondine ribaltabili e adattabili:	si
Dimensioni:	2.000 x 746 x h 753/1.108 mm	Altezza materasso:	20 cm
Diametro rotelle:	12,5 cm	Inclinazione drenaggio acqua:	7°
Sistema di frenata delle rotelle:	singolo per ogni rotella	Lunghezza tubo scarico:	150 cm