


BARELLE CORSIA



Parte superiore
removibile



27801

- 27800 BARELLA PAZIENTE
 - 27801 BARELLA PAZIENTE - parte superiore smontabile
- Realizzate in tubolare di acciaio cromato e materiale plastico lavabile ed autoestinguente. Fornite con materasso. Dotate di 4 ruote Ø 100 mm di cui 2 con freno. Dimensioni: 180x54xh 80 cm. Portata max: 100 kg. Produzione italiana.



Cestello bombola
ossigeno cod. 27813
(non incluso)

Cestello
portacoperte
cod. 27812

27800 e
accessori
(non inclusi)

Codice
GIMA

ACCESSORI BARELLE PAZIENTE - non inclusi

27810	Coppia sponde ribaltabili
27811	Asta portaflebo
27812	Cestello porta coperta in acciaio
27813	Cestello per bombola ossigeno

BARELLA PROFESSIONALE DA CORSIA

44760 BARELLA CORSIA

Caratteristiche principali:

- **Telaio piano rete:** realizzato in tubo d'acciaio a sezione ovale 50x25x2 mm, carrello inferiore realizzato in tubo d'acciaio a sezione semiovale a diametro differenziato.
 - **Maniglia di tiro/spinta:** in tubo d'acciaio sezione Ø 30x1,5 mm
 - **Finitura:** Completamente verniciata con polveri epossidiche. Colore standard grigio RAL 7040.
 - **Piano rete:** a due sezioni in tondino di acciaio elettrosaldato Ø 5 mm a maglie quadrate; 50x50 mm cromato estraibile.
 - **Sezione schienale:** regolabile in 5 posizioni a mezzo di una cremagliera. Gambe fisse
 - **Ruote:** 4 ruote girevoli in gomma sintetica grigia Ø 200 mm di cui due dotate di freno indipendente.
 - **Paracolpi:** ai quattro angoli in resina grigia antiacida, antiurto. Misure esterne 202x71xh 90 cm
- Altezza netta rete: 78 cm
Portata: 135 kg.
Produzione italiana.



44760
+
accessori

IMBALLO PIATTO
SALVASPAZIO

Codice GIMA	ACCESSORI BARELLA DA CORSIA - non inclusi
44761	Coppia sponde con sistema di fissaggio automatico
44762	Asta portaflebo con due ganci
44763	Cestello in acciaio cromato
44764	Porta bombole in acciaio cromato*
44765	Materasso in skay ignifugo classe 1 - 182x64x4 cm

*per bombole fino a 41 cm e Ø 15,5 cm

BARELLA PROFESSIONALE - POGGIATESTA REGOLABILE

- 27804 BARELLA PROFESSIONALE con poggiatesta regolabile, sponde laterali e supporto per bombola di ossigeno
- 27805 BARELLA PROFESSIONALE - INTELAIATURA RADIOTRASPARENTE con poggiatesta regolabile, sponde laterali e supporto per bombola di ossigeno

Barella innovativa, di design, pratica e facile da utilizzare.

Composta da tubolare robusto per un'ottima stabilità. Dotata di 4 ruote Ø 200 mm (2 con freno), paraurti, maniglia per spinta. Intelaiatura removibile con poggiatesta regolabile (27804) o intelaiatura fissa di spessore 12 mm, con poggiatesta regolabile (27805).

Dimensioni: 196x76xh 75 cm

Dimensioni nette: 193x68 cm

Carico massimo: 200 kg. Peso: 70 kg

• 27807 MATERASSO 186x68xh 8 cm - nero

Fintapelle Ignifugo Classe 1 IM

• 27808 ASTA PORTAFLEBO CON 2 GANCI IN PLASTICA

INTELAIATURA
RADIOTRASPARENTE



27805

Gli assi verticali e l'intelaiatura radiotrasparente (solo 27805) consentono alla struttura di avere un'ampia superficie radiotrasparente



27804