

LETTORE URINE E STRISCE URINE ANALYTICON



• **24049 LETTORE URINE URILYZER® 100 PRO** - con stampante Urilyzer® 100 PRO è un lettore di strisce per urine compatto che presenta numerose caratteristiche innovative. L'interfaccia intuitiva migliora l'inserimento dati e permette di indicare manualmente il colore e la torbidità da un elenco predefinito o con un commento aggiuntivo.

Il sistema fornisce inoltre un alto livello di personalizzazione con test flessibili e varie opzioni di reportistica. Il database intelligente comprende diverse opzioni di filtraggio.

Da utilizzare solo con le strisce urine codici 24062 e 24063. Manuale su CD in GB, DE, IT, SE, NO, DK, ES. Software interno in: GB, FR, IT, ES, DE, GR, NO, SE, FI, DK, HU, CZ, RO, RU. Produzione ungherese.

- **33250 CARTA PER STAMPANTE 57 mm x Ø 50 mm - conf. da 5 rotoli**
- **24055 SOLUZIONE DI CONTROLLO - 15 ml - conf. da 2 pz.**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Misurazioni: 50 misurazioni orarie in modalità di risparmio
120 misurazioni orarie in modalità rapida

Memoria: 3.000 risultati di test paziente e 1.000 risultati controllo qualità

Display: Schermo touchscreen LCD 3,5" QVGA (risoluzione 240x320)

Stampante: Termica a bassa rumorosità con rotolo per circa 280 misurazioni

Stampa: Numero della misurazione in corso, data ed ora, matricola dell'apparecchio, ID del paziente, asterisco sulla patologia risultante, parametri stampabili in unità SI, convenzionali o arbitrarie

Sensibilità: 5 livelli regolabili a seconda delle esigenze individuali

Tipo: lunghezza d'onda di riflettanza fotometro: 505, 530, 620, 660 nm

Interfaccia: porta seriale RS232, USB A, USB B, PS2 (tastiera esterna, lettore codice a barre), card micro SD, porta Ethernet, protocollo HL7

Dimensioni/peso: 190x260x77 mm (LxPxH) 1,5 kg Alimentazione: 100-240V 50-60 Hz

STRISCE URINE ANALYTICON COMBI SCREEN® PLUS e SYS - Strisce urine per "visual test" o per uso con Urilyzer® 100 e Combiscan 100 (solo 24062-24063).

- **24060 COMBI SCREEN® PLUS - 3 parametri - tubetto da 100 strisce**
 - **24061 COMBI SCREEN® PLUS - 10 parametri - tubetto da 100 strisce**
 - **24063 COMBI SCREEN® PLUS - 11 parametri - tubetto da 100 strisce**
- Letture risultati direttamente sulla striscia (dopo circa 60 sec.) e confronto con la legenda sul contenitore.

Combi Screen® Plus offre una protezione dall'acido ascorbico nei test del glucosio e del sangue. **Riduce falsi risultati negativi dovuti alle interferenze con l'acido ascorbico.**

	Codice GIMA	24060	24061	24063	24062
Leucociti			•	•	•
Nitrito			•	•	•
Urobilinogeno			•	•	•
Proteine (albumina)		•	•	•	•
pH		•	•	•	•
Sangue		•	•	•	•
Gravità specifica		•	•	•	•
Chetoni (acido acetacetico)		•	•	•	•
Bilirubina		•	•	•	•
Glucosio		•	•	•	•
Acido ascorbico		•	•	•	•

*protezione dall'acido ascorbico **senza protezione acido ascorbico

Per uso professionale. Manuale in GB, FR, GR, IT, ES, PT, NL, DE. Produzione tedesca.

- **24062 COMBI SCREEN® SYS - 11 parametri - tubetto da 150 strisce**
- Come codice 24063 ma senza protezione dall'acido ascorbico nei test del glucosio e del sangue.



CENTRIFUGA PER MICROEMATOCRITO

- **24025 CENTRIFUGA MICROEMATOCRITO - 180 sec.** Sistema economico, di facile utilizzo, completamente automatico con led indicatori, nessuna vibrazione, silenzioso, veloce e fornito di batteria ricaricabile. Utile per: piccoli laboratori, laboratori di analisi, aree adibite alla donazione del sangue, pediatria, maternità, centri dialisi, laboratori pronto soccorso, veterinaria, laboratori per analisi chimiche.
- **24026 CAPILLARI PER MICROEMATOCRITO - tubo da 500 pz.** In vetro, 9 microlitri, lunghezza 32 mm Ø 1,5 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: batteria ricaricabile (include carica-batterie 100 ÷ 240 V)

Dimensioni: 136 (L) x 215 (P) x 122 (H) mm Peso: 1,2 kg circa

