

## CARRELLI IN ACCIAIO INOX PER STRUMENTI E MEDICAZIONE



27430

### • 27430 CARRELLO TUTTO INOX

Carrello interamente realizzato in acciaio INOX AISI 304 con cassetto in plastica diviso in 4 scomparti; 2 ripiani con bordi rialzati (3,5 cm) sui 4 lati.

Dotato di 4 ruote in gomma Ø 80 mm (2 con freno) Misure: 70x50xh 82 cm. Portata max per ripiano: 25 kg.

**Fornito smontato.**

Produzione italiana.



27433

*Fornito smontato.  
Produzione italiana.*

### • 27433 CARRELLO MEDICAZIONE - piccolo

Dim.: 60x40xh 81 cm. Peso: 8 kg

### • 27434 CARRELLO MEDICAZIONE - medio

Dim.: 70x50xh 82 cm. Peso: 9 kg

### • 27435 CARRELLO MEDICAZIONE - grande

Dim.: 90x60xh 85 cm. Peso: 15 kg  
In acciaio INOX AISI 304 con maniglia, 2 ripiani con bordi 3,5 cm sui 4 lati. Portata max per ripiano: 25 kg. 4 ruote Ø 60/80/90 mm.

**Fornito smontato.** Produzione italiana.



27431

### • 27431 CARRELLO TER

Dimensioni: 70x50xh 82 cm. Peso: 13 kg.  
Carrello in acciaio INOX AISI 304 dotato di maniglia e 3 ripiani con bordi (3,5 cm) su 4 lati.

Ha 4 solide ruote in gomma Ø 80 mm. Portata max per ripiano: 25 kg.

**Fornito smontato.**

Produzione italiana.



27436

### • 27436 CARRELLO MEDICAZIONE

In acciaio INOX AISI 304 con 2 ripiani 70x50cm, 1 cassetto (40x50xh 15 cm), catino e portacatino.

4 rotelle snodate con diametro di 100 mm. Dimensioni: 70x50xh 85 cm. Peso: 18 kg. Portata max per ripiano: 25 kg.

**Fornito smontato.** Produzione Italiana.



45800

### • 45800 CARRELLO MEDICAZIONE PLUS

Con vassoi removibili

Struttura in acciaio INOX montata su rotelle Ø 80 mm.

Dimensioni: 61x43xh 78 cm. Peso: 10 kg.

Portata massima (per ripiano): 10 kg.

**Fornito smontato.**

Produzione italiana.



45805

### • 45805 CARRELLO TER PLUS

Con vassoi removibili

Struttura in acciaio INOX montata su rotelle Ø 80 mm.

Dimensioni: 49x30xh 78 cm. Peso: 9 kg.

Portata massima (per ripiano): 10 kg.

**Fornito smontato.**

Produzione italiana.

## LANCART: CARRELLI IN ACCIAIO INOX COMPONENTI

### • 45810 CARRELLO LANCART - piccolo

Dim.: 60x40xh 80 cm

### • 45811 CARRELLO LANCART - medio

Dim.: 70x50xh 80 cm

Carrello in acciaio INOX montato su rotelle Ø 80 mm. Portata massima del carrello: 60 kg. Produzione italiana.

Si possono aggiungere i seguenti accessori:

### • 45815 BARRE DI PROTEZIONE

(per un ripiano) per 45810

### • 45816 BARRE DI PROTEZIONE (per 1

ripiano) per 45811

### • 45817 PORTA BOTTIGLIE

### • 45818 CONTENITORE PER RIFIUTI



Dimensioni:  
60x40xh 80 cm

45810



Barre di protezione

**CONSTRUIRE IL  
VOSTRO CARRELLO**

Contenitore  
per rifiuti

45810  
+ 2 x 45815  
+ 45817  
+ 45818

Porta  
bottiglie