

CARRELLI IN ALLUMINIO O LEGA ANODIZZATA



27429

- 27429 CARRELLO GIMA 2 - piccolo 60x40xh 77 cm - Peso 11 kg.
 - 27425 CARRELLO GIMA 2 - medio 70x50xh 78 cm. Peso: 14 kg.
- Pratici carrelli con corpo e maniglie in alluminio, 2 ripiani bianchi in bilaminato 18 mm, bordi neri in PVC con spondine. Due grandi maniglie facilitano sia il trasporto che il sollevamento del carrello. 4 rotelle snodate in nylon con diametro di 80 mm. Portata max per ripiano: 40 kg.
- 27426 CARRELLO GIMA 3 - medio 70x50xh 78 cm. Peso: 15 kg.
- Come il modello GIMA 2, ma senza spondine. **Fornito smontato.** Produzione Italiana.

ALTA QUALITÀ



27461

- 27460 CARRELLO DELUXE
 - 27461 CARRELLO DELUXE con cassetto 62x42 cm
- Dimensione: 65x45xh 80 cm. Carrello di qualità elevata. Costruito in lega leggera anodizzata speciale, con ripiani amovibili in acciaio INOX. 4 rotelle girevoli in gomma Ø 80 mm. Portata a ripiano: 15 kg. **Fornito smontato.** Produzione Italiana.

CARRELLO REX



CE

27439


- 27439 CARRELLO REX
- Carrello medicazione realizzato interamente in acciaio INOX. Fornito con 3 ripiani, cestino rifiuti, cassetto reggi bottiglie, sbarre nei due ripiani inferiori, 4 rotelle Ø 100 mm (2 con freni). Dimensioni: 79x50xh 120 cm (include le maniglie). **Fornito smontato** (75x52x112 mm). Cassetto: 64x43xh 9,5 cm. Produzione Italiana.

PORTA CATINI

- 27456 PORTA CATINO SINGOLO
- 27457 PORTA CATINO DOPPIO

In acciaio cromato con base in acciaio INOX e 5 rotelle in plastica di cui una con il freno. Altezza regolabile da 60 a 95 cm. Catino in acciaio INOX Ø 32 cm, portata 4 l. Disponibile per uno o due catini. **Fornito smontato.**

- 27459 CATINO INOX Ø 32 cm - ricambio



27457

27456

Portata 4 l

Base Ø 65 cm

CE

TAVOLI MAYO



27453



27455

27454

Dimensioni interne vassoio:
70x45xh 1,7 mm

45832

Altezza
regolabile
90-115 cm

45830

- 27453 TAVOLO MAYO piantana 5 ruote
- Vassoio acciaio INOX, piantana 5 ruote (Ø 50 mm). Altezza regolabile. **Fornito smontato.** Produzione italiana.

- 27454 TAVOLO MAYO - piantana inox
 - 27455 TAVOLO MAYO - con pompa
- Vassoio acciaio INOX removibile, piantana acciaio INOX AISI 304. Altezza regolabile. **Fornito smontato.** Produzione Italiana.

- 45830 TAVOLO MAYO - FORMA A U
 - 45832 TAVOLO MAYO - piantana 5 ruote
- Piantana in acciaio INOX con rotelle Ø 50 mm: razza con 5 rotelle (45832) o a U (45830). Struttura in acciaio INOX e vassoio removibile. Altezza regolabile. **Fornito smontato.** Produzione italiana.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	27453	27454	27455	45830-45832
Misure vassoio:	68x46 cm	68x46 cm	74x54 cm	70x45xh 1,7 cm
Altezza regolabile:	70-110 cm	70-110 cm	85-120 cm	90-115 cm
Peso:	8 kg	12 kg	19 kg	10 kg
Capacità:	20 kg	20 kg	25 kg	10 kg