

CARRELLI MULTIFUNZIONALI - PROD. ITALIANA

CARRELLI SMART

**CONSTRUIRE IL VOSTRO
CARRELLO PREFERITO**



Compatibile con
supporto a 4
ganci 27846


27870




27870
+
27872



27870
+
27888




27870
+
27873
+
27874



Attacco
VESA 75/100
per monitor

27869
+
27873



Struttura
in alluminio

Ripiani
verniciati
con lamine
verniciate

27896
+
27874

Portata: in movimento: 70kg
statico: 140 kg

CARRELLI LINEA SUPER EASY

Linea di carrelli multiscopo componibili a piacere

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni carrello: 47x42x79 cm
Dimensioni ripiani: 32x26 cm o 40x36 cm
Capacità di carico: totale 120 kg
per ripiano 10 kg
4 ruote Ø 80 mm (2 con freno)
Materiale: - alluminio estruso
- parti in plastica in ABS
Ripiano: acciaio verniciato con polvere epossidica

Codice GIMA	CARRELLO SUPER EASY - CON MANIGLIA
27870	Carrello 1 ripiano (32x26 cm)
27869	Carrello 1 ripiano (40x36 cm) e supporto monitor
27871	Carrello 1 ripiano grande (40x36 cm)
ACCESSORI	
27872	Piano aggiuntivo 32x26 cm
27873	Cestello
27874	Asta Flebo
27875	Piano aggiuntivo 40x36 cm
27888	Supporto cardio per ECG

CARRELLI SMART - colore RAL 7035 grigio/bianco

Carrello con 3, 4 o 5 ripiani ampi e resistenti, 4 rotelle Ø 80 mm (2 con freno).

Codice GIMA	CARRELLI SMART
27895	h 80 cm 3 ripiani 40x36 cm
27896	h 90 cm 4 ripiani 40x36 cm
27897	h 115 cm 5 ripiani 40x36 cm
27873	Cestello
27874	Asta Flebo
27888	Supporto cardio per ECG

CARRELLO TRIS

LINEA CARRELLI EASY



77 cm

27438

• 27438 CARRELLO TRIS

Pratico carrello a tre piani dotato di 4 ruote in nylon Ø 50 mm e 2 maniglie laterali.

Ideale per piccoli elettromedicali come ECG, fonti di luce, elettrobisturi...


Dimensioni: 49x37xh 77 cm.

Dimensioni ripiano: 40x30 cm.

Colore: RAL 9002.

Fornito smontato.

Produzione Italiana.



Ripiani ad altezza regolabile

Passacavi all'interno
delle colonne laterali.
4 prese sulla base.

27880

Altezza:
79 cm

27881

Altezza:
88 cm

27883
+
27874

LINEA CARRELLI EASY - produzione italiana

Modelli per tutte le esigenze con 3, 4 o 5 ripiani con sponda anticaduta e alimentazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni carrello: 50x45x79/88/112 cm
Capacità di carico: totale 140 kg
per ripiano 25 kg
mensole: 40x36 cm

4 ruote Ø 80 mm (2 con freno)

Materiale: - alluminio estruso
- parti in plastica in ABS

Ripiano: acciaio verniciato con polvere epossidica

Codice GIMA	CARRELLI EASY
27880	Alto 79 cm - 3 ripiani 40x36 cm
27881	Alto 88 cm - 4 ripiani 40x36 cm
27882	Alto 112 cm - 5 ripiani 40x36 cm
27883	Alto 79 cm - 3 ripiani 40x36 elettrificato
ACCESSORI LINEA EASY	
27873	Cestello 30x16xh 14,5 cm
27874	Asta flebo
27884	Ripiano 40x36 cm
27888	Supporto cardio per ECG