

CARRELLI FARMACIA - PRODUZIONE ITALIANA



27495




27497



27494

- 27494 CARRELLO FARMACIA - piccolo con 15 divisori a 3 scomparti
 - 27495 CARRELLO FARMACIA - standard con 20 divisori a 3 scomparti
 - 27497 CARRELLO FARMACIA - grande con 30 divisori a 3 scomparti
- Farmacia portatile, consente di gestire i trattamenti quotidiani o settimanali dei pazienti. 15/20/30 divisori a 3 scomparti (45-60-90 spazi) per riporre facilmente i farmaci. Struttura in acciaio verniciato, superficie e pannelli laterali in tecnopolimero. Completamente richiudibile grazie a un sistema di sicurezza. Dotati di 4 rotelle pivotanti Ø 125 mm (due con freno).
Dimensioni: 820/1.150x640xh 1.000 mm.
- 27498 DIVISORIO - 3 scomparti - ricambio



4 x 27498

ARMADI PORTAFARMACI- PRODUZIONE ITALIANA



27942, 27944



27941



ARMADIO PORTAFARMACI
100x60xh 195 cm
Con tesoretto per stupefacenti, 48 scomparti porta farmaci e 5 ripiani regolabili - in bilaminato (27944/5) o nobilitato (27942), spessore 20 mm
- telaio in acciaio verniciato a polveri epossidiche con 4 piedini regolabili Ø 50 mm
- 2 ante esterne munite di serratura, con rotazione 180° e 8 scomparti per farmaci ciascuna (espandibili fino a 10)
- bordatura frontale anti polvere
- 2 ante interne con 8 scomparti per farmaci ciascuna (espandibili fino a 10), con rotazione 90°
- tesoretto per stupefacenti munito di serratura



- 27941 ARMADIO PORTAFARMACI COMBO
Con 24 scomparti per farmaci da un lato e 6 vassoi ISO a 1 ripiano e 3 cassetti dall'altro
- in bilaminato di 20 mm di spessore
- base in acciaio verniciato a polveri epossidiche con 4 rotelle regolabili Ø 50 mm

Lato destro
- 1 anta esterna bloccabile con rotazione a 180° e 8 scomparti per farmaci (espandibili fino a 10)
- bordatura perimetrale antipolvere
- 1 contenitore interno con 8 scomparti per farmacia ogni lato (espandibili fino a 10); rotazione a 90° con blocco

Lato sinistro
- anta vetrata, interno con guide per vassoi ISO
- 3 cassetti nella parte bassa

Fornito con 6 vassoi ISO di altezze diverse (2xh 5 cm, 3xh 10 cm e 1xh 20 cm) e 1 ripiano.

- 27946 SCOMPARTO PER FARMACI - ricambio



Codice GIMA	ARMADIO PORTA FARMACI	Materiale	Colori							
27942	Armadio porta farmaci	nobilitato	bianco							
27944	Armadio porta farmaci	bilaminato	bianco							
27945	Armadio porta farmaci	bilaminato	altri colori*							
27946	Scomparto porta farmaci									
Colori:	412	431	441	452	482	484	499	854	861	1818

*Indicare il colore richiesto nell'ordine. Disponibile in 30 giorni