

CARRELLI MULTIFUNZIONALI E DI EMERGENZA

CARRELLI KART MULTIFUNZIONALI

Carrelli multifunzionali e di emergenza in alluminio di elevata qualità con caratteristiche impareggiabili.

- top in copolimero ad alte prestazioni con bordo contenitivo
- telaio in alluminio, con trattamento della superficie in argento antiossidante per una maggiore lucentezza, resistenza e affidabilità
- maniglie ergonomiche in acciaio inossidabile, poste su entrambi i lati per una presa facilitata
- struttura dei cassetti in lamiera d'acciaio verniciata con polvere epossidica
- cassetti scorrevoli, totalmente estraibili
- posizione dei cassetti intercambiabile
- maniglie dei cassetti in alluminio con sistema "gancio/gancio" che previene l'apertura accidentale dei cassetti

- ampia capacità dei cassetti: 20 kg (35 kg per cassetti H-200-283 mm)
- sistema di chiusura centralizzata con chiave frontale o sigillo monouso (solo per carrelli di emergenza)
- 6 tasche laterali integrate (3+3) per contenere bottiglie o piccoli oggetti
- ruote pivotanti Ø 125 mm (due con freno) in gomma termoplastica con parafile, perno su cuscinetti a sfera di precisione.

Dimensioni struttura:		CARATTERISTICHE TECNICHE	
COMPACT: 654x605xh 975 mm		MEDIUM: 804x616xh 975 mm	
Dimensioni cassetti Compact/Medium:		Larghezza frontale/altezza	
small	h1= 1/10	490/640xh 64 mm	Dimensioni interne
medium	h2= 2/10	490/640xh 137 mm	432/582x448xh 58 mm
large	h3= 3/10	490/640xh 210 mm	432/582x448xh 131 mm
Portacartelle	h4= 4/10	490/640xh 283 mm	432/582x448xh 204 mm
			432/582x448xh 270 mm



45660 + 45661



45662



45665




45668

45660 COMPACT KART - 5 cassetti - blu
Dimensione: 634x605xh 975 mm


- 45661 CASSETTI SUPERIORI (9+5) - blu per 45660
- 45662 MEDIUM KART - 5 cassetti - blu
- Dimensione: 804x616xh 975 mm
- 45663 CASSETTI SUPERIORI* (9+5) - blu per 45662

*Incluso supporto per scatola guanti
• 45677 KIT DIVISORIO per cassetti compact kart h2/h3



45677

- 45665 COMPACT KART DI EMERGENZA - 5 cassetti - rosso
- 45666 COMPACT KART DI EMERGENZA - 4 cassetti - arancione
- Dimensione: 654x605xh 975 mm.
- 45667 MEDIUM KART DI EMERGENZA - 5 cassetti - rosso
- 45668 MEDIUM KART DI EMERGENZA - 4 cassetti - arancione
- Dimensione: 804x616xh 975 mm.
- Fornito con asta portaflebo a 4 ganci, vassoio Ø 120-150 mm portadefibrillatore, supporto per cilindro (doppio per 45667/8) e tavola per massaggio cardiaco (solo 45666/8)
- 27473 SIGILLI MONOUSO - conf. da 100 pz.
- 27474 SIGILLI MONOUSO NUMERATI - conf. da 100 pz.



45666



Negativoscopio a LED, area 42x36 cm. Ulteriori info a pag. 144, codice 44700

45671



45672



45656 + 45657



45674 + 45675

45671 VIEWER KART
Compact kart con negativoscopio a LED, 2 cassetti piccoli e 2 portacartelle.

- 45678 PORTACARTELE SOSPESI*

- 45672 VIEWER KART 2
Compact kart con negativoscopio a LED, 2 cassetti small e 1 medium, 10 divisori per cartelle (44x48xh 43,8 cm).

- 45656 KART PEDIATRICO
Compact kart pediatrico con 2 cassetti medium e 2 large.
- 45657 CASSETTI SUPERIORI (9+5)

- 45674 KART MULTIFUNZIONE
Compact kart con 2 cassetti small e 2 portacartelle.
- 45675 CASSETTI SUPERIORI (9+5)
- 45678 PORTACARTELE SOSPESI*

• 45650 KART PERSONALIZZATO: CONFIGURA IL TUO CARRELLO SELEZIONANDO IL COLORE, I CASSETTI E IL MODELLO - disponibile in 45 giorni

Cassetti disponibili

Small 1/10 h	Medium 2/10 h	Large 3/10 h	Portacartelle 4/10 h
Rosso RAL3020	Arancione RAL2004	Turchese RAL5018	Blu RAL5010

Colori disponibili

Scegli i tuoi cassetti considerando:

- l'intercambiabilità tra i cassetti
- la somma dei cassetti deve essere 10/10 h

Azzurro RAL5012	Verde RAL6018	Giallo RAL1021
--------------------	------------------	-------------------

*Set da 25 portacartelle sospesi 365 x 240 mm