

LETTINI GINECOLOGICI



Dimensioni: 180x55xh 80 cm
Seduta: 55x55 cm
Fornito smontato.

27501

Reggigambe standard



27503

Cosciale qualità (deluxe)



27504

Reggigambe e cosciali ruotano a 360°



Dimensioni: 180x55xh 80 cm
Fornito smontato.

27510

- 27500 LETTINO GIN. DELUXE - cosciale deluxe
 - 27501 LETTINO GIN. STANDARD - reggigambe standard
- Robusta struttura in tubo rettangolare cromato. Schienale e poggiapiedi regolabili in altezza. Materassino in ecopelle lavabile, autoestinguente, colore nero. Portata: 100 kg. Fornito con bacinella in acciaio INOX Ø 31 cm e reggiarti. Produzione italiana.
- 26586 BACINELLA IN ACCIAIO INOX Ø 31 cm - ricambio

- 27510 LETTINO DA PARTO DELUXE - cosciale deluxe
- Come cod 27500, ma con 3 sezioni regolabili separatamente con posizione Trendelenburg. Portata 120 kg.
- 27503 REGGIGAMBE STANDARD - coppia - ricambio
 - 27504 COSCIALI DELUXE - coppia - ricambio
- Il kit reggi gambe include 2 cosciali e supporto.
- 27418 SUPPORTO REGGI LENZUOLINO

LETTINO A 3 SEZIONI - MULTIFUNZIONE E PER GINECOLOGIA



PORTATA 150 KG

27505

Reggi gambe standard completamente regolabile (27508) e girevole a 360°

Seduta: 50x60 cm

Dimensioni: 181x60xh 83 cm
Fornito smontato.

- 27502 LETTINO MULTIFUNZIONALE A 3 SEZIONI - blu
 - 27505 LETTINO GINECOLOGIA A 3 SEZIONI - blu
- Struttura robusta ed elegante in tubolare ovale da 50x25 mm, verniciata con polvere epossidica, colore grigio metallizzato. La parte superiore a tre sezioni ha un'imbottitura ad alta densità rivestita con similpelle ignifuga Classe 1 IM. Le sezioni dello schienale delle gambe sono completamente regolabili con un sistema meccanico integrato. Il letto ginecologico è fornito con 2 reggi gambe in schiuma e capsula in acciaio INOX Ø 32 cm. Portata massima: 150 kg. Peso: 36 kg. Produzione Italiana.



27502

Dimensioni: 185x60xh 85 cm

Fornito smontato

Seduta: 62x60 cm

- 27508 REGGI GAMBE STANDARD - coppia - ricambio
 - 27509 REGGI GAMBE DI QUALITÀ - coppia
- Il kit reggigambe comprende 2 cosciali e supporto
- 27511 SUPPORTO REGGILENZUOLINI per 27502-5
 - 27919 SCRIVANIA CON 2 CASSETTI - 130x71xh80 cm
- Struttura robusta in tubolare ovale 40x20, verniciata con polvere epossidica, colore grigio metallizzato. Pianale bianco con bordi in gomma e angoli arrotondati.
- 27979 PREDELLINO A 2 GRADINI



27919



27979



27538

Reggigambe regolabile e girevoli a 360°

LETTINO DA PARTO A 3 SEZIONI CON TRENDELENBURG

- 27538 LETTINO DA PARTO A 3 SEZIONI - con Trendelenburg
- struttura in tubolare ovale in acciaio verniciato con polvere epossidica
 - tre sezioni indipendenti e posizione Trendelenburg
 - imbottitura in schiuma di poliuretano ad alta densità, ignifuga Classe 1 IM
 - copertura in ecopelle lavabile e ignifuga Classe 1 IM
 - piedini in gomma regolabili
- Dimensioni: 181x60xh 80 cm
Dimensioni imballaggio: 75x20xh 196 cm.
Portata massima: 150 kg.
Peso netto: 43 kg.
- Fornito con 2 cosciali anatomici, imbottiti e regolabili in altezza, un paio di poggiaspalle, maniglie, portarotolo e bacinella in acciaio inox Ø 32 cm.
Fornito smontato.
Produzione italiana
- 27509 REGGI GAMBE DI QUALITÀ - coppia