

## POLTRONE ELETTRICHE CON COMANDO A PEDALE - 3 MOTORI



45244

28040

- **28040 POLTRONA ELETTRICA CLEOPATRA - 3 motori - beige**  
Poltrona elettrica con 3 motori e pedaliera per regolare separatamente l'altezza, l'inclinazione di seduta e lo schienale. Poggiatesta regolabile con pompa a gas. Bracciali reversibili e poggiatesta regolabile. Alimentazione: 220-240 V - 50/60 Hz.
- **45234 SGABELLO - beige**
- **45244 SGABELLO CON SCHIENALE - beige**



45233

28045

- **28045 POLTRONA ELETTRICA NEFERTITI - 3 motori - verde**  
Poltrona elettrica regolata tramite pedaliera e concepita per ottimizzare lo spazio di lavoro grazie alla rotazione a 240°. Altezza, schienale e inclinazione della seduta controllati da 3 motori. Poggiatesta regolabile da una pompa a gas, bracciali reversibili e poggiatesta regolabile. Alimentazione: 220-240 V - 50/60 Hz.
- **45233 SGABELLO - verde**
- **45243 SGABELLO CON SCHIENALE - verde**

## POLTRONE PROFESSIONALI MECCANICHE E ELETTRICHE


Misure: 186x63x56-75 h cm  
Peso netto: 65 kg  
Portata max: 170 kg



45241

28005

- **28005 POLTRONA LUXOR - meccanica - bianca**
  - **28006 POLTRONA LUXOR - meccanica - azzurra**  
Tramite pedale la poltrona può scorrere verso l'alto o il basso e ruotare a 360°. Schienale e poggiatesta regolabili.
- SGABELLI**
- **45231 SGABELLO - bianco**
  - **45232 SGABELLO - blu**
  - **45241 SGABELLO - bianco**
  - **45242 SGABELLO - blu**
- Vedere a pag. 141



Misure: 186x88xh 71-96 cm  
Peso netto: 75 kg  
Portata max: 170 kg



45232

28011

- **28010 POLTRONA ELETTRICA LUXOR - 3 motori - bianca**
- **28011 POLTRONA ELETTRICA LUXOR - 3 motori - azzurra**  
Poltrona motorizzata, tramite pedaliera possono essere regolati l'altezza della seduta, lo schienale ed il poggiatesta. Poggiatesta e bracciale flessibili. Alimentazione: 220-240 V - 50/60 Hz.



28010