

LETTINO GIMA ELETTRICO REGOLABILE IN ALTEZZA

- 27632 LETTINO TRATTAMENTO GIMA - colore a richiesta**
- 27633 LETTINO TRATTAMENTO GIMA - blu
- 27634 LETTINO TRATTAMENTO GIMA - crema
- 27628 LETTINO TRATTAMENTO GIMA - verde
- 27635 LETTINO TRATTAMENTO GIMA - nero

DISPONIBILE IN 6 COLORI

Letto visito e trattamenti robusto e estremamente stabile.

Altezza regolabile attraverso comando a pedale. Sezione

gambe fissa e testata con foro naso e bocca

regolabile manualmente. Imbottitura ignifuga.

Capacità sollevamento: 140 kg

Lunghezza: 193 cm. Produzione italiana.

SGABELLI colori coordinati a pagina 141.

• 27629 SUPPORTO REGGILENZUOLINI

• 27630 COPERTURA FORO NASO-BOCCA - colore a richiesta**


• 27631 COPERTURA FORO NASO-BOCCA - blu

• 27620 COPERTURA FORO NASO-BOCCA - crema

• 27625 COPERTURA FORO NASO-BOCCA - verde


• 27621 COPERTURA FORO NASO-BOCCA - nero

** Disponibile in 15 giorni



LETTINI REGOLABILI IN ALTEZZA - ELETTRICI O IDRAULICI

L'imbottitura è in schiuma ad alta densità rivestita da vinile di alta qualità con proprietà ritardanti di fiamma.



DISPONIBILE IN 24 COLORI

LARG. 80 cm




Telaio robusto, tutte le parti mobili sono auto lubrificanti per evitare usura e rumorosità precoci.

Accessibilità: Il telaio aperto lateralmente consente l'accesso con sistemi di sollevamento paziente o carrelli per terapie elettromedicali.

LETTINO BRUXELLES - elettrico o idraulico

Letto per visite e terapia ad alta stabilità. Regolazione elettrica dell'altezza mediante pedaliera (bassa tensione 24 V) o manuale con pistone idraulico. Caratteristiche: una sezione mobile, sistema di regolazione della testata servoassistito da molla a gas (con foro naso-bocca) e sezione gambe fissa. L'ampia testata può essere regolata in positivo ed in negativo inoltre funge da poggiaschiena. Capacità di sollevamento 200 kg. Alimentazione 230 V, 50-60 Hz. Produzione Italiana.

TRENDELENBURG



LETTINI BRUXELLES	Standard 68 cm	Grande 80 cm
Elettrico - colore a richiesta**	27587	27595
Elettrico - blu	27588	-
Idraulico - colore a richiesta**	27589	27596

** Disponibile in 30 giorni

- 27602 LETTINO THER TRENDELENBURG - elettrico - colore a richiesta**
- 27603 LETTINO THER TRENDELENBURG - elettrico - blu (3)
- 27604 LETTINO THER TRENDELENBURG - idraulico - colore a richiesta**

Letto per visite e terapia con regolazione elettrica dell'altezza mediante pedaliera (bassa tensione 24 V) o regolazione idraulica mediante pistone. Caratteristiche: tre sezioni mobili regolabili con molla a gas. Il letto può rapidamente essere posto in posizione "flessa", "relax" e "trendelenburg" anche con il paziente sdraiato. L'ampio poggia-testa (con foro naso-bocca) può essere regolato in positivo o negativo. Posizione di seduta. Capacità di sollevamento 200 kg. Alimentazione 230 V - 50/60 Hz. Fornito con tappo per foro naso-bocca. Produzione italiana.

Codice GIMA	ACCESSORI PER TUTTI I LETTINI
27590	Supporto reggilenzuolini da 50 a 63 cm
27591	Set rotelle
27594	Copertura foro naso-bocca - colore a richiesta** per 27587-9, 27595-6, 27582-4

** Disponibile in 30 giorni

Rotelle regolabili opzionali

Codice colore rivestimento

