

LETTINI VISITA KING

LETTINI VISITA KING

Struttura in tubo ovale robusta ed elegante 50x25 mm, verniciata con polveri epossidiche colore grigio metallizzato. Rivestimento lavabile, ignifugo, materiale similpelle Classe 1 con imbottitura ad alta densità. Testata regolabile tramite sistema meccanico. Portata massima: 150 kg. Dimensioni: 190x60xh 80 cm. Fornito smontato. Produzione italiana.

Codice GIMA	LETTINI KING
27614	Lettino visita King - verde acqua - 5
27615	Lettino visita King - bianco - 7
27616	Lettino visita King - blu - 9
27617	Lettino visita King - nero - 6
44486	Lettino visita King - colore a richiesta*
LETTINI KING CON FORO	
27618	Lettino visita King - verde
27619	Lettino visita King - bianco

*disponibile in 20 giorni, sotto tabella dei colori



27978

27979

ACCESSORI	
27511	Portarotolo
27978	Poggiapiedi - 1 gradino
27979	Poggiapiedi - 2 gradini



27616

27619

LARGHEZZA: 60 cm

PORTATA MAX 150 kg

1

2

3

4

5

6

7

8

9


10

LETTINI VISITA KING PLUS

- 44490 LETTINO VISITA KING PLUS - blu - 9
- 44491 LETTINO VISITA KING PLUS - beige - 2
- 44496 LETTINO VISITA KING PLUS - colore a richiesta*

*disponibile in 20 giorni, sotto tabella dei colori

Medesime caratteristiche dei lettini King ma con materasso più spesso di 7 cm con bordi bianchi laterali



1

2

3

4

5

Giallo Beige Arancione Rosso Verde acqua

6

7


8

9

10

Nero Bianco Lilla Blu Verde

44490



PORTATA MAX 150 kg

44491

LETTINO ÉLITE

- 44500 LETTINO ÉLITE - blu
- 44503 LETTINO ÉLITE - colore a richiesta*

*disponibile in 20 giorni, vedi colori nella tabella sotto

Lettino innovativo, confortevole e di design disponibile in 10 colori con bordi laterali bianchi. Realizzato in tubolare da mobilio di elevata qualità che garantisce stabilità e robustezza. Il lettino è composto da tubolari quadri rettangolari e tondi da mobilio Uni 7947/81 e 8913, DIN 2394.

Il piano imbottito in gomma ad alta densità ignifuga Classe 1 IM è ricoperto in tessuto similpelle ignifugo Classe 1 IM. Cuscino reclinabile grazie a 2 cremagliere.

Il portarotolo in dotazione può essere posizionato sia nella porta dei piedi che in quella dello schienale. 4 piedini regolabili. Dimensioni: 193x68xh 78 cm.

Dimensioni piano imbottito: 190x68xh 7 cm. Carico massimo: 200 kg. Peso: 70 kg.

Viene fornito smontato, semplicissimo da assemblare. Fabbricato in Italia.

- 44500 RUOTE A SCOMPARSA/REMOVIBILI



PORTATA 200 kg

44503

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10