

## LENZUOLINI PER LETTINI

### LENZUOLINI PER LETTINI

Una gamma completa di lenzuolini igienici, economici e resistenti. Fabbricati in Italia in purissima ovatta di cellulosa o ovatta di cellulosa/polietilene. Ogni rotolo è confezionato singolarmente in busta di plastica per una migliore igiene.

Atossici

#### • 27418 SUPPORTO REGGILENZUOLINI

Supporto universale per lettini in metallo. Utilizzabile su supporto rotondo (Ø 27/30mm) o quadrato (27/30mm x 27/30mm)



ALTRE MISURE DI LENZUOLINI  
DISPONIBILI SU RICHIESTA



### LENZUOLINI PER LETTINI

MATERIALE Codice GIMA	Pura ovatta di cellulosa		Lenzuolino punta a punta						Strati in pura ovatta di cellulosa rivestiti con una protezione in polietilene		
	27410	27411	27412	27424	27427	27428	27432	27419	27414	27413	27415
<b>Colore</b>	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco	azzurro	bianco	bianco
<b>Strato</b>	1strato	2strati	2strati	2strati	2strati	2strati	2strati	2strati	14 g/m <sup>2</sup> poliet.	14 g/m <sup>2</sup> poliet.	8 g/m <sup>2</sup> poliet
<b>Peso</b>	30 g/m <sup>2</sup>	2x20 g/m <sup>2</sup>	2x17 g/m <sup>2</sup>	2x17 g/m <sup>2</sup>	2x17 g/m <sup>2</sup>	2x17 g/m <sup>2</sup>	2x17 g/m <sup>2</sup>	2x17 g/m <sup>2</sup>	26/28 g/m <sup>2</sup>	26/28 g/m <sup>2</sup>	26/28 g/m <sup>2</sup>
<b>Lunghezza</b>	95 m	47,5 m	46 m	50 m	100 m	50 m	80 m	80 m	50 m	50 m	50 m
<b>Altezza</b>	50 cm	59 cm	50 cm	50 cm	50 cm	59 cm	59 cm	59 cm	50 cm	50 cm	60 cm
<b>Numero di fogli</b>	250	125	135	132	263	132	210	42	132	132	125
<b>Strappi</b>	38 cm	38 cm	34 cm	38 cm	38 cm	38 cm	38 cm	190 cm	38 cm	38 cm	40 cm
<b>Rotoli per scatola</b>	6	6	9	9	6	9	6	6	6	6	6

## LETTINI VISITA

- 27401 LETTINO VISITA - acciaio cromato - nero
- 27402 LETTINO VISITA - verniciato bianco - grigio
- 27444 LETTINO VISITA - verniciato bianco - verde

SGABELLI: vedere a pag. 141.

Ideale per studio medico o piccoli ambulatori.

Facile da montare.

Dimensioni: 180x61xh 80 cm.

Fornito con materassino composto di due parti:

la prima parte fissa di dimensioni:

130x61xh 5,5 cm e la seconda parte,

che si può inclinare e fissare in più

posizioni, di dimensioni:

50x61xh 5,5 cm.

Fornito smontato.

Produzione italiana.

#### • 27418 SUPPORTO REGGILENZUOLINI

Supporto per rotolo lenzuolini regolabile.

Adatto a lettini in metallo con gambe cilindriche

(Ø 27-30 mm) o quadrate (27-30 mm x 27-30 mm).

#### • 27404 LETTINO CLASSICO - cromato - materasso beige

#### • 27405 LETTINO CLASSICO - cromato - materasso blu - schienale con foro

#### • 27445 LETTINO CLASSICO - cromato - materasso albicocca

Struttura in acciaio cromato, montato su gambe in acciaio cromato

con piedini in plastica.

Le 2 sezioni del materassino sono in schiuma resistente ricoperta

da materiale plastico lavabile e resistente alla fiamma.

La parte schienale è inclinabile completamente.

Disponibile in colore blu, crema o albicocca.

Altri colori a richiesta, per un minimo di 10 pezzi.

Dimensione: 180x57xh 73 cm.

Portata massima: 100 kg.

Fornito smontato. Produzione Italiana.

#### • 27408 TAPPO FORO NASO-BOCCA per cod. 27405 - blu

SGABELLI: vedere a pag. 141 sgabelli in colori coordinati con i lettini.

