

LETTINI DA MASSAGGIO PIEGHEVOLI - LEGNO O ALLUMINIO



LEGGNO 2 SEZIONI

44003



LEGGNO 3 SEZIONI

44011



ALLUMINIO 2 SEZIONI

44024



27421

- 44000 LETTINO DA MASSAGGIO IN LEGNO A 2 SEZIONI - nero
- 44001 LETTINO DA MASSAGGIO IN LEGNO A 2 SEZIONI - blu
- 44002 LETTINO DA MASSAGGIO IN LEGNO A 2 SEZIONI - turchese
- 44003 LETTINO DA MASSAGGIO IN LEGNO A 2 SEZIONI - crema

Lettoni da massaggio in legno pieghevoli a 2 sezioni e ad altezza regolabile. Intelaiatura in faggio proveniente dalla Germania e copertura in vinile PVC con imbottitura di 5 cm di spessore. I lettini sono dotati di poggiatesta, reggibraccia, foro naso-bocca e borsa per il trasporto.

Dimensioni prodotto aperto:
185x70xh 62/87 cm

Dimensioni collo: 95x20xh 75 cm

Peso netto/lordo: 14/17 kg

Carico massimo: 227 kg

Manuale: GB, FR, IT, ES, PT, DE.

- 44011 LETTINO DA MASSAGGIO IN LEGNO A 3 SEZIONI - blu
- 44013 LETTINO DA MASSAGGIO IN LEGNO A 3 SEZIONI - crema

Lettoni da massaggio in legno pieghevoli a 3 sezioni e ad altezza regolabile. Intelaiatura in faggio proveniente dalla Germania e copertura in vinile PVC con imbottitura di 5 cm di spessore. I lettini sono dotati di poggiatesta, reggibraccia, bracciolo appeso, foro naso-bocca e borsa per il trasporto.

Dimensioni prodotto aperto:

185x70xh 62/87 cm

Dimensioni collo: 95x20xh 75 cm

Peso netto/lordo: 16/19 kg

Carico massimo: 227 kg

Manuale: GB, FR, IT, ES, PT, DE.

- 44020 LETTINO DA MASSAGGIO IN ALLUMINIO A 2 SEZIONI - nero
- 44021 LETTINO DA MASSAGGIO IN ALLUMINIO A 2 SEZIONI - blu
- 44024 LETTINO DA MASSAGGIO IN ALLUMINIO A 2 SEZIONI - bianco

Lettoni da massaggio in legno pieghevoli a 2 sezioni ad altezza regolabile. Intelaiatura in alluminio e copertura in vinile PVC con imbottitura di 5 cm di spessore. I lettini sono dotati di poggiatesta, braccioli laterali, reggibraccia appeso, foro naso-bocca e borsa per il trasporto.

Dimensioni prodotto aperto: 186x70xh 59/80 cm

Dimensioni collo: 95x20xh 75 cm

Peso netto/lordo: 13/16 kg

Carico massimo: 200 kg

Manuale: GB, FR, IT, ES, PT, DE.



LETTINO DA MASSAGGIO CON FORO

- 27421 LETTINO DA MASSAGGIO

Letto da massaggio confortevole, con foro facciale e cuscino removibile.

Ideale per fisioterapia e centri benessere.

Poggiaschiena regolabile da 0 a 45 gradi.

Fornito con supporto per rotolo carta.

Dimensioni prodotto: 183x61x75 cm

Dimensioni collo: 188x17x66 cm

Peso netto/lordo: 28/31 kg

Carico massimo: 175 kg



44050



Sedia da massaggio piegata

SEDIA DA MASSAGGIO PIEGHEVOLE

- 44050 SEDIA DA MASSAGGIO PIEGHEVOLE

Sedia da massaggio comoda e pieghevole, ideale per la fisioterapia e i centri benessere. Prodotta in vinile PVC con spessore di 5-6 cm. Intelaiatura metallica.

Dimensioni collo: 106x27xh 50 cm

Peso netto/lordo: 7/13 kg

Carico massimo: 160 kg