

PARAVENTI CON TENDE TREVIRA



PARAVENTI CON TENDE TREVIRA
Possibilità di scegliere tra 4 differenti telai e 6 differenti colori di Tende Trevira.

TELAIO PARAVENTO
Telaio tubolare in lega d'alluminio montato su piedini o su ruote (Ø 50 mm).
Misure: 150x170 cm (3 sezioni) o 200x170 cm (4 sezioni)

Le Tende Trevira sono ignifughe (Classe I), anallergiche, antibatteriche, impermeabili e altamente resistenti alle abrasioni.



Trama fitta per evitare le infiltrazioni di polvere e garantire la privacy, lavabile fino a 60°.

Disponibile in 6 colori, per soddisfare ogni esigenza.

Tende su misura disponibili su richiesta.
Produzione italiana.

Codice GIMA	TELAIO PARAVENTO senza tenda
45560	Paravento 3 sezioni
45561	Paravento 3 sezioni con ruote
45562	Paravento 4 sezioni
45563	Paravento 4 sezioni con ruote
Codice GIMA	TENDA* IN TREVIRA 45 xh 132 cm
45570	Tenda - azzurro
45571	Tenda - blu
45572	Tenda - bianco
45573	Tenda - beige
45574	Tenda - verde
45575	Tenda - pesca

*Possibilità di acquistare 3 o 4 tende a seconda del telaio scelto



PARAVENTO 3, 4 ANTE CON TENDA IN PLASTICA



27970



27974

- 27970 PARAVENTO 3 sezioni
 - 27971 PARAVENTO 3 sezioni con ruote
 - 27972 PARAVENTO 4 sezioni
 - 27974 PARAVENTO 4 sezioni con ruote
- Struttura in tubolare d'alluminio, tende pieghevoli in plastica lavabile bianca e resistente alla fiamma, su piedini o ruote (Ø 50 mm)
Misure: 150x170 cm - 3 sezioni (ogni 50 cm)
200x170 cm - 4 sezioni (ogni 50 cm)
Peso: 5 kg (3 sezioni), 8 kg (4 sezioni).
Produzione italiana.

SISTEMA DI SEPARAZIONE E TENDE vedi pagina 106

PARAVENTI 2, 3 ANTE CON TENDE TREVIRA O COTONE

Larghezza: 60+60+60 cm

Altezza: 180 cm

Larghezza: 60+60 cm



45580



45579

- 45578 PARAVENTO 2 ANTE - tela bianca
- 45579 PARAVENTO 2 ANTE - TREVIRA azzurro
- 45580 PARAVENTO 3 ANTE - tela bianca
- 45581 PARAVENTO 3 ANTE - TREVIRA azzurro

2 o 3 sezioni, struttura resistente in tubo ovale 30x15 mm, verniciata con polveri epossidiche, colore grigio metallizzato. Trevira azzurra o tela lavabile bianca. 4 piedini regolabili assicura una perfetta stabilità.

Dispositivo medico Classe I, conforme alle direttiva europea 93/42.
Produzione italiana.