

# ARMADI PER MEDICINALI E STRUMENTI - PRODUZIONE ITALIANA

GLI ARMADI  
VENGONO FORNITI  
SMONTATI



**27898**

Dimensione: 52x35x138 cm  
Collo: 65x26x134 cm  
Peso: 31 kg



**27899**

Dimensione: 75x37x164 cm  
Collo: 72x24x156 cm  
Peso: 45 kg



**27900**

Dimensione: 75x37x164 cm  
Collo: 72x24x156 cm  
Peso: 50 kg



**27902**

Dimensione: 79x36x186 cm  
Collo: 88x36x96 cm  
Peso: 56 kg

- **27898 ARMADIO VALUE - 1 ante**
- **27899 ARMADIO VALUE - 2 ante**

Armadi in lamiera d'acciaio smaltata con ante in vetro temperato. Anta in vetro a battente con serratura e chiave. Tre ripiani in acciaio inossidabile regolabili in altezza. Fornito smontato.

- **27900 ARMADIO VALUE - 4 ante (incernierate)**
- **27902 ARMADIO VALUE - 4 ante (2 incernierate, 2 scorrevoli)**

Armadi in lamiera d'acciaio smaltata con 2 scomparti sovrapposti. Lo scomparto superiore presenta 2 ante in vetro temperato (incernierate 27900 o scorrevoli 27902), serratura con chiave e 2 ripiani in acciaio inossidabile regolabili in altezza. Quello inferiore ha 2 ante in lamiera d'acciaio smaltata e 1 ripiano in lamiera d'acciaio smaltata. Fornito in kit.

## VETRINE CON 1, 2, 4 ANTE E VETRINE DA PARETE



**27901**

**27905**


**27903**

Sezione inferiore con  
1 piano in acciaio



**27912**

Pensile con due ante con serratura. Divisione interna 2 vani, lato sinistro con due ripiani estraibili, lato destro con 1 piano estraibile.



**27911**

Pensile per le medicine con 2 ante in vetro temperato e 2 ripiani in vetro temperato da appendere alla parete grazie a 2 fori sul retro

**VETRINE GIMA** Serie di armadi con struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche e vetri temperati. Ripiani regolabili in vetro. Piedini in gomma.

CARATTERISTICHE TECNICHE	27901	27905	27903	27911	27912
Ante:	1	2	4	2	2
Ripiani in vetro regolabili:	3	4	3	2	2
Peso kg:	30	47	45	16	18
Misure in cm:	53x36xh 144	75x38xh 169	75x38xh 169	60x30xh 60	80x33xh 45

- **27901 VETRINA - 1 ante**
  - **27905 VETRINA - 2 ante**
  - **27903 VETRINA - 4 ante**
  - **27911 VETRINA DA PARETE - ante scorrevoli in vetro**
  - **27912 VETRINA DA PARETE - ante verniciate**
- Tutte le vetrine sono fabbricate in Italia