

ARREDO AMBULATORIO MEDICO



EN 60598-1
EN 60598-2-4

Telaio tubolare in metallo ad altezza fissa 100 cm e braccio flessibile 38 cm

27990


• 27990 LAMPADA STUDIO
Struttura in acciaio tubolare con base in plastica Ø 60 cm dotata di 5 ruote in plastica.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lampada da 100 W non inclusa
Alimentazione: 230 V

Codice GIMA	Prodotto	Descrizione	Misure cm	Peso kg
27920	SCRIVANIA - a due cassetti	Scrivania con 2 cassetti laterali di cui il primo con chiave e struttura tubolare in metallo smaltato	120x70x78	31
27403	LETTINO PER VISITE	Letto tradizionale in alluminio con materassino in skay colore grigio - schienale regolabile in varie posizioni - fornito smontato	176x60x78	22
27989	ATTACCAPANNI	Attaccapanni a 8 rami con struttura tubolare in acciaio cromato. Basamento pesante e portaombrelli		5
27990	LAMPADA	Lampada non medica 100 W, struttura in alluminio e base in plastica a cinque raggi su rotelle di 50 mm. È possibile regolare l'orientamento della luce. Lampadina non inclusa.		3

SEDIE IMPILABILI



- 45001 SEDIA IMPILABILE - blu
- 45002 SEDIA IMPILABILE - grigio
- 45003 SEDIA IMPILABILE - pesca
- 45006 SEDIA IMPILABILE - con braccioli - blu

Struttura in acciaio cromato e seduta in plastica autoestinguente. Possibilità di impilare fino a 20 sedie. Peso 5 kg (45001-3), o 6,8 kg (45006). Autoestinguente Classe I. Produzione italiana.

SEDIE



- 27932 SEDIA - seduta imbottita
Struttura in acciaio inox con schienale e seduta imbottiti grigi e amovibili. Impilabili. Soppoporta pesi fino a 120 kg.
- 27933 SEDIA - seduta imbottita e braccioli
Come modello 27932, con braccioli imbottiti. Produzione italiana.

CONTENITORI RIFIUTI - CON PEDALE

- 27984 CONTENITORE RIFIUTI 9,5 l - a pedale - Ø 25xh 35 cm
Realizzato in acciaio smaltato con secchio interno in plastica - peso: 2 kg
- 27985 CONTENITORE RIFIUTI IN ACCIAIO INOX 9,5 l - a pedale - Ø 25xh 35 cm
In acciaio inox AISI 304 con secchio interno in plastica - peso: 2 kg
- 27986 CONTENITORE RIFIUTI 12 l con pedale - Ø 32xh 36 cm
In acciaio inox AISI 430. Manico in metallo. Secchio interno rimovibile in plastica. Produzione italiana.
- 27983 CONTENITORE RIFIUTI 70 l con pedale - Ø 42xh 72 cm
In acciaio inox. Pedale in gomma antiscivolo. 2 maniglie laterali evitano di schiacciarsi le dita. Secchio interno galvanizzato con maniglia Produzione italiana.

