

DRUG READER - ANALISI TEST DROGA

Adatto nella medicina del lavoro per uno screening economico dei lavoratori

- 24570 DRUG READER con software in italiano
 - 24571 DRUG READER con software in inglese
 - 24576 TEST DROGA A BICCHIERINO - 7 droghe + antiadulteranti
 - 24577 TEST DROGA A BICCHIERINO - 8 droghe + antiadulteranti
- Semplicemente scansionando nell'apparecchio uno dei tre test, è possibile ottenerne una completa analisi sul vostro PC.

- analisi automatica dei test a lettura visuale
- riconoscimento automatico menù test (codice a barre 2D)
- sistema interno di autocontrollo qualità
- acquisizione immagini, gestione dati/esportazione, archivio risultati
- utilizzabile con diversi formati

- Principali benefici:
- automatico - elimina la variabilità e la soggettività nell'interpretazione dei risultati
 - preciso - garanzia del risultato rispetto ai test visuali
 - veloce - il processo di scansione richiede 15-30 secondi
 - flessibile - diversi formati/menu, semi-portatile, installazione semplice, compatibile con Windows
- Per uso professionale.

DROGA	24576	24577	CUT OFF NG/ML	Tempo rilevazione
MTD	•	•	300	5-7 giorni
MDMA	•	•	500	5-7 giorni
MET	•	•	500	3-5 giorni
COC	•	•	300	2-5 giorni
THC	•	•	50	-
AMP	•	•	500	2-5 giorni
MOP	•	•	300	5-7 giorni
BUP	•	•	10	5-7 giorni
ANTIADULTERANTI				
OX	•	•	•	•
S.G.	•	•	•	•
PH	•	•	•	•
NiT	•	•	•	•
Glut	•	•	•	•
CRE	•	•	•	•



TEST DROGA PROFESSIONALE

- 24546 TEST MULTIDROGHE "A BICCHIERINO" - urine
- Conf. 25 test per 7 droghe
- Rileva le seguenti sostanze: (MTD/MDMA)+<COC>+<AMP500>+<MET500>+<THC>+<MOP>.

Il pannello del test è ben fissato al bicchierino proteggendolo da adulterazione

- Per uso professionale
- facile da utilizzare: non occorre maneggiare campioni d'urina, inserite la chiave per iniziare il test ed ottenere i risultati in 5 min
 - bicchierino urine sigillato: nessuna fuoriuscita di urina
 - design evoluto: durante la reazione il campione non contaminerà l'urina residua che potrà essere spedita ad un laboratorio di analisi per ulteriori verifiche
 - chiave di sicurezza separata: solo il tecnico di laboratorio può effettuare il test



Controllo temperatura

DROGA	CUT OFF ng/ml	TEMPO RILEVAZIONE*
MOP	300	5-7 giorni
COC	300	2-5 giorni
THC	50	-
AMP	500	2-5 giorni
MDMA	500	5-7 giorni
MTD	300	5-7 giorni
MET	500	3-5 giorni

*L'utilizzo oltre il tempo di rilevazione non viene misurato

TEST DROGHE SU SALIVA



- 24555 TEST MULTIDROGHE saliva
- conf. da 25 test rileva 6 tipi di droghe
- Test multidroghe che fornisce in 10 minuti risultati accurati per le seguenti droghe: anfetamine, cocaina, marijuana (cannabis), metanfetamine, oppiacei, fenciclidina.
- Livelli di cut off conformi agli standard internazionali SAMHSA.
- Per uso professionale e ospedaliero.
- Manuale in: GB, IT, FR, DE, ES, PT.



DROGA	CUT OFF ng/ml	TEMPO RILEVAZIONE
COC	20	10 min - 24 h
THC	30	fino a 14 h
AMP	50	10 min - 72 h
MET	50	10 min - 72 h
PCP	10	-
OPI	40	1 h - a diversi giorni
MTD	45	fino a 2 giorni

TEST DROGA SU URINE - PER USO PROFESSIONALE

- 24540 TEST COCAINA - striscia - urine - cut off: 300 ng/ml
- 24541 TEST MARIJUANA- stris. - urine - cut off: 50 ng/ml
- 24542 TEST OPIACEI - striscia - urine - cut off: 300 ng/ml
- Cod. 24540-41-42 venduti in confezioni da 50 bustine sigillate.



- 24550 TEST MULTIDROGHE 6 parametri - urine - conf. da 25*
- 24549 TEST MULTIDROGHE 8 parametri - urine - conf. da 25**
- 24551 TEST MULTIDROGHE 12 parametri - urine - conf. da 25
- I test multidroghe forniscono in 5 minuti risultati accurati per le seguenti droghe: anfetamine*, cocaina*, marijuana* (cannabis), metanfetamine*, oppiacei*, fenciclidina*, barbiturici, benzodiazepine, ecstasy, morfina300, metadone, antidepressivi triciclici.
- *Droghe con l'asterisco solo in 24550
- **Cod. 24549 deoghe con asterisco più MDMA and 6-AM.
- Livelli di cut off conformi agli standard SAMHSA.
- Tutti i prodotti sono forniti con manuale multilingue: GB, IT, FR, ES, DE, PT.



Droga	TEST MULTIDROGA		Tempo rilevaz.
	24550	24551	
MOP	-	300	5-7 giorni
COC	150	150	2-5 giorni
THC	50	50	5-8 giorni
AMP	500	500	2-5 giorni
MDMA	-	500	5-7 giorni
MTD	-	300	5-7 giorni
MET	500	500	3-5 giorni
BZO	-	300	7-10 giorni
BAR	-	300	2 giorni - 4 sett.
PCP	25	25	25
OPI	2000	2000	5-7 giorni
TCA	-	1000	-
6-AM	-	10	-