

## MAGNETOTERAPIA BASE

### • 28321 GIMA MT BASE PLUS - magnetoterapia

Il Magneto Base+ è un apparato per magnetoterapia a bassa frequenza, progettato e realizzato per applicazioni domiciliari. I principali effetti dei campi magnetici a bassa frequenza sono: Antiedemigeno / Antalgico / Antiflogistico / Rigenerativo e trovano applicazione principalmente in: traumatologia, reumatologia, angiologia, neurologia, dermatologia, endocrinologia. Il campo magnetico prodotto è di tipo impulsivo. L'apparato ha incorporato un generatore di corrente elettrica a onda quadra con frequenza variabile da 10 a 99 Hz e durata dell'impulso variabile in modo da ottenere una intensità di campo predeterminabile da 10 a 80 Gauss. L'apparato incorpora un rilevatore di campo magnetico sonoro e un sistema di sicurezza che blocca l'erogazione in caso di corto circuito. Le due placche possono essere connesse contemporaneamente (il campo prodotto da ogni placca è la metà del totale).

- 28322 PLACCA TRASDUTTRICE 70x120 mm - ricambio
- 28323 FASCIA ELASTICA VELCRO 100x8 cm - ricambio

#### ACCESSORI STANDARD

Cavo di alimentazione	1 fascia elastica in velcro cm 100x h 8
2 placche 80 Gauss per applicazioni cm 70x120	Valigia in ABS per trasporto
1 fascia elastica in velcro cm 60xh 8	Manuale d'uso (GB, IT)



28321

Fornito in valigetta per il trasporto con tutti gli accessori.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma d'onda di modulazione: quadrata Intensità massima del campo: 80 Gauss  
 Rapporto di emissione massima: 50% Alimentazione: 230V/50-60 Hz  
 Campo magnetico regolabile: 10-80 Gauss Dimensioni: 193x138xh 68 mm Peso: 1 kg  
 Frequenza di campo: selezionabile da 10 a 99 Hz Classe di sicurezza: II BF - Norme: EN 60601-1 (CE)

## IONO BASE PLUS - IONOFRESI GALVANICA

### • 28306 IONO BASE - PLUS - 2 canali

Generatore per la somministrazione locale di principi attivi per via ionoforetica, elettro-osmosi, trattamento contro l'iperidrosi (eccessiva sudorazione), e cellulite. Erogatore di corrente per idrogalvanizzazione estetica modellante e contro gli inestetismi da cellulite. Controllato da un microprocessore, con selezione dei parametri e dei programmi interni; caratteristiche tipiche di un'attrezzatura professionale mantenendo comunque semplicità e sicurezza d'uso. Fornito in valigetta in ABS, fasce elastiche in velcro, elettrodi in gomma conduttivi, 80x120 mm e buste spugna 50x50 mm per elettrodi. Produzione italiana.

- 28335 ELETTRODO GOMMA 50x50 mm - conf. da 10 pz.
- 28336 BUSTA SPUGNA PER ELETTRODI 50x50 mm - conf. da 10 pz.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Misure: 138x68x193 mm	Tensione di alimentazione: 230 V - 50/60 Hz
Potenza massima assorbita: 10 VA	Corrente massima di uscita: 20 mA
Classe: II BF - CE 93/42/EEC	Produzione italiana

Fornito con astuccio in ABS, bende elastiche in velcro, elettrodi conduttivi in gomma 80x120 mm e 50x50 mm e spugnette per elettrodi.



28306

## LAMPADA AD INFRAROSSI - 250 W

- 28652 LAMPADA TERAPEUTICA AD INFRAROSSI - 250 W - da tavolo con morsetto
- 28653 LAMPADA TERAPEUTICA AD INFRAROSSI - 250 W - su carrello

La luce infrarossa è nota per alleviare efficacemente i dolori causati dalle contrazioni dei muscoli e delle articolazioni. Il calore generato dai raggi infrarossi penetra in profondità nella pelle, stimola la circolazione e riscalda i muscoli che si rilassano automaticamente. Allo stesso tempo, la maggiore circolazione del sangue aiuta l'organismo a sbarazzarsi delle impurità e ad inviare velocemente sangue ricco di ossigeno ai muscoli contratti e doloranti in modo da ottenere un sollievo duraturo ed efficace. Classe II.

- 28654 LAMPADINA DI RICAMBIO - 250 W

Lampada Ø 30 cm



28652

Lunghezza del braccio 90 cm (45+45)

Il braccio articolato a molla consente di ottenere diverse posizioni

28653



## INFREX TERAPIA AD INFRAROSSI

- 28650 INFREX - 230 V - 50/60 Hz
- 28651 LAMPADINA RICAMBIO 7,5 W

Infrex è un moderno apparecchio elettronico che produce tramite infrarossi un calore che penetra in profondità nella pelle producendo una stimolazione ed un effetto di estremo confort. Attenua tensioni muscolari, riduce le infiammazioni e dona sollievo evitando l'uso di medicinali in casi quali: artrite, borsite, sinusite, gomito del tennista, nevralgie, dolori alla schiena, dolori muscolari, fastidi, distorsioni ed altri fastidi muscoloscheletrici.

Gli infrarossi donano sollievo e non richiedono l'uso di medicine. Non si registrano effetti collaterali. Efficaci in 10-15 minuti. Semplice da usare.



FDA CE 0434

## LAMPADA A INFRAROSSI MOMERT 100 W

### • 28648 LAMPADA A INFRAROSSI MOMERT 100 W

Il calore dei raggi a infrarossi di questa lampada penetra in profondità rilassando i muscoli e stimolando la circolazione del sangue. Il calore dilata i capillari apportando maggiore ossigeno e nutrizione ai tessuti. Utile per il trattamento dei reumatismi, delle allergie, delle malattie da raffreddamento, in medicina alternativa (disintossicazione) e nei trattamenti di bellezza. Tensione di funzionamento: 230 V - 50 Hz.

- 28649 LAMPADINA DI RICAMBIO - 100 W

Manuale e scatola multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, DE, HU, SK\*, LV\*, CZ, EE\*, PL, RU, BG\*).  
 \*Solo manuale



Dimensione scatola 185x140x225 mm

28648



Posizione regolabile