

TENS MIO-CARE - 2 CANALI

- 28370 TENS MIO-CARE - 20 programmi medicali
- 28376 MIO-CARE FITNESS - 55 programmi (20 medicali + 15 beauty + 20 fitness)
- 28377 MIO-CARE PRO - 63 programmi (14 medicali + 15 beauty + 21 fitness + 13 memorie libere)

- elettrostimolatore a 2 canali indipendenti
- generatore di onda quadra bifasica e compensata: (nessun effetto termico di polarizzazione)
- tastiera digitale facile da usare
- istruzioni programma in corso e tempo residuo
- funzionamento con batteria interna ricaricabile
- intensità massima 200 mA
- conforme alla norma 93/42/CEE MDD.

Fornito in borsa di trasporto con 2 cavi di connessione elettrodi, 8 elettrodi, batteria interna ricaricabile, caricabatteria e manuale in: GB, FR, IT, DE, ES.

- 28372 ELETTRODI PREGELLATI 46x47 mm con cavo - conf da 4 pz.
- 28373 ELETTRODI PREGELLATI 45x80 mm con cavo - conf da 4 pz.

Dimensioni:
60x135x19 mm



20 PROGRAMMI
300 APPLICAZIONI

55 PROGRAMMI
500 APPLICAZIONI

50 PROGRAMMI
13 MEMORIE LIBERE

14 PROGRAMMI MEDICALI (tutti)		15 PROGRAMMI BEAUTY (28376, 28377)		20 PROGRAMMI FITNESS (28376, 28377)	
Tens convenzionale (rapido)	Vascolarizzazione	Rassodamento arti superiori e tronco	Lipolisi cosce	Riscaldamento	Capillarizzazione profonda
Tens endorfinico (ritardato)	Decontratturante	Rassodamento arti inferiori	Lipolisi glutei e fianchi	Resistenza arti superiori e tronco	Recupero muscolare
Tens ai valori massimi	Dolori mano e polso	Tonificazione arti superiori e tronco	Lipolisi braccia	Resistenza arti inferiori	Agonista Antagonista
Antinfiammatorio	Stimolazione plantare	Definizione arti superiori e tronco	Elasticità dei tessuti	Forza resistente arti superiori e tronco	Contrazioni toniche sequenziali a.s. e t.
Cervicalgia/cefalea miotensiva	Epicondilite	Tonificazione arti inferiori	Capillarizzazione	Forza resistente arti inferiori	Contrazioni toniche sequenziali a.i.
Lombalgia/sciatalgia	Epitrocleite	Definizione arti superiori e tronco	Pesantezza alle gambe	Forza base arti superiori e tronco	Contrazioni fasiche sequenziali a.s. e t.
Distorsioni/contusioni	Periartrite	Definizione arti inferiori		Forza base arti inferiori	Contrazioni fasiche sequenziali a.i.
		Modellamento		Forza Veloce arti superiori e tronco	Decontratturante
		Microlifting		Forza Veloce arti inferiori	Massaggio profondo
		Lipolisi addome		Forza esplosiva arti superiori e tronco	
				Forza esplosiva arti inferiori	
+6 PROGRAMMI MEDICALI (28370, 28376)		+1 PROGRAMMA FITNESS (solo 28377)			
Ematomi	Microcorrente	EMS			
Prevenzione atrofia	Incontinenza da sforzo				
Atrofia (recupero trofismo)	Incontinenza da urgenza				

I-TECH PHYSIO - STIMOLATORE PROFESSIONALE A 2 CANALI

- 28382 STIMOLATORE PROFESSIONALE I-TECH PHYSIO
- Stimolatore professionale con 2 canali indipendenti
- onda quadra bifasica e compensata: corrente uguale e costante da polo + a polo - (nessun effetto termico di polarizzazione)
 - onda quadra monofasica
 - programmi per incontinenza e per ionoforesi
 - trattamento denervato
 - TENS programmabile - memorie EMS
 - frequenza regolabile, larghezza impulso, tempo, rampa
 - istruzioni programmi e tempo residuo su schermo LCD
 - batteria interna ricaricabile (rimovibile)
 - intensità massima 200 mA
 - 28381 KIT IONOFRESI (2 elettrodi conduttivi in silicone, 2 spugne, 1 fascia elastica)

Fornito in una borsa per il trasporto con:

- batteria ricaricabile e carica batteria
- 1 set di 4 elettrodi pregellati 41x41 mm
- 1 set di 4 elettrodi pregellati 49x90 mm
- 2 elettrodi conduttivi in silicone 60x90 mm
- 2 spugne 70x100 mm
- 1 fascia elastica per fissare gli elettrodi
- 2 cavi elettroterapia, spina maschio 2 mm
- 4 cavi sdoppiatori - spina maschio e femmina 2mm

Manuale utente (GB, IT, ES)

Display retroilluminato




Tastiera digitale di semplice utilizzo

PROGRAMMI:
21 NEMS
14 BEAUTY
27 RIABILITAZIONE
14 TENS
9 UROLOGIA
13 MEMORIE LIBERE

MIO-IONOTENS, 2 CANALI

- 28380 MIO-IONOTENS 37 programmi
- Stimolatore a 2 canali con una vasta scelta di programmi TENS, di riabilitazione e memorie interne.
- Portatile, semplice, con display retroilluminato e tastiera digitale.
- Dotato di batteria interna ricaricabile (lunga durata) e clip da cintura. 14 programmi TENS, 10 programmi di riabilitazione inclusi 3 trattamenti di ionoforesi e 13 memorie libere (si può definire la frequenza di trattamento, la durata dell'impulso, il tempo di terapia).
- Fornito in borsa di trasporto con 2 cavi, 1 kit ionoforesi, 1 set di 4 elettrodi pregellati 41x41 mm, 1 set di 4 elettrodi pregellati 40x80 mm, 1 clip da cintura, batteria interna ricaricabile, carica batterie, 1 manuale utente (GB, FR, IT, ES).
- 28381 KIT IONOFRESI - ricambio (fascia elastica, 2 elettrodi in silicone, 2 spugnette)



CE 0476

28380