

DOCCIA NASALE



28083

- 28083 SPRAY NASALE SOLUZIONE SALINA SINUS C 20 ml - per bambini - conf. da 48 pz.
 - 28084 LAVAGGI NASALI SINUS A - per adulti - flacone 120 ml + 12 bustine saline
- I lavaggi con soluzione salina aiutano ad eliminare i problemi nasali come raffreddore, secchezza delle narici e congestione nasale. Grazie ai lavaggi nasali è possibile rimuovere particelle di polvere e polline per disinfiammare le mucose e renderle più resistenti alle allergie.

HUMI-RAINBOW

Fuoriuscita del vapore con direzione (rotazione 360°) e velocità (tramite manopola) regolabili



28070

- 28070 UMIDIFICATORE HUMI-RAINBOW Un umidificatore di vapore freddo a ultrasuoni dal design attraente e cangiante in 7 colori a LED
- 28071 ESSENZA BALSAMICA - pino
- 28072 ESSENZA BALSAMICA - agrumi



CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: AC 110-240V / 50-60 Hz
Fuoriuscita massima di vapore: 280 ml/h
Portata acqua: 2,8 l
Adatto ad ambienti di dimensioni: min 10, max 25 m²
Funzionamento continuo massimo (non stop): 10 ore
Dimensioni (singola confezione): Ø 19x30 cm - Peso: 1,4 kg

INALATORE VAPINAL

Bottiglia non inclusa



- 28110 INALATORE TERMALE VAPINAL Apparecchio per inalazioni termali a domicilio. L'apparecchio attraverso uno sprizzatore sfruttante il principio Venturi, miscela il vapore sviluppato con i principi di acque termali. Dotato di caldaia in acciaio inox, con resistenza ad alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz. Fornito con ampolla in policarbonato. Produzione italiana.
- 28112 AMPOLLA VAPINAL - ricambio


CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità: 800 ml
Caldaia: acciaio inox
Valvola di sicurezza e termostato
Alimentazione: 230 V-50 Hz - 600 W
Tempo riscaldamento: 5-8 min
Tempo d'inalazione: 12-15 minuti/litro

ACCESSORI PER AEROSOL DI OGNI MARCA

ACCESSORI PER AEROSOL

GIMA offre differenti ampolle corredate di accessori, compatibili con ogni marca di Aerosol.



28158

28157 Include boccaglio e forcella nasale

28147

28146

28139

28140

Accessori standard con aerosol Eolo e Corsia


AMPOLLA FASTERJET con valvola

Ampolla jet di nuova concezione capace di somministrare ogni tipo di medicinale in tempi ridottissimi tramite un'elevata quantità di particelle respirabili. La valvola assicura un'estrema efficienza limitando la perdita di medicinale ed ottimizzando la quantità somministrata al paziente.

CARATTERISTICHE TECNICHE FASTERJET

Capacità: 16 ml
tasso di neb.: 0,60 ml/min
Volume respirabile: <math>< 5 \mu\text{m}</math> 80 %
Volume residuo: 0,8 ml
DAMM (Diametro Aerodinamico Mediano di Massa): 2,7 μm

Ampolla fasterjet: per la somministrazione di qualsiasi farmaco in tempo breve **28163 + 28165**



28164

28166

28168

28169

28145

| Codice GIMA | ACCESSORI AEROSOL | Da usare con |
|---|---|---------------------|
| Dotazione Standard con Famiglia, Corsia, Eolo | | |
| 28158 | Tubo connessione 1m - PVC | tutti gli aerosol |
| 28139 | Ampolla aereosol | tutti gli aerosol |
| 28146 | Mascherina adulti* - sostituisce 28143 | ampolla 28139/28140 |
| 28147 | Mascherina pediatrica* - sostituisce 28144 | ampolla 28139/28140 |
| 28157 | Boccaglio - forcella | ampolla 28139/28140 |
| 28138 | Kit nebulizzatore Mascherina adulto e pediatrico, tubo pvc, lampadina, forcella nasale, boccaglio | tutti gli aerosol |
| 28140 | Ampolla nebulizzatore | tutti gli aerosol |

*Con elastico

| Codice GIMA | ACCESSORI AEROSOL | Da usare con |
|-------------|---|----------------------|
| 28163 | Ampolla Fasterjet* con sistema a valvola | tutti gli aerosol |
| 28164 | Ampolla Nebjet** con doppio effetto Venturi | tutti gli aerosol |
| 28165 | Boccaglio bi-valvola | ampolla 28163 |
| 28166 | Boccaglio | ampolla 28164, 28163 |
| 28167 | Forcella nasale | ampolla 28164, 28163 |
| 28168 | Mascherina adulti*** | ampolla 28164, 28163 |
| 28169 | Mascherina pediatrica*** | ampolla 28164, 28163 |
| 28145 | Filtro di aspirazione dell'area | 28130/1/2/3/4/5 |

* Standard con Happyneb II, Hospyneb

** Standard con Happyneb I, III, Betaneb

*** Senza elastico