

## AEROSOL AD ULTRASUONI FAMILY E PINGOO



Peso: 250 g

CE 0476

Misure: 22x50x132 mm

28106

28117

Codice GIMA	AEROSOL AD ULTRASUONI
28106	Aerosol ad ultrasuoni Family
28117	Aerosol ad ultrasuoni Pingoo
28113	Batteria ricaricabile opzionale Family (Ni MH 12V DC)
28115	Batteria ricaricabile opzionale Pingoo (Ni MH 12V DC)
28114	Kit ricambi: include mascherina adulti e pediatrica, forcilla nasale, boccaglio e tubo collegamento
28121	Coppette farmaco per Family (conf. 15 pz.)
28122	Coppette farmaco per Pingoo (conf. 15 pz.)



Batteria opzionale



28114

### AEROSOL AD ULTRASUONI

Grazie alle tecnologie elettroniche innovative, questi nebulizzatori ad ultrasuoni portatili e facili da usare permettono un funzionamento silenzioso e rapido con una dimensione ridotta delle particelle. **Portatili:** piccoli e leggeri, consentono ai pazienti di realizzare i loro trattamenti ovunque e in qualsiasi momento. **Ottime dimensioni delle particelle:** la loro dimensione determina l'estensione con la quale il medicinale verrà inalato dal paziente e penetrerà i tessuti polmonari profondi. Circa il 90% delle particelle generate dai modelli Family o Pingoo sono comprese nella gamma di dimensioni ottimali di 1,5 µ (micron). **Trattamento rapido:** il suo alto rendimento permette una durata ridotta del trattamento, generalmente inferiore a 6 minuti, con un consumo di energia limitato.

#### Basso livello di rumore:

i trattamenti sono rapidi e silenziosi grazie all'avanzatissima tecnologia ad ultrasuoni.

#### Batteria ricaricabile:

opzionale

#### Manuale d'uso in 8 lingue:

GB, FR, DE, IT, ES, PT, GR, arabo.



28106

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 220-240 V 50/60 Hz      Assorbimento: 10 W  
 Frequenza ultrasuoni: 2,5 MHz  
 Tempo di nebulizzazione: 0,2-0,7 ml/min dipendente dalla densità del medicinale  
 Capacità vaschetta: max 4,5 ml (Pingoo)    max 8 ml (Family)  
 Spegnimento automatico  
 Dimensioni particelle: 5 µ (micron) media  
 3 livelli di flusso programmabili  
 Rumorosità: < 40 dB



#### DOTAZIONE STANDARD

Mascherina adulti (solo Family)      Recipienti cure mediche  
 Mascherina bambini                      Trasformatore (220-240 V-12 V DC)  
 Forcilla nasale e boccaglio              Borsa per il trasporto  
 Tubo di raccordo                              Manuale d'uso

## AEROSOL MESH

- 28075 AEROSOL MESH
- 28078 AEROSOL MESH 2 a partire dal 2018

Nebulizzatore compatto, maneggevole e leggero per il trattamento dei disturbi respiratori come asma, allergie.

Funziona con 2 batterie AA standard o adattatore facoltativo AC 100x240 V.

- ottimizza i benefici del medicinale
- design portatile e maneggevole (solo h 120 mm)
- ultra silenzioso e ultra leggero
- unico pulsante per un utilizzo semplice
- per adulti e bambini: la sua silenziosità e il suo design compatto consentono l'inalazione anche durante il sonno dei bambini

28075

Dotato di coperchio\*, connettore\*, mascherina per adulti e bambini, bocchetta, 2 batterie AA, borsa per trasporto, manuale (GB, IT, FR, ES).

• 28076 KIT ACCESSORI RESPIRATORI (mascherina adulti e bambini, bocchetta e connettore) - ricambio per 28075

• 28077 ADATTATORE AC-DC 100-240 V - opzionale

• 28078 KIT ACCESSORI RESPIRATORI (maschera adulti e pediatrica, boccaglio) - ricambio per 28078



#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 2xAA batterie o adattatore (AC-DC 3V 1A) - 2W  
 Frequenza ultrasuoni: circa 140kHz  
 Velocità nebulizzatore: ≥0,2ml / min  
 Volume liquidi Max. / min.: 8ml / 0,5ml  
 MMAD: circa 5µm  
 Durata nebulizzatore: 180 ore  
 Durata batteria: 90 minuti con due batterie alcaline AA  
 Spegnimento automatico: spegnimento automatico in assenza di liquidi  
 Livello di sicurezza: Tipo B, Classe II



## AEROSOL MYNEB

- 28073 AEROSOL MYNEB - a pistone

Aerosol compatto, rapido e silenzioso. Indicato per il trattamento delle malattie delle vie respiratorie, bronchiali, asmatiche e le allergie. Ideale per qualsiasi medicina nebulizzante, ad esempio quelle oleose come gli oli essenziali cortisonici e i principi attivi con elementi solidi (sospensioni). Fornito con borsa per il trasporto, ampolla, mascherina per adulti e bambini, tubo d'aria, bocchetta e forcilla nasale. Scatola e manuale multilingue:

GB, FR, IT, ES, DE.

Classe IIa.

Produzione italiana.

- 28093 FILTRO - ricambio - conf. da 3 pz.

COMPATTO  
SILENZIOSO



#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Adattatore AC: ingresso 100-240 V - 50/60 Hz - 0,6 A  
 uscita 12 V - DC 2A  
 Ciclo operativo: 30/30 min, ON/OFF  
 Livello di rumore: 51 dB  
 Tasso di nebulizzazione: 0,45 ml/min con NaCl 0,9%  
 Flusso d'aria: 12 l/min  
 Pressione massima: 165 kPa/1,65 bar  
 Dimensione particelle: 75% < 5 µm (NaCl 0,9%)  
 Dimensioni e peso: 132x140x60 mm - 450 g

\*Solo 28078