

## LINEA AEROSOL HAPPYNEB PER USO DOMESTICO - A PISTONE

• 28132 AEROSOL HAPPYNEB II - a pistone - 230V - Fasterjet

• 28135 AEROSOL HAPPYNEB III - a pistone - 230V

Aerosol portatili dal design innovativo per una terapia rapida ed efficace. Produzione italiana.

Disponibili 3 versioni.

Affidabili, pratici e sicuri.

Silenziosi e senza lubrificazione.

Apparecchio dal design ergonomico con pratica maniglia per il trasporto e filtro da sostituire ogni 70 cicli.

Fabbricato in conformità con la norma europea EN 60601-1.

Manuali e scatola in 5 lingue:

GB, FR, IT, ES, DE.

• 28145 FILTRO - ricambio 28135



Ampolla Nebjet

CON AMPOLLA FASTERJET A  
DOPPIA VALVOLA PER  
NEBULIZZAZIONI RAPIDISSIME

28132

Happyneb II  
Tempo di  
nebulizzazione:  
1 cc, 3 minuti circa



### DATI TECNICI AEROSOL

	Happyneb III con Nebjet	Happyneb II con Fasterjet
Portata:	12 ml	16 ml
Volume respirabile < 5 µm	75%	80%
MMAD (Diametro Aerodinamico Mediano Di Massa)	2,32 µm	2,7 µm
Tasso di nebulizzazione	0,45 ml/min	0,60 ml/min
Volume residuo	0,7 ml	0,7 ml

### DOTAZIONE STANDARD

Mascherina adulti e pediatrica	Boccaglio
Forcella nasale	Ampolla Fasterjet (solo 28132)
Tube di connessione	Ampolla Nebjet (solo 28135)

### CARATTERISTICHE TECNICHE

	28132 - HAPPYNEB II	28135 - HAPPYNEB III
Tensione:	230V/50 Hz	
Pressione massima:	280 kPa	250 kPa
Pressione operativa:	110 kPa	90 kPa
Flusso d'aria:	15 l/min	14 l/min
Dimensioni:	31x22x13 cm	
Peso:	2,3 kg	2 kg
Rumorosità:	58 db	58 db
Uso temporaneo:	Uso continuo	30/30 min ON/OFF
Classe - norme:	IIa - Class II, Type B	

## AEROSOL A PISTONE ATOMIZER A 2 VELOCITÀ PER USO IN FAMIGLIA

• 28094 AEROSOL ATOMIZER - 2 velocità

Compressore a pistone con due velocità, per uso familiare. Vano accessori separato dal vano cavi per una migliore igiene. Produzione italiana.

• 28093 FILTRO DI RICAMBIO - conf. da 3 pz.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione:	230V / 50Hz
Ciclo di funzionamento:	continuo
Pressione d'esercizio:	velocità 1: 45 kPa - velocità 2: 60 kPa
Portata d'aria:	velocità 1: 8 l/min - velocità 2: 11 l/min
Nebulizzatore:	velocità 1: 0,2 ml/min - velocità 2: 0,35 ml/min
Dimensione particelle:	80% < 5 µm
Pressione massima:	1,85 bar / 185 kPa
Peso:	1,4 kg
Livello acustico:	56 db
Classe di rischio:	IIa



Accessori standard



28094

### DOTAZIONE STANDARD

Ampolla Nebjet con connettore  
Mascherina adulti e pediatrica  
Boccaglio e forcella nasale  
Tubo e 3 filtri d'aria



Vano accessori

## AEROSOL EOLO A PISTONE



• 28097 AEROSOL EOLO - a pistone

Innovativo, portatile, facile da usare, questo aerosol è ideale per uso domestico. Raccomandato per la nebulizzazione di antibiotici e broncodilatatori. Scocca in plastica termoisolata. Fornito con mascherina per adulti e pediatrica, ampolla, boccaglio, tubo e filtro aria. Manuale multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT, RU. Produzione Italiana.

• 28095 FILTRO - conf. 20 pz.

28097



### CARATTERISTICHE TECNICHE

	28097 EOLO	28102 MISTRAL
Alimentazione	230 V - 50/60 Hz 170 VA	230 V/50 Hz - 170 VA
	110 V o 60 Hz su richiesta	110 V o 60 Hz su richiesta
Pressione d'esercizio	1,1 bar	1,1 bar
Flusso d'aria	14 l/min	14 l/min
Nebulizzazione	0,4 ml/min	0,35 ml/min
Dimensioni delle particelle	< 5 µm	< 5 µm
Pressione massima:	2,5 bar	2,5 bar
Dimensioni:	22x14,5x12 cm - 1,7 kg	13x8,9x14,6 cm - 1,5 kg
Rumorosità (EN 13544-1)	55 db	60 db
Classe:	IIa	IIa
Norme:	Classe di isolamento, Tipo B	Classe di isolamento, Tipo B
Produzione:	Italia	Italia

## AEROSOL MISTRAL A PISTONE

• 28102 AEROSOL MISTRAL - a pistone

Compatto, portatile, facile da usare a casa.

Ciclo di funzionamento:

20 min. on / 40 min. off

Fornito con ampolla Hi Flo,

maschera per adulti e pediatrica con laccio,

boccaglio, forcella nasale e

filtro

• 28088 FILTRO - conf. da 20 pz.



28102