

ASPIRATORI PROFESSIONALI MINI ASPEED EVO A BATTERIA

- 28282 ASPIRATORE MINI ASPEED EVO A BATTERIA - 1 l
 - 28283 ASPIRATORE MINI ASPEED EVO A BATTERIA - 1 l per ambulanze
 - 28284 ASPIRATORE MINI ASPEED EVO A BATTERIA - 2 l
- Aspiratore portatile professionale ad alto flusso-alto vuoto, funziona con batterie ricaricabili incorporate a 12V (auto) o direttamente da rete elettrica (110-230 V) durante la carica delle batterie. Autonomia 45 min. con batterie a piena carica. Produzione italiana.
- 25480 TUBO SILICONE 6x12 mm - rotolo da 30 m
 - 28254 ADATTATORE CATETERE
 - 28255 FILTRO BATTERICO 99% IDROFOBICO
 - 28258 VASO 1 l - AUTOCLAVABILE (con coperchio)
 - 28259 SACCA MONOUSO
 - 28294 VASO 2 l - AUTOCLAVABILE (con coperchio)



Alimentazione:

Consumo: con batteria 12 V DC con la rete 100 ÷ 240 V 50/60 Hz - 14 VDC 4,28 A max 50 W
 Dimensioni: 135x380x260 mm
 Peso: 4,7 kg (5 kg versione per ambulanze)
 Capacità del vaso: 1 o 2 l
 Flusso: 30 litri/min.
 Livello di rumorosità: 65 dB a 1 m
 Cicli di funzionamento: continuo (45 min di autonomia della batteria)
 Aspirazione massima: 0 ± 85 kPa
 Batteria interna: 12 VDC 4A h al pb ermetica
 Autonomia della batteria: circa 45 minuti, tempo di ricarica di 4 ore
 Norme: MDD 93/42/CEE (Classe IIA - allegato IX) EN60601-1 (IEC 60601-1) / EN60601-1-2 (IEC 60601-1-2) UNI EN ISO 10079-1/ UNI CEI EN ISO 14971 Livello di protezione contro l'ingresso di liquidi: IP44d (IEC 529) Classe II - Tipo BF

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 28282** Scomparto per accessori
- DOTAZIONE STANDARD**
- | | |
|---|---|
| Vaso 1 o 2 l - autoclavabile con valvola di sicurezza | Cannula sterile monouso CH14 |
| Regolatore manuale sterile monouso | Sacca monouso 1 l (solo 28282-3) |
| 2 filtri batterici idrofobici | Cavo per ricarica batterie da accendisigari |
| Ricarica batteria multitenzione | Cavo di alimentazione - 2 m |
| Borsa a tracolla per il trasporto | Set di tubi in silicone Ø 6x12 mm |
| Dispositivi di sostegno per ambulanze (solo 28283) | Manuale d'uso: GB, IT, FR, DE, ES |

ASPIRATORE DA AMBULANZA SUPERVEGA EVO

- 28182 ASPIRATORE SUPERVEGA EVO da ambulanze
 - 28183 ASPIRATORE SUPERVEGA EVO 230V
- Supervega evo è un dispositivo medico elettrico per l'aspirazione dei liquidi corporei nasali, orali e tracheali in adulti e bambini. Due o tre modalità di funzionamento: alimentazione 100-240V (solo 28183), adattatore auto 12 V o batteria interna ricaricabile. Ampio schermo LCD per una lettura nitida dei valori e tasti morbidi per la regolazione del vuoto aumentano la precisione di aspirazione. Funzionamento pratico grazie alla batteria al litio leggera con sistema innovativo feedback che controlla e gestisce la potenza di aspirazione fornendo una lunga autonomia e un livello di rumore moderato. La funzione proximity per accendere e spegnere il dispositivo senza toccarlo previene ed evita il rischio di contaminazione incrociata tra i pazienti. Dotato di un motore brushless a lunga durata che elimina ogni genere di odore e residuo di carbone. Diverse tipologie di vaso: in policarbonato standard autoclavabile (121°C), opzionale FLOVAC® monouso o APEC® resistente fino a 143°C, vedi pag. 163. Conforme a EN 60601-1-11 (solo 28183) "per utilizzo in ambiente domestico" e completo di grado di protezione IP21. Produzione italiana.



- PROSSIMITÀ
- FEEDBACK GIRI/MINI
- BATTERIE AL LITIO
- DISPLAY LCD
- CONTROLLO VUOTO AUTOMATICO



- DOTAZIONE STANDARD**
- Vaso in policarbonato 1.000 ml con valvola di troppo-pieno
 - Filtro antibatterico
 - Catetere di aspirazione
 - Set di tubi in silicone con connettore conico
 - Adattatore universale (100-240V - 50/60 Hz) (solo 28183)
 - adattatore auto 12V (solo 28183)
 - Staffa di supporto per ambulanze 20x16x16 cm (solo 28182)
 - Manuale GB, FR, IT, DE, ES.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore: pompa a pistone senza olio e senza manutenzione
 Alimentazione: batteria al litio interna ricaricabile (14,8 V - 5,2 A) - Autonomia 70 min
 Cavetto accendisigari (12 V - 4 A) - solo 28183
 Adattatore AC/DC 110-230 V, 50-60 Hz - solo 28183
 Ricarica da staffa di supporto - solo 28182
 Vuoto max (regolabile): -0,75 Bar; -75 kPa; -563 mmHg
 Potenza aspirazione: 26 l/m Peso: 2,7 kg Dimensioni: 35x19x15 cm
 Ciclo di lavoro: non stop (solo tramite corrente o 12 V)

ASPIRATORE SUPER VEGA BATTERY SU CARRELLO

- 28193 SUPER VEGA BATTERY su carrello - aspirazione 2x2 l
- Aspiratore portatile di liquidi corporei: aspirazione orale, nasale e tracheale negli adulti e bambini. Per uso professionale, ha una potenza di aspirazione di max. 36 l/min. Viene fornito con vasi doppia raccolta e su una base con cinque ruote, per un facile trasporto. Le due opzioni di funzionamento (adattatore AC/DC e batteria ricaricabile) ne fanno un aspiratore versatile, approvato per il funzionamento NON-STOP senza surriscaldamento. L'allarme visivo e acustico indicano lo scarso livello della batteria, misuratore di vuoto (bar & kPa) e regolatore di vuoto.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni/peso: 32x30x99 cm - 7,9 kg	Autonomia batteria: 60 minuti	Ricarica: 240 minuti
Alimentazione: 100-240 V - 50/60 Hz	Flusso: 36 l d'aria/minuto	Funzionamento: non stop (tramite corrente a 12V)
Batteria interna Pb ricaricabile: 12V - 4A	Manuale utente: GB, FR, DE, IT, ES	Produzione italiana