

ASPIRATORI OSPEDALIERI AD ALTO VUOTO ED ALTO FLUSSO



Linea TOBI HOSPITAL adatta per liposuzione

28232



28231

Ideali per uso ospedaliero, sono fabbricati in ABS. Quattro rotelle antistatiche, due delle quali con bloccaggio, permettono una perfetta mobilità. Dotati di indicatore di vuoto per il controllo dell'aspirazione (1 bar), e vasi da 2 o 4 litri costruiti con makrolon autoclavabile, con graduazione a 200/400 ml, ogni vaso contiene una doppia valvola di sicurezza. Le pompe a pistone non necessitano di lubrificazione e manutenzione. Dotato di filtro antibatterico. Modello disponibile con pedale e alimentazione diversa (110 V). Manuale d'uso in GB, FR, DE, IT, ES. Produzione italiana.

Codice GIMA	TOBI CLINIC / HOSPITAL	Vasi	Alimentazione	Pedale
28231	TOBI CLINIC - aspiratore chirurgico	2x2l	220-230 V	-
28214	TOBI CLINIC - aspiratore chirurgico	2x2l	220-230 V	si
28215	TOBI CLINIC - aspiratore chirurgico	2x4l	220-230 V	-
28216	TOBI CLINIC - aspiratore chirurgico	2x4l	220-230 V	si
28232	TOBI HOSPITAL - aspiratore chirurgico	2x2l	220-230 V	-
28202	TOBI HOSPITAL - aspiratore chirurgico	2x2l	220-230 V	si
28233	TOBI HOSPITAL - aspiratore chirurgico	2x4l	220-230 V	-
28234	TOBI HOSPITAL - aspiratore chirurgico	2x4l	220-230 V	si
28235	TOBI HOSPITAL - aspiratore chirurgico	2x2l	110 V	si

CARATTERISTICHE TECNICHE

	Hospital (28202-28232/3/4/5)	Clinic (28214/5/6, 28231)
Misure:	55x45xh 65 cm	46x42xh 60 cm
Peso:	20 kg	13 kg
Alimentazione:	110 V o 230 V - 50/60 Hz	110 V o 230 V - 50/60 Hz
Vuoto max:	- 0,90 bar (675 mm/Hg)	- 0,90 bar (675 mm/Hg)
Ciclo di funzionamento:	continuo	continuo
Portata:	90 l/minuto	60 l/minuto
Norme:	CEI 62-5 (IEC 601-1) 93/42 CEE	CEI 62-5 (IEC 601-1) 93/42 CEE



28234

Disponibile con pedale

Vasi 4 litri



Coperchio 2 litri con valvola troppo pieno

Coperchio 4 litri con valvola

28227

28228

28237

28239

Vaso per sacche monouso

28272

28273

Sacca monouso 2 litri

Vaso autoclavabile 2 litri con coperchio e valvola (include 28227)

Vaso autoclavabile 4 litri con coperchio e valvola (include 28223)

Filtro batterico 99% idrofobico

28253

Codice GIMA	ACCESSORI PER CLINIC/HOSPITAL, CLINIC PLUS, HOSPI PLUS	Usato con
28237	Filtro batterico 99% idrofobico	Hospital/Hospi plus
28239	Filtro batterico 99% idrofobico	Clinic/Supervega Trolley
28236	Vaso 2 l autoclavabile 121°C - valvola troppo pieno	Aspiratori 2 l
28227	Tappo per vasi autoclavabile 2 l + valvola	28236
28228	Vaso 4 l autoclavabile 121°C - valvola troppo pieno	Aspiratori 4 l
28223	Tappo per vasi autoclavabili 4 l + valvola	28228
28186	Vaso 2 l autoclavabile 134°C - valvola troppo pieno	Aspiratori 2 l
28184	Tappo vaso 2l + valvola troppo pieno	28186
28187	Vaso 5 l autoclavabile 134°C - valvola troppo pieno	Aspiratori 4 l
28272	Vaso per sacche monouso 2 l	Aspiratori 2 l
28273	Sacca monouso 2 l (sacca + tappo)	28272
28274	Vaso per sacche monouso 3 l	Clinic/Hospital Hospital plus 2 l
28275	Sacca monouso 3 l (sacca + tappo)	28274
25482	Tubo silicone 8x14 mm - rotolo da 30 m	Clinic/Hospital
28253	Adattatore per collegare catetere al tubo silicone	25482
	Cateteri - vedere pag. 43	28253
28276	Vuotometro Ø 50 mm	Clinic/Hospital
28277	Vuotometro Ø 60 mm	Clinic plus/Hospi Plus Hospital
28265	Base di ricambio	Clinic plus/Hospi Plus
28266	Base di ricambio	Clinic