

MASCHERE PROTETTIVE

MASCHERE PROTETTIVE

Caratteristiche innovative:

- maschera con rotazione a 90°
- schermo antiappannante
- protezione totale del viso contro spruzzi

Materiali di alta qualità:

- banda in materiale elastico anallergico
- sistema di rotazione in alluminio anodizzato
- maschera in acetato preformato per adattarsi meglio al viso

Facili e comode da usare:

- banda elastica regolabile con fissaggio velcro
- utilizzabile sopra occhiali da vista.

Codice GIMA	MASCHERE PROTETTIVE GIMA	Minimo vendita
25656	Maschera protettiva	1
25668	Maschera protettiva	1
25669	Maschera di ricambio per 25668	conf. da 5



MASCHERE PROTETTIVE TETI

- 30683 MASCHERA PROTETTIVA TETI - bianca - 1 visiera
- 30860 MASCHERA PROTETTIVA TETI - bianca - 2 visiere

Maschera protettiva comoda, elegante e leggerissima. Elevata protezione contro gli schizzi e gli spruzzi. Schermo ribaltabile. Misure regolabili, indossabile sopra gli occhiali da vista. Fornita con due schermi facciali trasparenti, e 2 imbottiture con velcro (30680) o 1 visiera + 1 imbottitura (30863) certificata EN166. Produzione italiana.

Stringa regolabile per agganciare la visiera intorno alla testa

- 30875 SET DI 5 SCHERMI FACCIALI TRASPARENTI - ricambio

Stringa regolabile per agganciare la visiera intorno alla testa



TETI SI ADATTA AI SISTEMI IUKO E A OGNILENTE D'INGRANDIMENTO



CASCHETTO "PROTECTOR" OP-DOP CON 3+1 VISIERE

- 25642 CASCHETTO PROTECTOR - bianco

Caschetto protettivo ultraleggero che unisce funzionalità e stile:

Protezione: barriera protettiva in plastica impermeabile

Comfort: veloce e facile da indossare e da togliere

Convenienza: visiera riutilizzabile e sostituibile

Ottima qualità visiva


Un modello unico per tutti: si adatta a più del 90% degli operatori ed è utilizzabile anche sopra gli occhiali. Il condotto d'aria evita l'appannamento. Fornito con 3 visiere di ricambio trasparenti + una per la fronte.

- 25643 KIT VISIERE PROTECTOR

Comprende 2 visiere di ricambio trasparenti + 1 per la fronte + 1 protezione in schiuma.



KIT OCCHIALI



- 25646 KIT OCCHIALI PROTETTIVI - antiappannanti
Pratico kit composto da 5 supporti in differenti colori e 20 maschere antiappannanti adoperabili anche con occhiali da vista.
- 25647 MASCHERINE DI RICAMBIO - conf. da 20 pz.

MASCHERA ALTA PROTEZIONE 6x1



- 25265 MASCHERA ALTA PROTEZIONE 6x1 - antiappannante e antigraffio
- ampia lente per un campo visivo senza distorsioni
- aste regolabili in lunghezza e inclinazione grazie alla tecnologia SoftPad
- sofisticato sistema di ventilazione indiretta
- interno in morbida gomma per il massimo comfort, senza pressione locale
- certificata in ottemperanza a EN166 punto 3 (gocce e schizzi) e punto 4 (grandi particelle polverose)
- fornita con cordino