



KIT PAP TEST - STERILE



• 29702 KIT PAP TEST - sterile - conf. da 100 pezzi
 Il Pap Test è un esame indolore per la rilevazione della presenza di cellule anomale nella cervice. Permette una diagnosi precoce del tumore del collo dell'utero. La configurazione funzionale del kit permette un'operatività immediata. La versione standard del kit comprende: 1 paio di guanti in lattice, 1 speculum a perno medio, 1 spatula di Ayre in legno, 1 spazzolino cervicale, 1 portavetrini e 2 vetrini sabbati. Confezionato singolarmente in bustina sterile.

PRONTO ALL'USO



• 29704 KIT PAP TEST - sterile - conf. da 50 pezzi
 Il kit include: 1 paio di guanti in lattice, 1 speculum a vite medio, 1 spazzolino cervicale a sfera GIMA, 1 spatula di Ayre in legno, 2 vetrini. Confezionato singolarmente in bustina sterile.

• 29703 KIT PAP TEST - sterile - conf. da 100 pezzi
 Come il cod. 29702 ma senza speculum

29703

LUBRIGIMA: GEL LUBRIFICANTE

• 29960 LUBRIGIMA - 250 ml
 Per un inserimento facilitato di strumentario durante le indagini in ambito ginecologico. La particolare composizione e l'alta trasparenza del gel non altera l'immagine in caso di utilizzo di strumenti ottici. Non contiene spermicidi, non unge e non macchia. Ha un pH acido e una buona conduttività elettrica. Solubile in acqua. Grazie alla sua composizione il gel è ben assorbito dalla pelle e non causa irritazione alle mucose. Latex free.



29960

GEL LUBRIFICANTE KLY

• 29957 GEL LUBRIFICANTE KLY in bustina da 5 g - conf. da 100 pz.
• 29958 GEL LUBRIFICANTE KLY tubetto da 42 g - sterile e senza parabeni
• 29959 GEL LUBRIFICANTE KLY tubetto da 82 g
 Gel ipoallergenico lubrificante, non irrita la pelle, è solubile nell'acqua e di facile pulizia. Non contiene oli o sostanze oleose. Non produce effetti tossici né odori. Utilizzato per endoscopia, gastroscopia, colonscopia e rettoscopia.



29957

14 g di glicerina e conservanti ogni 100 g di prodotto



29959

Scatola e manuale multilingue (solo 29958-9): GB, FR, IT, DE, PT, GR, TR, Arabo

ENTEROCLISMA DA VIAGGIO



28720

Cannula vaginale


Cannula anale

Rubinetto

• 28720 ENTEROCLISMA DA VIAGGIO - capacità 2 litri
 Fornito in scatola di cartone con 2 cannule (vaginale, anale), rubinetto apribile, tubo e borsa per il trasporto. Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES.



PROCTOSCOPIO



CE 0476

• 25957 PROCTOSCOPIO ADULTI - conf. da 50 pz.
 Prodotto in PS e confezionato singolarmente in bustina singola sterile monouso. Prodotto monouso.

mm	A	B	C	D	E
25957	110.5	155	95	17.8	22