

CURETTE TIPO "KARMAN" E "BERKELEY"



Lunghezza 24 cm con connettore, 20,5 cm senza

Codice GIMA	CURETTE TIPO "KARMAN" FLESSIBILI-MONOUSO-STERILI	Minimo vendita
29858	Curette Karman N° 4 - 4 mm x 24 cm	Conf. 20 pz.
29859	Curette Karman N° 5 - 5 mm x 24 cm	Conf. 20 pz.
29860	Curette Karman N° 6 - 6 mm x 24 cm	Conf. 20 pz.
29861	Curette Karman N° 7 - 7 mm x 24 cm	Conf. 20 pz.
29862	Curette Karman N° 8 - 8 mm x 24 cm	Conf. 20 pz.
29863	Curette Karman N° 9 - 9 mm x 24 cm	Conf. 20 pz.
29864	Curette Karman N° 10 - 10 mm x 24 cm	Conf. 20 pz.
29865	Curette Karman N° 11 - 11 mm x 24 cm	Conf. 20 pz.
29866	Curette Karman N° 12 - 12 mm x 24 cm	Conf. 20 pz.



Lunghezza 20 cm con connettore, 17 cm senza

Codice GIMA	CURETTE TIPO "BERKELEY" CURVE-RIGIDE-MONOUSO-STERILI	Minimo vendita
29870	Curette Berkeley N° 7 - Ø 7 mm x 20 cm	Conf. 20 pz.
29871	Curette Berkeley N° 8 - Ø 8 mm x 20 cm	Conf. 20 pz.
29872	Curette Berkeley N° 9 - Ø 9 mm x 20 cm	Conf. 20 pz.
29873	Curette Berkeley N° 10 - Ø 10 mm x 20 cm	Conf. 20 pz.
29874	Curette Berkeley N° 11 - Ø 11 mm x 20 cm	Conf. 20 pz.
29875	Curette Berkeley N° 12 - Ø 12 mm x 20 cm	Conf. 20 pz.

• 29918 SIRINGA PER ASPIRAZIONE - unidirezionale e autobloccante - 60 ml
Siringa speciale dotata di raccordo adatto all'applicazione di sonde Karman e Berkeley.




29918

Lungo 20 cm

CE 0120

Capacità 60 ml, monouso e sterile

DISPOSITIVI PER PRELIEVO ENDOMETRIALE



Punta rotonda per un inserimento facile ed agevole con 1 o 4 fori Dispositivo prelievo endometriale (muco)

Gradazione in cm per una misurazione semplificata della lunghezza uterina

Dispositivo prelievo endometriale per esame citologico

Punta biforcuta asimmetrica con protuberanze per prelievo

CE 0123 FDA

29826


L'isterometria può essere misurata facendo riferimento ai punti posizionati a 3, 6 e 9 cm lungo lo strumento

29940

Esterno Ø 3.0 mm - Lunghezza 20 cm

• 29826 PIPELLA 1 FORO - monouso, sterile - conf. da 100 pz.
• 29827 PIPELLA 4 FORI - monouso, sterile - conf. da 100 pz.
Per il prelievo endometriale citologico.
Permette un'analisi facile ed indolore dell'endometrio evitando la dilatazione e la contrazione del collo dell'utero.
Misura esterna: Ø 2 ± 0,5 mm
Diametro esterno 3,1 mm
Lunghezza cannula: 23,5 cm
Lunghezza manico: 26,5 cm.

• 29940 ENDOGYN - monouso, sterile - conf. da 25 pz.
Per il prelievo endometriale citologico.
Permette un'analisi facile ed indolore dell'endometrio evitando la dilatazione e la trazione del collo dell'utero. Una guaina esterna scorrevole consente l'apertura a "V" di due braccia dotate di dentature utili per rimuovere e trattenere il tessuto endometriale. La punta di una delle due braccia presenta una forma a emisfero che, una volta, reinserita nella guaina, consente ai tessuti rimossi in precedenza di essere aspirati.



29940

ISTEROMETRI FLESSIBILI - MONOUSO STERILI

Con cursore	Senza cursore	ISTEROMETRI MONOUSO - STERILI - LATEX FREE	Minimo vendita
29930	29933	Isterometro CH 10 - 29 cm	25 pz.
29931	29934	Isterometro CH 12 - 29 cm	25 pz.
29932	29935	Isterometro CH 14 - 29 cm	25 pz.

Letture calibrata sul manico.



29930-32

29933-35

CE 0459

FISSATORE CITOLOGIA, VETRINI E SCATOLA VETRINI



29775

29777

29775

29774

Codice GIMA	VETRINI
	Misure 76x26 mm, spessore 1,0-1,2 mm angoli 45° singoli minimo di vendita: conf. da 200 pz. (4 scatole da 50 pz.)
29774	Molati e non sabbati
29775	Molati e sabbati su un lato, con banda smerigliata
29777	Molati e sabbati su entrambi i lati con banda smerigliata



29776

• 29776 SCATOLETTA PER VETRINI
Scatoletta in plastica trasparente per contenere 3 vetrini.

• 29778 FISSATORE PER CITOLOGIA GIMAFIX Indicato citologia.

Composizione: Isopropanolo, polietilenglicole. Non contiene propellenti dannosi per l'ozono. Flacone da 250 cc.

minimo vendita: conf. da 12 pz.

29778

