

MASCHERINE A FILTRAZIONE 99% A 3 VELI - CON LACCI O ELASTICI



Maschere con elastici



Maschera con lacci

MASCHERINE A FILTRAZIONE 99%

- leggerissime e confortevoli
- misure: 17x9 cm (adulti) o 12,5x9,3 cm (pediatriche)
- clip da naso anatomica orientabile e confortevole
- senza fibre di vetro; efficienza di filtraggio +99% a 1,0 micron
- antiappannamento e senza lattice
- per ospedali, studi dentistici e ambulatori
- con lacci o elastici
- conformi alla normativa EN 14683

Codice GIMA	MASCHERINE A FILTRAZIONE 99% A 3 VELI conf da 1'000 (20 scatole da 50 pz.)
25653	Mascherina adulti con elastici - verde
25658	Mascherina adulti con elastici - azzurra
25673	Mascherina adulti con elastici - rosa
25657	Mascherina adulti con lacci - verde
25674	Mascherina pediatrica con elastici - bianca scatola da 50 pz.
25543	Mascherina adulti 3 veli con elastici - verde



Scatola in 8 lingue: GB, IT, FR, DE, ES, PT, GR, Arabo

Maschera con elastici

MASCHERINE A FILTRAZIONE 99% DI PRODUZIONE ITALIANA



CE 93/42



CE 93/42



CE 93/42

- **25648 MASKELLA** - con lacci elastici - azzurra
- 3 strati di tessuto non tessuto (TNT)
- dimensioni 90x180 mm
- 3 g di peso
- elastici in poliestere (80cm)
- comoda clip da naso orientabile
- efficienza di filtraggio > 99%
- resistenza respiratoria (MM H₂O/cm²) < 2
- senza lattice né fibre di vetro
- non sterile
- EN 14683:2005

minimo vendita: 18 conf. da 50 = 900 pz.

- **25649 MASKERITA** - chirurgica - verde
- 3 strati di tessuto non tessuto (TNT) anallergico
- dimensioni 90x180 mm
- 3 g di peso
- comoda clip da naso orientabile
- lacci elastici resistenti lunghi: 80 cm
- efficienza di filtraggio > 99%
- resistenza flusso respir. (MM H₂O/cm²) < 2
- senza lattice né fibre di vetro
- non sterile
- EN 14683:2005

minimo vendita: 12 conf. da 50 = 600 pz.

- **25652 MASKOP** - con elastici - verde
- **25654 MASKOP** - lacci - azzurro
- Maschere con visore avvolgente**
- visore avvolgente antistatico ed anti-appannamento
- 4 strati di tessuto non tessuto (TNT) anallergico
- peso 10,5 g
- comoda clip da naso orientabile
- efficienza di filtraggio > 99%
- resistenza flusso respir. (MM H₂O/cm²) < 2,5
- senza lattice né fibre di vetro. Non sterile
- impermeabile, EN 14683:2005
- banda esterna/interna anti-appannamento in polietilene

minimo vendita: conf. da 50 pz.

MASCHERINE 2 VELI

MASCHERINE 3 VELI


MASCHERINE CONCHIGLIA



- **25651 MASCHERINA 2 VELI** - azzurra conf. da 2.000 pz. (40 dispenser da 50 pz.)
- fabbricate in morbido TNT
- misure 17x9 cm con elastici
- clip da naso confortevole
- anti-appannamento latex-free
- norme EN 14683



- **25650 MASCHERINA 3 VELI** - verde conf. da 1.000 pz. (20 dispenser da 50 pz.)
- 95% di potere filtrante
- leggerissime e confortevoli, adatte a pelli delicate
- dimensioni: 17x9 cm con lacci auricolari
- clip da naso anatomica orientabile e confortevole
- senza fibre di vetro, efficienza di filtraggio +95% a 1,0 micron
- antiappannante e senza lattice
- norme EN 14683



- **25677 MASCHERINA CONICA** - azzurra dispenser da 50 pz.
- antiscizzo
- bordo largo per prevenire le irritazioni
- morbide, flessibili, porta obiettivo in alluminio su misura
- inodore, senza fibra di vetro
- alta traspirabilità
- tessuto non tessuto