

ELETTRODI PER LOOP Ø 2,4 mm



Codice GIMA	N.	ELETTRODI PER LOOP - Ø 2,4 mm autoclavabili a 121 °C	Lungh. stelo	Ampiezza elettrodo	Profondità elettrodo
30686	50	Elettrodo Loop quadro	13 cm	10 mm	8 mm
30687	51	Elettrodo Loop	13 cm	15 mm	8 mm
30688	52	Elettrodo Loop	13 cm	20 mm	10 mm

ELETTRODI E MANIPOLI Ø 4 mm

Connettore di tipo Valleylab universale tripolare


30480



- 30480 MANIPOLO MB AUTOCLAVABILE Ø 4 mm - 100 volte
Manipolo autoclavabile fino a 100 volte per stelo di elettrodi di Ø 4 mm con un cavo in silicone di 3 m e un elettrodo a lama.
 - 30482 ELETTRODO AD AGO Ø 4 mm
 - 30483 ELETTRODO A LAMA Ø 4 mm
 - 30484 ELETTRODO A PALLA Ø 4 mm
- Elettrodi in acciaio inox autoclavabili 100 volte. Venduti in scatola da 5. lunghezza 5,5 cm.


ELETTRODI AUTOCLAVABILI Ø 2,4 mm

Codice GIMA	N.	ELETTRODI AUTOCLAVABILI Ø 2,4 mm	N.	Codice GIMA
lunghezza 5 cm		minimo vendita: 6 pz.		
30501	1	Elettrodo a filo 0,2 mm retto sottile	21	30521
30502	2	Elettrodo a filo 0,2 mm angolato 45°	22	30522
30503	3	Elettrodo ad ansa retto, ansa Ø 4	23	30523
30504	4	Elettrodo ad ansa retto, ansa Ø 8	24	30524
30505	5	Elettrodo ad uncino angolato 45°	25	30525
30506	6	Elettrodo a filo 1 mm angolato 45°	26	30526
30507	7	Elettrodo a cappio retto	27	30527
30508	8	Elettrodo a cappio angolato	28	30528
30509	9	Elettrodo a palla Ø 3 mm angolato 45°	29	30529
30510	10	Elettrodo a palla Ø 3 mm retto	30	30530
30500	SET	Set di 10 elettrodi	SET	30531
lunghezza 7 cm		minimo vendita: 10 pz.		
30511	15	Elettrodo ad ago	35	30532
30512	16	Elettrodo a lama	36	30533
30513	17	Elettrodo a palla Ø 5 mm	37	30534




ELETTRODI MONOUSO STERILI Ø 2,4 mm

Codice GIMA	N.	ELETTRODI Ø 2,4 mm	N.	Codice GIMA
lunghezza 7 cm		Elettrodo sterile - conf. da 24		
30670	13	Elettrodo ad ago	33	30674
30671	11	Elettrodo a lama	31	30675
30672	12	Elettrodo a palla Ø 4 mm	32	30676
-		Elettrodo sterile - conf. da 10		
-		Elettrodo Loop - 15x8mm	34	30678



ELETTRODI MONOUSO STERILI NON ADERENTI Ø 2,4 mm

Codice GIMA	ELETTRODI MONOUSO NON ADERENTI Ø 2,4 mm	Lunghezza
30420	Elettrodo a lama - sterile	7 cm
30422	Elettrodo a lama - sterile	10 cm
30425	Elettrodo ad ago - sterile	10 cm
30429	Elettrodo a palla - sterile	13 cm



AGHI BALLET STERILI MONOUSO PER ELETTROLISI

30400-30401

30405-30406

30410-30411

CE 0459

AGHI PER ELETTROLISI - STERILI

Acciaio Inox	Placcati oro	Isolati	Minimo vendita
30400	30405	30410	Ago K2 - 0,055 mm (0,002") conf. da 50
30401	30406	30411	Ago K3 - 0,075 mm (0,003") conf. da 50

Aghi Ballet

L'ago Ballet è realizzato con una definizione molto precisa e presenta una superficie lucida a specchio. La sua punta conica arrotondata assiste l'operatore nel localizzare l'apertura del follicolo e scivola agevolmente alla base stessa del follicolo.

Aghi in acciaio inox

Ideale per i pazienti con una pelle sana e forte che rispondono bene al trattamento di elettrolisi.

Aghi isolati

Consigliato per i pazienti che presentano un'alta sensibilità ai disagi di elettrolisi.

Aghi placcati oro 24 carati

Per pazienti che hanno pelle sensibile e soffrono di allergie

