

## MANIPOLI MONOPOLARI PER ELETTRODI DI Ø 2,4 mm

### MANIPOLI VALLEY LAB CON PULSANTI A DOPPIO CLICK

Manipoli GIMA per elettrochirurgia autoclavabili con pulsanti CUT - COAG sono stati studiati e testati per offrire massima affidabilità e funzionalità all'operatore. Sono tutti provvisti di presa tripolare tipo ValleyLab compatibile con tutti i Diatermo MB mono-bipolari GIMA (120, 122, 132, 160, 200, 202, 240, 250, 380, 400) e la maggior parte delle apparecchiature per elettrochirurgia: Aspen Lab, ES Generator, EMC Statome, Danieli, Braun, Berchtold, Ohmeda, Ritter, Conmed, Eschman, Bovie, Martin; Kontron, Bard, Birtcher 771, Cobi, Valley Lab, Led Erbe...

### MANIPOLI AUTOCLAVABILI

• **30554 MANIPOLO MB - autoclavabile 100 volte**  
Manipolo autoclavabile dotato di due grandi pulsanti, un cavo in silicone di 3 m, un elettrodo a lama. Può essere autoclavato fino a 100 volte (elettrodo fino a 20 volte).

• **30545 MANIPOLO MB - autoclavabile 100 volte**  
Come il cod. 30554 ma con cavo in silicone lungo 5 m.

• **30550 MANIPOLO MB PRIMA - autoclavabile 60 volte**  
Manipolo autoclavabile dotato di due grandi pulsanti, un cavo in silicone di 3 mt, un elettrodo a lama. Può essere autoclavato fino a 60 volte.

• **30548 MANIPOLO STAR - autoclavabile 30 volte**  
Come il cod. 30554 ma autoclavabile fino a 30 volte (elettrodo autoclavabile fino a 20 volte).

• **30539 MANIPOLO ORION PLUS - autoclavabile 100 volte**  
Come il cod. 30554 e con sistema di fissaggio a vite che non solo garantisce un contatto sicuro, ma si adatta anche a differenti diametri degli elettrodi. Isolato contro i liquidi

• **30536 MANIPOLO CHIRURGICO - autoclavabile 100 volte**  
Manipolo resistente all'acqua e autoclavabile, con presa ergonomica. Anello colorato che indica i pulsanti CUT e COAG. Fornito di cavo lungo 3 m e elettrodo a lama.

### MANIPOLO MONOUSO

• **30551 MANIPOLO KIRKY STERILE MONOUSO**  
Manipolo con pulsante per taglio e coagulo. Comprensivo di elettrodo a lama.

• **30553 MANIPOLO GIMA STERILE MONOUSO**  
Come il cod. 30551 con cavo di 3 m.



## MANIPOLI MONOPOLARI A 1 PIN PER ELETTRODI DI Ø 2,4 mm


### MANIPOLI MONOPOLARI per diatermo 50, 80, 106, 108

Questi manipoli sono dotati di spina a 1 via (4 mm) compatibile con tutti i diatermo GIMA e quelli delle principali marche. Senza pulsante.

• **30515 MANIPOLO CHIRURGICO 1 PIN - autoclavabile 100 volte**  
Manipolo resistente all'acqua e autoclavabile, con presa ergonomica. Fornito di cavo lungo 3 m e elettrodo a lama.

• **30519 MANIPOLO PER 50, 80, 106 e 108 AUTOCLAVABILE**  
Manipolo autoclavabile senza pulsanti provvisto di cavo della lunghezza di 3 metri e elettrodi a lama. Autoclavabile fino a 50 volte.

• **30518 MANIPOLO 50, 80, 106 e 108 KIRKY MONOUSO - sterile**  
Manipolo monouso senza pulsante con elettrodo a lama con connessione Pin 4 mm.



## MANIPOLI PER AGHI ELETTROLISI

Accessori microchirurgia per tutti i diatermo Gima ed elettrodepilatori.

• **30552 MANIPOLO per aghi elettrolisi**

• **30415 MANIPOLI PROFESSIONALI per aghi elettrolisi**

Vedere aghi a pag 187



## SPUGNETTA PER PULIZIA ELETTRODI

• **30537 SPUGNETTA PULISCI-ELETTRODO 50x50 mm**

Punta abrasiva radiopaca sterile monouso. Conf. da 100 pz.

