














CAVI BIPOLARI PER ELETTROBISTURI DEI MARCHI PIÙ NOTI

Cavi bipolari in silicone flessibile di alta qualità. Autoclavabili a 134°C minimo 20 volte (per una maggiore durata consigliata

ster. ETO). Lunghezza: 3 m. Adatti alla maggior parte degli elettrobisturi con connettore per pinze europee o USA.

 30642 • 30642 ADATTATO-RE PER CAVO BIPOLARE	Connettore alle pinze 	Connettore all'elettrobisturi 	Connettore alle pinze 	Connettore all'elettrobisturi Distanza pin 29 mm 						
	Codice GIMA 30632 30618 30640 30637 30643 30618+ 30642 30617 30644 30639 30638	Connettore alle pinze EU US	Connettore alle pinze EU US	Connettore alle pinze EU US	Connettore alle pinze EU US	Connettore alle pinze EU US	Connettore alle pinze EU US	Connettore alle pinze EU US	Connettore alle pinze EU US	Connettore alle pinze EU US
Compatibilità marchio/modello GIMA: MB 240 MB 380 VALLEY LAB, CONMED, CODMAN, OLYMPUS	GIMA: MB 120 F, MB 200 F, MB 200 D, MB 250, MB 300 D, MB 400 D LED: SURTRON 120, 200, 300, 400 VALLEY LAB, EMC, DOLLEY		GIMA: MB 122, MB 160, MB 200, MB 202		GIMA: MB 80 D, MB 120 D, MB 160 D LED: SURTRON 80, 120, 160		MARTIN BERCHTOLD AESCULAP WOLF	ERBE SELECT DOWNS SIEMENS		

ACCESSORI PER ELETTROBISTURI: PLACCHE E CAVI



- 30492 PLACCA MONOUSO A GEL SOLIDO - adulti
- 30490 PLACCA MONOUSO A GEL SOLIDO- pediatrica
- 30493 PLACCA MONOUSO A GEL SOLIDO BIPARTITICA - REM - adulti
- Placca paziente adesiva monouso a gel solido in confezione singola.
- 30563 CAVO PER PLACCHE - 5 metri
- Con attacco jack bipolare Ø 6,3 mm. Adatto a 30480-30495.
- 30494 PLACCA MONOUSO IN NON TESSUTO - adulti/pediatrica
- 30495 PLACCA MONOUSO BIPARTITICA-REM IN NON TESSUTO - adulti/pediatrica

- 30573 PLACCA IN GOMMA 20x15 cm - senza cavo
- 30574 PLACCA REM IN GOMMA 20x15 cm - senza cavo
- 30575 CAVO PER PLACCHE IN GOMMA
- 30566 PLACCA IN METALLO - senza cavo
- 30563 CAVO PER PLACCA IN METALLO - 5 m
- 30559 CAVO PER PLACCA IN METALLO - 2,5 m
- 30564 PLACCA NEUTRA PER CHIRURGIA 16x12 cm - con cavo
- 30561 PLACCA AD ASTA NEUTRA CON CAVO

PLACCA UNIVERSALE CON ANELLO DI SICUREZZA

- 30496 3M 9160 PLACCA BIPARTITA - conf. da 100 pz.
 - 30497 3M 9160F PLACCA BIPARTITA - conf. da 200 (40 buste da 5 pezzi)
 - 30498 3M 9165 PLACCA BIPARTITA - con cavo - confezione da 40 pz.
- Le placche universali di messa a terra 3M 9160 e 9165 sono dotate di una zona di conduzione di 15 pollici quadrati e sono equipaggiate con l'anello verde di sicurezza brevettato da 3M, che garantisce le stesse performance di piastre con una grandezza superiore del 33% dell'area di conduzione. Completa impermeabilità ai liquidi, supporto in tessuto non

tessuto che permette un passaggio del calore del 25% più veloce rispetto alla schiuma. Utilizzabile sia per pazienti adulti che pediatrici e senza limiti di peso.



30498
(3M 9165)

30496, 30497
(3M 9160)

