

## SPECCHI FRONTALI ORL GIMA - A BATTERIE O ALIMENTATORE AC/DC

Facile regolazione tramite manopola girevole



31110

DA USARE CON L'ALIMENTATORE

Fornito con alimentatore per collegarlo alla rete.

Facile regolazione tramite manopola girevole



31109

DA USARE CON LA BATTERIA

Cavo estensione

Specchio tipo Clar

Caschetto particolarmente confortevole, con imbottitura removibile e lavabile

Specchio tipo Storz

Gli specchi rivestiti in argento emettono una luce estremamente brillante

Tasto accensione batteria

Fornito con pacco porta batterie CR123A montato su fascia per batterie 2x3 V (non incluse)

Gli specchi rivestiti in argento emettono una luce estremamente brillante



31111

Specchio LUX-100 con trasformatore plug-in

Rotella per facile regolazione della banda



31108

LUX-100 DISPONIBILE CON LUCE LED (31107)

Nuova gamma di illuminatori frontali da Ø 55 o 100 mm con specchi di alta qualità rivestiti in argento che garantiscono un'ottima emissione di luce. Lo specchio e il raggio luminoso possono essere regolati facilmente e con precisione. La fascia frontale è ergonomica e confortevole e regolabile su qualsiasi misura. Borsa in cordura.

DOTAZIONE STANDARD	SPECCHI LUX AC/DC	KIT LUX*	
	31110-31111	31107-31109	31112
Specchio con cinghiera imbottita	•	•	•
Lampadina a lunga durata	•	•	•
Pacco porta batterie* portatile per 2 x 3V CR-123A		•	
Trasformatore** 100/240V 50/60 Hz con cavo	•		•
Porta batteria			•
Astuccio robusto in plastica			•
Borsa in cordura	•	•	•
Prolunga 80 cm e pulsante on/off cavo 30 cm			•

\*Batteria non inclusa \*\*Fornito con presa intercambiabile UK, US, EU

Codice GIMA	SPECCHI ORL
31108	Specchio LUX-55 / tipo storz - Ø 55 mm - 6V
31112	LUX-55 batteria*** specchio frontale - Ø 55 mm - 6 V
31109	Specchio LUX-100 / tipo clar - Ø 100 mm - 6V
31107	Specchio LUX-100 LED - Ø 100 mm - 6 V
31110	Kit LUX-55 AC/DC - Ø 55 mm - 6V
31111	Kit LUX-100 AC/DC - Ø 100 mm - 6V
31114	Specchio per LUX-55 - ricambio
31115	Specchio per LUX-100 - ricambio
31116	Lampadina per specchi LUX - ricambio
31119	Borsa per il trasporto per specchi LUX - nera
31117	Astuccio batteria eor specchio LUX 31112/3 - ricambio
31124	Cavo di connessione 30 cm per 31107-9 - ricambio
31118	Trasformatore* 100-220 V - 50/60 Hz con cavo - ricambio per 31110-1 - optional per 31107-9

\*Fornito con presa intercambiabile UK, US, EU \*\*Porta batteria montata sulla fascia cinghiera \*\*\*Porta batteria collegato allo specchio frontale con cavo estensione

## HEAD LOUPE E OCCHIALI INGRANDIMENTO

CE



31170

Campo visivo 8,5 x 3 cm

• 31170 HEAD LOUPE sistema a doppio livello di ingrandimento (2,2X e 3,3X). Lente di ingrandimento con cinghiera, sistema estremamente leggero che permette un'ampia visuale per mezzo di due lenti separate. La prima lente fornisce un ingrandimento di 2,2X, abbassando la seconda lente, che si sovrappone alla prima, si ottiene un ingrandimento totale di 3,3X. Il sistema ingrandente HEAD LOUPE è sempre

sovrapponibile a qualunque paio di occhiali. Distanza di lavoro: 17 cm con lenti 2,2X, 9 cm con lenti 3,3X. Produzione giapponese.

• 30861 OCCHIALI INGRANDIMENTO DANAE  
Leggero, solo 83 g



Regolabile 0-4,5 cm  
Compatibile con schermo protettivo Teti (vedi pag. 16)

- sistema ottico con 3 lenti di ingrandimento (2X, 2,5X, 3X)  
- indossabile sopra gli occhiali  
- regolabile su ogni viso

• 30848 OCCHIALI INGRANDIMENTO SMART  
Montatura con lenti di ingrandimento utili al medico ogni volta che necessita di un ingrandimento del campo visivo e di usare entrambe le mani. Leggera, si piega, e può essere indossata sopra gli occhiali. Lenti 2,5X, possono essere inclinate per una messa a fuoco ottimale.



30848

## SPECCHIO DI ZIEGLER

CE



• 31142 SPECCHIO DI ZIEGLER Ø 90 mm  
Specchio frontale concavo e argentato (diametro 90 mm - diametro foro 13 mm) montato su una fascia in fibra nera regolabile. Produzione Tedesca.

## LAMPADA FRONTALE A LED

• 30858 LAMPADA FRONTALE A LED - 1 W  
Durata: luce forte: 3 ore - luce basso consumo: 22 ore  
Intensità luminosa: 120 lumen (forte) o 30 lumen (basso consumo)  
Testato per le cadute fino a 9 m  
LED molto luminoso, bianco e freddo  
Pulsante di controllo MCU (forte/basso/spengimento)  
Testa rotante a 60°  
Testato contro le temperature estreme  
Resistente all'acqua (IPX4)  
10.000 accensioni  
Spegnimento automatico.  
3 pile AAA incluse.  
• 32200 BATTERIE ALCALINE AAA - blister da 4 batterie - ricambio



Lampada frontale compatta e leggera, pesa solo 65 g