

LAMPADE INGRANDENTI A LUCE FREDDA - 3 DIOTTRIE

GIMANORD

Lente di ingrandimento auto illuminante, a luce fredda fluorescente, 3 diottrie (0,75 X).

Ideale per dermatologia, è dotata di una lente d'ingrandimento biconvessa di 120 mm in vetro ottico.

La luce fredda permette un uso prolungato.

Schermo di protezione della luce in policarbonato.

Disponibile anche con supporto a muro. Dispositivo medico Classe I.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di illuminazione	fluorescente
Consumo	22 W
Vita lampadina	6.000 hours
Intensità luce a 50 cm	550 lux
Temperatura di colore	4.550 °K
Diametro esterno del riflettore	230 mm
Incremento temperatura a 1 m	0 °C
Norme	IEC-60601-2-41
Marchi	CE 93/42
Peso	7 kg
Alimentazione V-Hz	220-240 V, 50 Hz
Movimentazione braccio su piantana:	
min-max	60-180 cm



Codice GIMA LAMPADE INGRANDENTI

30750 GIMANORD da tavolo - con morsetto

30751 GIMANORD su carrello

RICAMBI E SISTEMI DI FISSAGGIO

30767 Circolina fluorescente - 22 W

30771 Copertura in plexiglass

30769 Carrello - ricambio (A) - base Ø 61 cm

30774 Connettore da parete (B)

30775 Connettore da rotaia con morsetto (C)

30776 Connettore da tavolo (D)



A richiesta possiamo fornire a tutte le lampade il collegamento a parete, rotaia o tavolo (1.000 millimetri)

LAMPADE INGRANDENTI A LED - LENTE A 5 DIOTTRIE

• 30737 LAMPADA INGRANDENTE A LED LUPA - carrello

• 30739 LAMPADA INGRANDENTE A LED LUPA - da tavolo con morsetto

Lampade a LED, di concezione intelligente con luce fredda e ingrandimento di 5 diottrie.

Generano una luce senza ombre.

La base con 5 rotelle e il braccio articolato consentono uno spostamento facile.

Manuale in GB, FR, IT, ES, PT, DE.

Dispositivo medico Classe I.

Produzione europea.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo illuminazione:	80 LED - HF 8 W
Diottrie:	5
Lente:	Ø 12,7 cm
Temperatura di colore:	6.500 °K
Tensione operativa:	230 V - 50 Hz
Classe I	
Sicurezza elettrica:	UNI EN 60601-1 (1990)
Compatibilità elettromagnetica:	EN 60601-1-2 (1993)
Durata lampada:	40.000 ore



LAMPADA INGRANDENTE A LED - LENTE A 3 DIOTTRIE

• 30736 LAMPADA INGRANDENTE DERMALED

Lampada a LED con luce fredda, lente d'ingrandimento 3 diottrie e regolazione della luminosità. Disponibile con carrello molto stabile a 5 rotelle e un braccio articolato per facilitare i movimenti e il fissaggio della lampada. Produzione cinese.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo illuminazione:	LED
Voltaggio:	8 W
Diottrie:	3 (vetro grende)
Temperatura di colore:	8.000-9.000 °K
Intensità luce a 20 cm:	2.000 lux
Tensione operativa:	100-240 V - 50/60 Hz
Peso netto/lordo:	10-12 kg

