


## LAMPADE DI WOOD: MANUALE E SU CARRELLO LENTE MACRO 12X

- 31196 LAMPADA DI WOOD VISTA - manuale
  - 31197 LAMPADA DI WOOD VISTA - carrello
- Strumento che permette di diagnosticare lo stato della pelle. Sotto i suoi raggi ultravioletti, le varie condizioni della pelle appaiono con colori diversi. Questi modelli sono dotati di una lente d'ingrandimento in vetro lucido 10x6 cm - 3 diottrie. Fonte di illuminazione fluorescente da 9W con una lunghezza d'onda di circa 360 nm. Alimentazione: 230 V - 50 Hz. Manuale in GB, FR, IT, ES, PT, DE. Fabbricata in Spagna.
- 31201 TUBO AL NEON 9W - ricambio per 31196-31197



- 31155 LENTE PER SMARTPHONE 12X
- Lente utile ai medici allergologi, dermatologi, flebologi e in chirurgia estetica. Può essere montata su qualsiasi modello di smartphone grazie alla sua clip integrata ed è utile per visualizzare immagini ingrandite. Fornita con panno per pulirla e manuale multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR).



MIMSAL

## LAMPADA DI WOOD WOOD TASCABILE



- 31200 LAMPADA DI WOOD
- Lampada a raggi ultravioletti per l'analisi della pelle. Dimensioni 30x21x7 cm. Fabbricata in Cina.
- 31202 TUBO AL NEON - ricambio



- 31189 WOOD TASCABILE
- Lampada di Wood tascabile dotata anche di una lampadina fluorescente smontabile nella parte frontale. Alimentazione con 4 batterie AA 6V (4-6 ore di autonomia).
- 31190 TUBO AL NEON - ricambio

## DERMATOSCOPIO, CAPILLAROSCOPIO, MICROSCOPIO Wi-Fi

Una linea innovativa di microscopi digitali portatili a colori: dermatoscopio con filtro polarizzato, capillaroscopio e iridoscopio a trasmissione Wi-Fi. Maneggevoli, facili da utilizzare, leggeri e portatili. Compatibili con gli smartphone, i tablet e i PC delle maggiori marche.

Software di base per acquisire foto, video, misurazioni e applicazioni Google/Apples. Design italiano, produzione cinese. Conformi alla direttiva 93/43/CEE - Dispositivi medici Classe I (solo 32181 e 32183).



Software professionale disponibile per creare un database di pazienti, comparare le immagini e i referti medici.

- 32181 DERMATOSCOPIO Wi-Fi con filtro polarizzato
- 32182 SOFTWARE PROFESSIONALE per 32181

**CARATTERISTICHE DERMATOSCOPIO**  
 Ingrandimento: da 5X a 200X  
 Sorgente di luce: 8 LED bianchi regolabili  
 Lente: Lente microscopio ad alta definizione



- 32183 CAPILLAROSCOPIO Wi-Fi

**CARATTERISTICHE CAPILLAROSCOPIO**  
 Ingrandimento: da 500X a 600X  
 Sorgente di luce: 8 LED bianchi regolabili  
 Lente: Lente microscopio ad alta definizione



- 32184 MICROSCOPIO Wi-Fi con scansione iride

**CARATTERISTICHE MICROSCOPIO**  
 Ingrandimento: 30X  
 Sorgente di luce: 2 LED bianchi regolabili+ 2 LED gialli regolabili  
 Lente: Lente microscopio ad alta definizione

**CARATTERISTICHE TECNICHE**  
 Sistema operativo: Windows XP e successivi, Mac (OSX 10,7 e successivi), iOS, Android (utilizzabile tramite Wi-Fi o USB)  
 Risoluzione foto e video: 1,3 MPixel - 1.280x1.024 (MJPG), 640x480 (MJPG), 320x240  
 Frequenza fotogrammi: 15 fps 1.280x1.024, 30 fps 640x480 320x240  
 Distanza trasmissione Wi-Fi: Fino a 5 m  
 Consumo: Max 2,5 W  
 Batteria Li-ion: Durata funzionamento - circa 2 ore, tempo carica totale - circa 2 ore  
 Alimentazione - Dimensione - Peso: DC 5,0V / 1A - Ø 36x142 mm - 88 g

**VIDEOCAMERA**  
 Sensore videocamera: CMOS 1/4"  
 Caratteristiche ottiche: Esposizione: Auto, Gamma: Auto, Bilanciamento del bianco: Auto, Livello del nero: Auto  
**SOFTWARE PROFESSIONALE**  
 Sistema operativo: Windows XP e successivi  
 Lingue software: GB, IT

**DOTAZIONE STANDARD**  
 Tappi di contatto (solo per 32181)  
 Adattatore AC USB  
 Cavo USB  
 Guida rapida  
 Supporto in plastica  
 Righello calibrazione  
 Manuale (GB, FR, IT, ES, DE)  
 CD con software Win (GB, IT, ES, DE, PT, RU, BG, TH, JP, KR)  
 Mac (GB)