

## SIGMA: SET DIAGNOSTICI A FIBRA OTTICA

Gli otoscopi ed oftalmoscopi SIGMA sono strumenti diagnostici di alta qualità pensati per l'utilizzo professionale in ORL e oftalmologia. Leggeri e affidabili in plastica rinforzata resistente. Forniti in valigette di plastica rigida o in astuccio (31524) con 14 speculum monouso (7 x Ø 2,5 mm, 7 x Ø 4 mm).

- 31524 OTOSCOPIO SIGMA F.O. 2,5 V - astuccio - nero
- 31523 OTOSCOPIO SIGMA F.O. 2,5 V - asatuccio - blu
- 31525 OTOSCOPIO SIGMA F.O. 2,5 V - valigetta - nero
- 31526 OTOSCOPIO SIGMA F.O. 2,5 V - luce LED - valigetta - nero
- 31518 OTOSCOPIO SIGMA F.O. 2,5 V - luce LED - valigetta - blu



31524

La durata della batteria con lampadina a LED (31526) è 6 volte più lunga rispetto ad una lampadina tradizionale. Sistema di illuminazione a fibre ottiche con tecnologia XHL Xenon o LED. Fornito di lente di ingrandimento 3x mobile per immagini nitide e senza riflessi ed uscita per test pneumatico della membrana timpanica. Connettore pneumatico (cod. 31532) e pompetta per insufflazione (cod. 31500) possono essere ordinati separatamente.

- 31527 OFTALMOSCOPIO SIGMA F.O. 2,5 V - valigetta - nero
- 31529 OFTALMOSCOPIO SIGMA LED 2,5 V - luce LED 85.000 lux - durata stimata lampadina 50.000 ore - valigetta - nero

Oftalmoscopio di qualità eccellente con 5 differenti aperture per tutte le tipologie di esami.

Spot grande: per fondoscopia normale

Spot piccolo e semicerchio per ridurre i riflessi con pupille piccole

Stellina di fissazione: per la determinazione

della fissazione centrale o paracentrale

particolarmente adatta agli esami pediatrici

Filtro verde: per aumentare il contrasto durante

l'accertamento di lievi patologie vascolari

Tecnologia alogena XHL Xenon.

Luce bianca e concentrata per un'illuminazione eccellente ed un'immagine brillante.

La sua ottica di grande qualità e il suo formato mini ne fanno lo strumento ideale per le visite a domicilio.

- Range di correzione da -20 D a +20 D

- 31533 SET OTO-OFTALMOSCOPIO SIGMA F.O. 2,5 V - valigetta con 1 manico
- 31528 SET DELUXE OTO-OFTALMOSCOPIO SIGMA F.O. 2,5 V - valigetta con 2 manici - nero
- 31534 SET DELUXE OTO-OFTALMOSCOPIO SIGMA F.O. LED 2,5 V - valigetta con 2 manici - nero

I set oto-oftalmoscopio sono composti da testina per otoscopio e oftalmoscopio, 1 manico (31533) o 2 manici (31528, 31534) e 14 speculum monouso (7x2,5 e 7x4 mm)

- 34485 LAMPADINA OTOSCOPIO - xenon - alogena 2,5 V
- 31531 LAMPADINA OFTALMO - xenon - alogena 2,5 V
- 31532 CONNETTORE PNEUMATICO
- 31500 POMPETTA PER INSUFFLAZIONE



18 lenti con codice colore per una risoluzione ottimale

+	1	2	3	4	6	8	10	15	20
-	1	2	3	4	6	8	10	15	20

### CARATTERISTICHE LED

- temperatura colore: 5.000 °K - IRC > 80
- definizioni colori reali - 85.000 LUX
- durata stimata lampadina 50.000 ore

31527

31524,  
31525

FIBRA OTTICA  
O LED

31518

31527

31533

31528, 31534

## RETINOSCOPIO HEINE BETA 200

- 31745 RETINOSCOPIO HEINE BETA 200 - a fessura - 2,5V - C-034.10.118

Con Parastop® (brev. US 5,859,687): per una selezione istantanea e precisa di un fascio di raggi di luce paralleli e per una facile individuazione del punto di neutralizzazione

- Tenuta ermetica: elimina la manutenzione
- Un solo comando per convergenza e rotazione: di facile utilizzo
- Filtro polarizzatore integrato: elimina luci interne e luci parassite per un riflesso migliore della pupilla
- Uno strumento sia per retinoscopia a fessura che a spot, è sufficiente cambiare la lampadina
- Tecnologia alogena XHL Xenon: luce bianca e chiara: nitido riflesso retinico
- Forma ergonomica: si adatta alla cavità orbitale proteggendo da luci laterali l'occhio dell'osservatore.



GARANZIA  
5 ANNI

