

SET OTO-OFTALMOSCOPI F.O. XENON VISIO 2000 - 3,5 V

Set diagnostici professionali con sistema di illuminazione xenon a fibra ottica da 3,5 V, reostato per regolare l'intensità della luce. Alimentato con batterie Li-ion ricaricabili. Tutti i prodotti sono in plastica rinforzata resistente all'urto e sistema di blocco per l'uso ospedaliero.

Fornito in valigetta deluxe, necessita di una batteria ricaricabile (31541) Li-ion e un caricabatterie (31542). Solo il set 31537 ha collegamento diretto alla rete e necessita batteria 31547.

- 31535 OTOSCOPIO F.O. XENON VISIO 2000 - 3,5 V
- 31536 OFTALMOSCOPIO F.O. XENON VISIO 2000 - 3,5 V
- 31537 SET CARICA OTO-OFTALMOSCOPIO F.O. XENON VISIO 2000 - 3,5 V - spine

- 31538 OTO-OFTALMOSCOPIO F.O. XENON VISIO 2000 - 3,5 V
- 31539 SET DIAGNOSTICO F.O. XENON VISIO 2000 - 3,5 V

- 31428 LAMPADINA OFTALMOSCOPIO - ricambio
- 31544 LAMPADINA OTOSCOPIO - ricambio
- 31541 BATTERIA RICARICABILE LI-ION
- 31547 MANICO A BATTERIA RICARICABILE LI-ION 3,5 V per 31537

- 31542 BASE DI RICARICA ZOOM
- Fornita con due prese EU, presa UK e US.



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	40
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20	25	

28 lenti con codice colore per una perfetta esame (VERDE per +, ROSSO per -)



Set otoscopio xenon F.O. 3,5 V
Testina otoscopio F.O., manico batteria con attacco a baionetta, 1 set di 5 speculum riutilizzabili (2,5, 3,5, 4,5, 5,5 e 9,0 mm), un tubetto di 14 speculum monouso (2,5 e 4,0 mm) lampadina di ricambio, in una valigia rigida



Set carica oto-oftalmoscopio Xenon 3,5 V
Testina otoscopio e oftalmoscopio F.O., manico batteria con attacco a baionetta e presa, 1 set di 5 speculum riutilizzabili (2,5, 3,5, 4,5, 5,5 e 9,0 mm), tubetto da 14 speculum monouso (2,5 e 4,0 mm), lampadine oto-oftalmo di ricambio, batteria Li-ion ricaricabile in una valigia rigida.



Set oto/oftalmoscopio xenon F.O. 3,5 V
Testine otoscopio e oftalmoscopio F.O., due manici batteria con attacco a baionetta, illuminatore nasale con luce F.O., 1 set di 5 speculum riutilizzabili (2,5, 3,5, 4,5, 5,5 e 9,0 mm), tubetto di 14 speculum monouso (2,5 e 4,0 mm), lampadine di ricambio per oto e oftalmoscopio in una valigia rigida.



Set diagnostico ORL xenon F.O. 3,5 V
Testine otoscopio e oftalmoscopio F.O., manico batteria con attacco a baionetta, illuminatore nasale con luce F.O., illuminatore curvo con lampadina allogenica, specchio 20,0 mm, un abbassalingua in plastica, 1 set di 5 speculum riutilizzabili (2,5, 3,5, 4,5, 5,5 e 9,0 mm), un tubetto di 14 speculum monouso (2,5 e 4,0 mm), lampadine di ricambio per oto e oftalmoscopio in una valigia rigida.

STAZIONE DIAGNOSTICA A PARETE GIMA VISIO 2000 - 3,5 V

- 31545 STAZIONE DIAGNOSTICA A PARETE GIMA - 3,5 V
- Ottima soluzione per l'uso quotidiano in clinica e ospedale. L'unità è dotata di un alimentatore centralizzato che permette di eliminare l'uso delle batterie normali o ricaricabili.

La stazione a muro è munita di due manici, uno con otoscopio Visio 2000 a xenon e l'altro con oftalmoscopio Visio 2000 a xenon.

Caratteristiche principali:

- accensione/spengimento automatico dei manici: lo strumento si spegne automaticamente quando si ripone il manico nella base
- manico ergonomico anti-scivolo
- manico dotato di un meccanismo di controllo della luminosità per varie regolazioni
- cavo a spirale che permette di lavorare a 3 metri di distanza

Alimentazione: 115-230 V, 50-60 Hz.

Per gli speculum monouso per orecchio vedi a pagina 220.



31545