# CAMICI CHIRURGICLSPECIALISTICI IN TNT - STERILI

### CAMICI CHIRURGICI SPECIALISTICI

Camici specialistici idrorepellenti e traspiranti per un effetto barriera contro fluidi e batteri

- polsini in cotone 8 cm
- saldatura a ultrasuoni
- chiusura collo con velcro
- 4 cinghie da vita con chiusura interna ed esterna


#### Pre-piegato

Facile indossabilità

Rinforzo saldato (solo 21015, 21016)

Rinforzo impermeabile e traspirante saldato ad ultrasuoni sulla parte frontale e sulle maniche. Tutti i camici includono due tovagliette di carta assorbente. Conformi alle norme UNI EN ISO 13795. Produzione italiana.







## CAMICI TN

## **CAMICI TNT MONOUSO - verde**

Camici in tessuto non tessuto, utilizzabili ogni qualvolta si necessiti di comfort e protezione leggera.

Colore: verde scuro Grammatura: 25 g/m<sup>2</sup> Misura unica: 110x136 cm

Con polsini in cotone (solo 26100).

261	00

Minimo **CAMICI TNT MONOUSO** vendita 26099 Camici monouso - sterili\* conf. da 50 pz.

26100 Camici monouso - non sterili

Codice

GIMA






Minimo vendita 26092 Camici polietilene - sterili conf. da 50 pz. 26093 Camici polietilene - non sterili conf. da 100 pz.



# CASACCA, GIUBBINO E PANTALONI IN TNT 🔲 PANTALONI COLONSCOPIA

conf. da 10 pz.



- 26076 DIVISA CASACCA+PANTALONI S
- 26077 DIVISA CASACCA+PANTALONI M
- 26078 DIVISA CASACCA+PANTALONI L
- 26079 DIVISA CASACCA+PANTALONI XL

Minimo vendita: conf. da 50 pezzi - non sterile Casacca a manica corta, collo a "v" con 3 taschini. Pantaloni con tasca posteriore, chiusura con lacci.



- 26023 GIUBBINO CON BOTTONI L
- 26024 GIUBBINO CON BOTTONI XL
- 26027 GIUBBINO E PANTALONI L

Pantaloni con lacci e tasche posteriori.

• 26028 GIUBBINO E PANTALONI - XL Minimo vendita: conf. da 50 pezzi - non sterile Giubbino a manica lunga, girocollo e polsini in poliestere elasticizzato. Apertura anteriore con bottoni a pressione. 2 tasche anteriori.



 21030 PANTALONI COLONSCOPIA Minimo vendita: conf. da 50 pezzi - non sterile Pantaloni colonscopia che si adattano a ogni misura; lunghezza 110 cm. Elastico in vita, apertura posteriore con velcro. Fabbricato in tessuto non tessuto SMS

idrorepellente 50g/m<sup>2</sup>.

## KIT MONOUSO PER VESTIZIONE PAZIENTI/VISITATORI - NON STERILI

KIMONO - BLU - conf. da 100 Kimono coprente in TNT sms 40 g/m<sup>2</sup> a

• 26017

maniche corte. Apertura frontale e chiusura in vita con

Taglia unica: lunghezza 115 cm, larghezza 140 cm.





• 26018 KIT VESTIZIONE PAZIENTE - conf. da 25 Il kit comprende un kimono, una cuffia rotonda con elastico, copriscarpe.



• 26019 KIT VESTIZIONE VISITATORE - conf da 25 Comprende un camice visitatore, una cuffia rotonda con elastico, una maschera a tre strati con elastico, copriscarpe in polietilene.