

# SPECULUM PER OTOSCOPI "SERIE MINI" DI VARIE MARCHE

Codice GIMA	SPECULUM MONOUSO PER MINI-OTOSCOPI - LATEX FREE	Colori	Compatibili con		Minimo vendita
			Montato direttamente su	Montato con connettore 31493 su:	
31485	Mini speculum monouso Ø 2,5 mm - grigio		<b>Gima</b> 31520-22, 31525-26, 31535, 31545 <b>Heine</b> mini 2000, 3000, K180/Beta 200 <b>Riester</b> Ri-Mini, Ri-scope L1-L2, E-scope, Pen-scope <b>Kawe</b> (Picolight, Combilight F030, Eurolight F030) <b>Holtex</b> <b>Colson</b> <b>Luxamed</b>	Gima: 31435-37, 31440-42, 31471, 31473, 31475, 31477, 31480, 31493	dispenser da 250
31486	Mini speculum monouso Ø 4 mm - grigio				dispenser da 250
31487	Mini speculum monouso Ø 2,5 mm - nero				dispenser da 250
31488	Mini speculum monouso Ø 4 mm - nero				conf. da 100
31491	Mini speculum monouso Ø 2,5 mm - nero				
31492	Mini speculum monouso Ø 4 mm - nero				
31495	Mini speculum monouso colori misti e Ø				
31496	Mini speculum monouso Ø 2,5 mm - blu				
31497	Mini speculum monouso Ø 4 mm - blu				
31498	Mini speculum monouso Ø 2,5 mm - verde				
31499	Mini speculum monouso Ø 4 mm - verde				

Codice GIMA	CONNETTORI PER MINISPECULUM	Colore	Utilizzabili con i codici GIMA
31493	Connettore per mini-speculum per otoscopi GIMA Parker		31435, 31436, 31437, 31440, 31441, 31442, 31471, 31473, 31475, 31477
31494	Connettore COCCODRILLO (fornito con 100 speculum)		31435, 31436, 31437, 31440, 31441, 31442, 31471, 31473, 31475, 31477

Connettore per speculum monouso a "coccodrillo" ideale per bambini, fornito con 100 speculum verdi Ø 2,5 mm

Include 500 speculum da Ø 2,5 mm e 500 da Ø 4 mm (200 neri, 100 rossi, blu e verdi per ogni misura)

31494 31493 31495 31496 31487 31497 31488 31485-31486 Dispenser da 250 pz.

## MINI SPECULUM HEINE

**31501** Dispenser a muro per mini speculum, vuoto

Codice GIMA	MINI SPECULUM AURICOLARE HEINE MONOUSO*	Minimo vendita
31501	HEINE dispenser for mini speculum - vuoto	-
31502	Mini speculum monouso HEINE Allspec® Ø 2,5 mm - grigi	dispenser da 250
31503	Mini speculum monouso HEINE Allspec® Ø 4 mm - grigi	dispenser da 250
31515	Mini speculum monouso HEINE Allspec® Ø 2,5 mm - grigi	conf. da 1.000
31516	Mini speculum monouso HEINE Allspec® Ø 4 mm - grigi	conf. da 1.000

\*Compatibile con Mini Heine 2000/3000 K180, Beta 200

## SPECULUM AUTOCLAVABILI RIESTER

Compatibile con Ri-scope L1, L2, E-scope, Ri-mini, Pen-scope

**31817** **31819**

Codice GIMA	SPECULUM AURICOLARE RIESTER AUTOCLAVABILI	Colori	Minimo vendita
31817	Speculum riutilizzabile Riester Ø 2,5 mm - nero	■	conf. da 10 pz.
31819	Speculum riutilizzabile Riester Ø 4 mm - nero	■	conf. da 10 pz.

## SPECULUM E CANNULE RIUTILIZZABILI

Codice GIMA	SPECULUM AUTOCLAVABILI PER OTOSCOPI PARKER - LATEX FREE	Colori	Utilizzabili con i codici GIMA	Compatibile con	Minimo vendita
31447	Kit di 3 speculum veterinari autoclavabili Ø 4, 5, 7 mm	■	31435-37, 31440-42, 31471, 31473, 31475, 31477, 31480	Heine, Kawe, Riester	Un kit
31448	Kit di 3 speculum autoclavabili Ø 2,5, 3,5, 4,5 mm	■	31435-37, 31440-42, 31471, 31473, 31475, 31477, 31480	Heine, Kawe, Riester	Un kit
31451	Kit di 5 speculum autoclavabili Ø 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 9 mm	■	31435-37, 31440-42, 31471, 31473, 31475, 31477, 31480	Heine, Kawe, Riester	Un kit
31453	Kit di 3 cannule metalliche (Ø 4, 5, 6 mm) + 2 speculum metallici aperti (Ø 7,5 ad 9,4 mm)	■	31435-37, 31440-42, 31471, 31473, 31475, 31477, 31480	Heine, Kawe, Riester	Un kit
31500	Pompetta per insufflazione	■	31435/36/37/40/42/71/73/75/77-31520/21/22, 31535	Heine, Kawe, Riester	-

Speculum GIMA autoclavabili cod. 31447, 31448, 31451.  
 - Prodotto in materiale termoplastico resistente  
 - Superficie liscia e lucida per una facile pulizia  
 - Aggancio metallico a baionetta  
 - Autoclavabile a 134°C

**31447** 7,0 mm  
**31448** 2,5 mm, 3,5 mm, 4,5 mm  
**31451** 2,5 mm, 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 9 mm  
**31453** 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 7,5 mm, 9,4 mm

**31500** Pompetta in lattice Lunghezza 30 cm

**GIMA**

2 modelli finestrati con 60 mm di apertura e bordi arrotondati, inserimento anti-trauma

Superficie interna opaca per ridurre il rischio di riflesso