

## OTOSCILLO®: DISPOSITIVO PER IRRIGAZIONE ORL

- 25815 OTOSCILLO®
  - 25800 OTOSCILLO® PROFESSIONAL
- Otoscillo® è stato progettato per semplificare le operazioni di irrigazione, in ospedale o durante le visite private. Innovativo, compatto, efficiente e rapido, riunisce, in un solo strumento, le più sofisticate caratteristiche tecniche e le maggiori garanzie di sicurezza.

### Dovunque, in ogni momento

Otoscillo® è un apparecchio ad irrigazione elettrica che consente un facile lavaggio del condotto uditivo. Il sistema pulsante a getto continuo rimuove facilmente il cerume, anche a bassa pressione. Permette il controllo della pressione dell'acqua e risulta, quindi, molto indicato nel trattamento di condotti uditivi particolarmente sensibili. Garantisce, inoltre, una maggiore precisione e sicurezza rispetto alle soluzioni tradizionali. Il serbatoio dell'acqua è estraibile per consentirne un facile riempimento o svuotamento. Agganciabile al muro (solo 25815) o su una mensola. Alimentazione: 220V - 50/60 Hz. Manuale: GB, FR, DE, IT, ES.

**Otoscillo® Professional** come cod. 25815 ma con un sistema che evita il rientro degli schizzi per evitare infezioni.

- 25816 KIT RICAMBI (2 punte + 1 disco protettivo) per 25815
- 25817 MANIPOLO+TUBO - riutilizzabili
- 25814 KIT CANNULE MONOUSO (100 cannule monouso + 1 connettore + disco) per 25800 e 25815
- 25818 CANNULE MONOUSO per 25800 - conf. 100 pz.



25800



Punta rimovibile




Produzione tedesca

25815

Sistema di controllo della temperatura

Fornito con set applicazione (1 beccuccio lungo, 1 beccuccio corto, 1 paraspruzzi), maniglia per il trasporto e test della temperatura

## SCHIZZETTONI VETRO-METALLO, TUTTO METALLO E MONOUSO



PRODUZIONE TEDESCA



### SCHIZZETTONI VETRO-METALLO

Prodotti di alta qualità, affidabili e precisi, tutti confezionati in singola scatola di cartone. Completati di 2 cannule, una conica ed una olivale. Produzione tedesca.


Codice GIMA	SCHIZZETTONI VETRO METALLO COMPLETI DI 2 CANNULE
25801	Janet Record 50 cc - 13 x Ø 3,5 cm
25802	Janet Record 100 cc - 14 x Ø 4,7 cm
25803	Janet Record 200 cc
25804	Cannula conica per Janet Record - ricambio
25805	Cannula olivale per Janet Record - ricambio

### SCHIZZETTONI TUTTO METALLO

Prodotti di alta qualità, affidabili e precisi. Completati di 3 cannule e scodellino orecchiale. Confezionati in singola scatola di cartone. Produzione tedesca.

Codice GIMA	SCHIZZETTONI TUTTO METALLO COMPLETI DI 3 CANNULE E SCODELLINO ORECCHIALE
25806	Schimmelbusch 50 cc
25807	Schimmelbusch 100 cc
25808	Schimmelbusch 200 cc
25809	Cannula conica per Schimmelbusch di ricambio
25812	Cannula olivale per Schimmelbusch - piccola
25813	Cannula olivale per Schimmelbusch - grande

## SCHIZZETTONI IN POLIPROPILENE AD ALTA CAPACITÀ



23820

Cono catetere

23821

### SIRINGHE IN POLIPROPILENE MONOUSO AD ALTA CAPACITÀ - sterile

Sterile, monouso, latex-free per orecchie e altri scopi. Scatola in GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, RO, RU, YU, SA. Dispositivo Medico classe IIa.

Codice GIMA	SIRINGHE IN POLIPROPILENE MONOUSO AD ALTA CAPACITÀ - CATETERI	Minimo vendita
23820	Siringa 60 ml	cf. da 20 pz.
23821	Siringa 100 ml	cf. da 25 pz.