




## DIAPASON DI PRODUZIONE TEDESCCA



### DIAPASON PER OTORINO

Di produzione tedesca, questi modelli sono il frutto di una lunga tradizione. Costruiti con una lega speciale che garantisce la massima precisione del suono.

Codice GIMA	DIAPASON PER OTORINO
31230	Diapason Lega 128 Hz* - con pesi
31231	Diapason Lega 256 Hz* - con pesi
31232	Diapason Lega 512 Hz
31233	Diapason Lega 1024 Hz
31234	Diapason Lega 2048 Hz
31235	Diapason Lega 4096 Hz
31240	Set Diapason Lega - 5 pezzi in un'elegante scatola - (contiene 128 Hz*, 256 Hz*, 512 Hz, 1024 Hz, 2048 Hz) <i>I diapason con l'asterisco * sono forniti con peso</i>


### DIAPASON PER OTORINO/NEUROLOGO

Prodotti in lega speciale e forniti di supporto

Codice GIMA	DIAPASON PER OTORINO/NEUROLOGO
31245	Diapason a1-440 Hz - 90 g
31246	Diapason - LUCAE - 85 g regolabile da c128 a h240 con piedino
31247	Diapason C64, c128 - RYDEL SEIFFER con cursori staccabili C64 o c128 - 130 g
31249	Martello neurotone 5 in astuccio foderato

Diapason neurologico: set di 5 componenti per un esame neurologico: martello + diapason 256 Hz con peso + riflessologo + spazzola. Inseriti in un'elegante scatola.

31249




## DIAPASON IN LEGA D'ALLUMINIO

- 31225 DIAPASON ALLUMINIO 128 Hz
- 31226 DIAPASON ALLUMINIO 128 Hz - con piedino

Strumenti prodotti con la migliore lega d'alluminio; alta precisione per soddisfare le esigenze di chi esercita la professione medica.

Piedino per uso frontale



## OCCHIALI NISTAGMO - DR. FRENZEL - PRODUZIONE TEDESCCA

- 31204 OCCHIALI NISTAGMO - DR FRENZEL - neri

Di facile utilizzo per la ricerca del nistagmo spontaneo o provocato. Lenti fisse, biconvesse, ± 18,0 diottrie. Gli occhiali nistagmo devono essere collegati solo con generatori di tensione inferiore ai 4,2 V secondo le norme di sicurezza 93/42/CEE. Vedere codici 31203 e 31214.

- 31214 MANICO BATTERIA per 31204

Consente un'ampia mobilità durante l'esame. Necessita di 3 batterie 1,5 V tipo (non incluse).

- 31203 TRASFORMATORE per 31204

- 31206 OCCHIALI NISTAGMO A BATTERIA - DR FRENZEL - neri

Questo modello permette di lavorare senza cavi e liberi dal condizionamento dell'alimentazione. Sono alimentati tramite 3 batterie 1,5 Volt tipo C (non incluse) situate sopra la montatura. L'illuminazione è regolabile ruotando la rotellina laterale.

- 31208 LAMPADINA NISTAGMO - ricambio per 31204, 31206

- 31207 OCCHIALI NISTAGMO A BATTERIA E LED - bianchi

Come il modello 31206 con LED e la funzione interna che facilita l'individuazione delle oscillazioni entro un determinato periodo di tempo (30, 60, 90 secondi).

- 31209 OCCHIALI NISTAGMO LED AD ALIMENTAZIONE ELETTRICA - bianchi
- Come il modello 31204 con LED ad alimentazione elettrica.



31204

LED + BATTERIA



31207

LED + ALIMENTAZIONE ELETTRICA



31209

## VIDEONISTAGMOSCOPIO USB

- 31213 VIDEONISTAGMO-USB - maschera, telecamera IR e cavo USB

Agevola la visione e la registrazione del nistagmo, ottenuta tramite le classiche prove vestibolari. Questo sistema consente di visualizzare su un monitor o su PC/ Notebook le immagini degli occhi del paziente durante i test ed inoltre permette di effettuare il Visual Suppression Test (VT) tramite l'accensione di un led verde all'interno della maschera per consentire la fissazione. L'innovativa tecnologia del sistema fornisce delle immagini di qualità. Alimentazione 12 V DC.



31213

Risoluzione 752x582 pixel 520 linee TV