

SALVIETTE PIEGATE A "C" E A "V"



25200

• **25200 SALVIETTE PIEGATE A "C"** - pacchetti da 150 pezzi
Salviette in pura cellulosa, 1 velo. Dimensioni 23x33 (pieg. 23x11 cm).
minimo vendita: confezione da 24 pacchetti

• **25205 DISPENSER**

Per salviettine piegate a "C" e a "V".



25205




25202

• **25202 SALVIETTE PIEGATE A "V"** - 2 veli - pacchetti da 160 pezzi
minimo vendita: 3.200 (20 pacchetti da 160 pz.)

Pura cellulosa, 2 veli (36 g/m²: 2x18 g/m²)
Dimensioni: 25x22,6 cm (pieg. 25x11,3 cm)

SALVIETTINE ASSORBENTI IN TNT



Salviette assorbenti in TNT da utilizzare in ambito sanitario, medico e igienico. Fabbricate in polpa di legno, PES, Spunbond PP.

| Codice GIMA | Modello | Misure cm | Peso g | Minimo vendita |
|-------------|--------------------------|-----------|--------|----------------|
| 25221 | Liscio | 30x40 | 45-50 | 1.400 pz** |
| 25222 | Liscio - piegato | 30x40 | 45-50 | 1.400 pz*** |
| 25223 | Micro-goffrato - piegato | 20x40 | 45-50 | 1.400 pz*** |

*Precisione misure ±5% **14 conf. da 100 pz ***28 conf. da 50 pz

SALVIETTE A ROTOLO



25210

• **25210 SALVIETTE A ROTOLO**
In pura cellulosa, 2 veli (36 g/m²).
Dimensioni: 23x24 cm.
Numero strappi: 252
minimo vendita: conf. da 12 rotoli

• **25215 DISPENSER**
per salviettine.



25215

SALVIETTINE POLITENATE

SALVIETTINE POLIETILENE


Salviette ripiegate pretrattate, composte da 2 strati in pura cellulosa parzialmente laminate da 1 strato di polietilene o 1 strato in pura cellulosa su 1 strato di polietilene. La speciale costituzione del materiale consente alta assorbenza e resistenza all'acqua, così da assicurare un notevole comfort per il paziente.

| Codice GIMA | SALVIETTINE POLITENATE - confezioni da 500 pz. | | |
|-------------|---|------------------|--|
| | Salviette 2+1 (2 strati in cellulosa + 1 strato in polietilene) | | |
| 25230 | Salviette 33x45 cm | - colore verdino | |
| 25231 | Salviette 33x45 cm | - colore celeste | |
| 25232 | Salviette 33x45 cm | - colore rosa | |
| 25233 | Salviette 33x45 cm | - colore bianco | |
| | Salviette 1+1 (1 strato in cellulosa + 1 strato in polietilene) | | |
| 25226 | Salviette 33x45 cm | - blu | |
| 25227 | Salviette 33x45 cm | - lilla | |
| 25228 | Salviette 33x45 cm | - arancio | |
| 25240 | Dispenser in plastica | | |
| 25239 | Catenella | | |



CUFFIA E CAPPELLINO

• **25675 CUFFIA** - azzurra
minimo vendita: 1.000 pz (10 conf. da 100 pz.)
- materiale leggero PPSB
- traspiranti, morbide, confortevoli
- con fascia elastica
- taglia media 21"



25675




25678

• **25678 CAPPELLINO CHIRURGICO** - verde
• **25655 CAPPELLINO CHIRURGICO** - azzurro
minimo vendita: 1.000 pz (10 conf. da 100 pz.)

COPRISCARPE

• **25690 COPRISCARPE** - azzurri
conf. da 100 pezzi
• **25676 COPRISCARPE** - azzurri
conf. da 2.000 pz (20 conf. da 100 pezzi)

Prodotte in materiale leggero PPSB traspirante e confortevole. Con fascia elastica.



25676

BAVAGLI

• **25672 BAVAGLI** - rotolo da 80 50x60 cm
Rotolo di bavagli a due strati, uno di tessuto in cellulosa ultra-assorbente ed uno in polietilene resistente all'acqua. Soffici e comodi, offrono una protezione al paziente. Ogni rotolo è costituito da 80 bavagli con fustellatura e pratici lacci o nastro biadesivo.



minimo vendita: conf. da 6 rotoli