

STETOSCOPI WAN - ADULTI



STETOSCOPIO WAN ADULTO - alta qualità
 Linea classica con padiglione in lega cromata, anello a vite in plastica, archetto con molla esterna, finiture in PVC in tinta con la lira con ghiera antibrivido. Prodotto con performance acustiche eccellenti.
 Padiglione: Ø 45 mm. Campana: Ø 30 mm. Lunghezza tubo: 63 cm, diametro interno 4,2 mm, esterno 8 mm.
 Confezionato in scatola di cartone.
 Scatola e manuale in 11 lingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, PL, HU, SE, Arabo.

Codice GIMA	STETOSCOPI WAN - LATEX FREE	
32569	Fonendo WAN adulti - nero	■
32570	Fonendo WAN adulti - blu	■
32571	Fonendo WAN adulti - bordeaux	■
32572	Fonendo WAN adulti - arancio	■
32574	Duofono WAN adulti - nero	■
32575	Duofono WAN adulti - blu	■
32576	Duofono WAN adulti - bordeaux	■
32577	Duofono WAN adulti - arancio	■
32678	Membrana Ø 44 mm - ricambio	

STETOSCOPI PEDIATRICI-NEONATALI



STETOSCOPI PEDIATRICI E NEONATALI WAN:
 Padiglione in lega di zinco cromata, anello in plastica avvitato, archetto a molla esterna e tubo in PVC con colore coordinato alla ghiera antibrivido.
 Garantisce delle ottime prestazioni acustiche.
 Padiglione: Ø 35 mm, campana Ø 30 mm (pediatrico) o Ø 22 mm, campana Ø 19 mm (neonatale). Lunghezza tubo: 63 cm.
 Fornito in scatola di cartone. Manuale e scatola in 11 lingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, PL, HU, SE, Arabo.

WAN PLUS:
 Medesime caratteristiche del WAN standard con archetto a molla interna, tubo di eccellente qualità e 2 paia di olive morbide di diversa misura di colore coordinato.

Codice GIMA	STETOSCOPI WAN - LATEX FREE	
32508	Duofono WAN neonatale - rosso	■
32509	Duofono WAN neonatale - grigio	■
32513	Duofono WAN pediatrico - azzurro	■
32515	Duofono WAN pediatrico - rosso	■
32511	Duofono WAN PLUS pediatrico - rosa	■
32506	Duofono WAN PLUS pediatrico - nero	■

STETOSCOPI DESIGN



Lunghezza tubo: 62 cm
 Ø interno 4 mm
 Ø esterno 8,5 mm

- 32527 STETO DESIGN - trasparente azzurro
- 32528 STETO DESIGN - trasparente viola

Stetoscopio a testa piatta di alta qualità con membrana dall'elegante design e archetto "Superflex TM". Fornisce ottime prestazioni acustiche grazie alla qualità dei componenti. Testa e tubo sono trasparenti e di colore coordinato.

STETOSCOPI YTON



STETOSCOPIO YTON:
 Padiglione diametro 45 mm, campana 30 mm (per duofono) con anello di fissaggio in plastica assortita. Finitura "Duracote". Confezionato in scatola di cartone. Manuale e scatola in 11 lingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, PL, SE, HU, Arabo.

Codice GIMA	STETOSCOPI YTON - LATEX FREE	
32514	Fonendo Yton - verde	■
32530	Duofono Yton - verde	■

