

JOTARAP: DUOFONO A DOPPIO TUBO




Meccanismo a valvola più efficace che elimina le perdite acustiche

Duofono Gima di tipo Sprague Rappaport con padiglione a doppia testa, latex free venduto al prezzo di un fonendoscopio classico!
5 strumenti in 1 per 5 tipi diversi di auscultazione
 Questo stetoscopio in lega di zinco comprende un una testina cromata con campane di diverse grandezze che si adattano all'auscultazione di bambini e adulti per un'ampia gamma di suoni di cuore e polmoni. Testa con membrana grande e piccola.

Doppio tubo per una migliore trasmissione del suono
 Due tubi separati di 56 cm spessi e senza lattice consentono la trasmissione del suono dal padiglione alle orecchie.


Fornito in scatola di cartone con kit di accessori in dotazione (32590)
 Fornito con un astuccio di accessori contenente: 3 campane nere in plastica con ghiera antifreddo intercambiabili, membrane di ricambio adulto e pediatrico, una coppia di olive in neoprene e una coppia a forma di fungo nera. Manuale d'uso in 10 lingue (GB, FR, DE, IT, ES, PT, GR, PL, HU, arabo).



ADATTO PER ADULTI, BAMBINI E NEONATI

Codice GIMA	STETOSCOPI JOTARAP	
32579	JOTARAP - viola	
32580	JOTARAP - nero	
32581	JOTARAP - blu	
32582	JOTARAP - arancione neon	
32583	JOTARAP - verde	
32584	JOTARAP - giallo neon	
32585	JOTARAP - azzurro	
32586	JOTARAP - fucsia	
32587	JOTARAP - rosa trasparente	
32590	KIT ACCESSORI - ricambi	

STETOSCOPI LINUX



Testina: Ø 44 mm
 Tubo: lunghezza 62 cm
 int: Ø 4 mm
 est: Ø 8 mm

Testa personalizzabile con Vostro logo per minimo 500 pezzi



- 32518 STETOSCOPIO LINUX - blu
- 32524 STETOSCOPIO LINUX - nero
- 32529 STETOSCOPIO LINUX - rosso

Fonendoscopio con padiglione in lega di zinco e finiture cromate. La speciale progettazione garantisce risultati migliori attraverso la pressione del retro della testina.

Ghiera antibrividu per un migliore confort del paziente. Archetto fisso in acciaio inox per un maggior comfort, anche acustico. Tubo in PVC soffice e flessibile. Fornito in elegante scatola di cartone, con un paio di auricolari in plastica ed uno in PVC e membrana di ricambio. Manuale e confezione in 11 lingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, PL, HU, SE, Arabo.