

STETOSCOPI CLASSIC: ALTA QUALITÀ ACUSTICA



32516

32535

32531

Testa personalizzabile con Vostro logo per minimo 500 pezzi

DUOFONI CLASSIC IN ACCIAIO INOSSIDABILE - Adulto o pediatrico
Stetoscopi di alta qualità con testa e archetto in acciaio inossidabile con molla interna ed eleganti tubi in PVC per un'efficacia acustica superiore. I tubi a "Y" in PVC di 55 cm coordinati, la ghiera antifreddo e l'anello di fissaggio della membrana garantiscono un ottimo comfort al paziente e un design attraente. Fornito in una scatola con spugna sagomata con due coppie di auricolari morbidi. Testa: Ø 45 mm (adulti), Ø 35 mm (pediatrico). Scatola e manuale in 11 lingue: GB, FR, DE, IT, ES, PT, GR, PL, HU, SE, arabo.

DUOFONO CLASSIC IN 11 COLORI



Codice GIMA	ACCESSORI DI RICAMBIO
32678	Membrana Ø 44 mm di ricambio per Classic adulti
32664	Olive auricolari rigide a vite - bianchi di ricambio per Classic/Wan/Yton/Duca/Regalite

Codice GIMA	DUOFONI LINEA CLASSIC - ACCIAIO INOX - ADULTI
32531	Duofono Classic - verde scuro
32532	Duofono Classic - arancione
32533	Duofono Classic - azzurro
32534	Duofono Classic - nero
32535	Duofono Classic - bordeaux
32536	Duofono Classic - blu scuro
32537	Duofono Classic - verde
32538	Duofono Classic - rosso
32539	Duofono Classic - rosa
32540	Duofono Classic - blu brillante
32541	Duofono Classic - lilla
DUOFONI LINEA CLASSIC - ACCIAIO INOX - DIDATTICI	
32542	Duofono Classic didattico - nero <small>consente l'auscultazione simultanea da parte di 2 persone</small>
DUOFONI LINEA CLASSIC - ACCIAIO INOX - PEDIATRICO	
32512	Duofono Classic pediatrico - azzurro
32516	Duofono Classic pediatrico - nero



32542

STETOSCOPI RIESTER DUPLEX® 2.0



32333

32338

32340

STETOSCOPI IN ACCIAIO INOSSIDABILE RIESTER DUPLEX® 2.0
Gli stetoscopi Duplex® 2.0 si distinguono per le loro eccezionali prestazioni acustiche.

Sono stati completamente riprogettati per rispondere alle sfide quotidiane della pratica diagnostica. Design speciale dei tubi per un'efficace auscultazione degli adulti, dei bambini e dei neonati.

- doppio padiglione di precisione in acciaio inossidabile
- archetto dalla forma anatomica con molla interna multipla per aggiustare la pressione di contatto
- olive ultra morbide, sostituibili e girevoli per una sigillatura perfetta nel canale uditivo e un confort ottimale
- sistema acustico innovativo per un'auscultazione perfetta di tutte le frequenze

- membrana speciale per un'acustica di precisione con anelli di protezione anti-freddo innovativi per una migliore adattabilità sulla pelle. Fornito con targhetta per nome, olive di ricambio e membrana. Produzione tedesca.

Codice GIMA	Codice Riester	RIESTER DUPLEX® 2.0 - ACCIAIO INOX - LATEX FREE	Membrana	Lungh.	Peso
DUPLX® 2.0 ADULTI					
32333	4210-01	Duplex® 2.0 - nero	Ø 44 mm	74 cm	151 g
32334	4210-02	Duplex® 2.0 - bianco	Ø 44 mm	74 cm	151 g
32335	4210-03	Duplex® 2.0 - blu	Ø 44 mm	74 cm	151 g
32336	4210-04	Duplex® 2.0 - rosso	Ø 44 mm	74 cm	151 g
DUPLX® 2.0 PEDIATRICO					
32338	4220-02	Duplex® 2.0 - bianco	Ø 32/23,5 mm	69 cm	124 g
DUPLX® 2.0 NEONATALE					
32340	4230-02	Duplex® 2.0 - bianco	Ø 24/17,5 mm	69 cm	105 g