

STETOSCOPI ELETTRONICI 3M™ LITTMANN® 3100 E 3200

STETOSCOPI ELETTRONICI

Gli stetoscopi elettronici 3M Littmann 3100 e 3200 offrono un'auscultazione unica.

Test clinici hanno dimostrato che questi stetoscopi rilevano toni cardiaci più difficili da percepire, quali galoppi S3, murmuri da rigurgito aortico e anomalie del tono polmonare.

Tecnologia ANR (Ambient Noise Reduction)

Elimina, in media, l'85% dei rumori di fondo che possono interferire con l'auscultazione, senza eliminare i suoni del corpo estremamente importanti ai fini dell'auscultazione.

Olivette morbide ermetiche, garantiscono ottimo comfort e un perfetto isolamento acustico dal rumore esterno che penetra attraverso i raccordi delle olivette.

Sensore acustico all'avanguardia

posizionato alla base del tubo, porta i suoni all'orecchio in modo naturale.

Amplificazione del suono fino a 24 volte

Ideale per gli obesi



Funziona con una batteria AA (alcalina o al litio)

Interfaccia LCD retroilluminato

Padiglione ergonomico per una manipolazione con una mano sola

LITTMANN® 3200 ELETTRONICO

Progettato per visualizzare ciò che si ascolta, consentire una riproduzione del suono e facilitare il salvataggio dei suoni in cartelle paziente

- Connessione wireless e bluetooth
- Visualizzazione e stampa dei suoni come fonocardiogrammi
- Riproduzione delle registrazioni a bassa velocità
- Salvataggio delle informazioni relative al paziente per comparazioni future
- Invio e-mail come allegato



32495

Authorized Distributor

Codice GIMA	Codice 3M	3M™ LITTMANN® - STETOSCOPI ELETTRONICI
32490	3100BK27	■ Littmann® Electronic 3100 - nero
32491	3100BU	■ Littmann® Electronic 3100 - bordeaux
32492	3100NB	■ Littmann® Electronic 3100 - blu navy
32495	3200BK27	■ Littmann® Electronic 3200 - nero
32496	3200NB	■ Littmann® Electronic 3200 - blu navy
32497	3200BU	■ Littmann® Electronic 3200 - bordeaux

ACCESSORI ORIGINALI 3M™ LITTMANN®

Codice GIMA	Codice 3M	ACCESSORI 3M™ LITTMANN®
MEMBRANE + GHIERE - conf. da 5 pz.		
32449	36572	■ Per Cardiology III (lato piccolo) - nera
51443	36573	■ Per Cardiology III (lato piccolo) - grigia
32450	36556	■ Per Classic II S.E., Select, Master Classic, Cardio III (lato grande) - nera
32464	36557	■ Per Classic II S.E., Select, Master Classic, Cardio III (lato grande) - grigia
32452	36554	■ Per Master Cardiology - nera
32605	36555	■ Per Master Cardiology - grigia
32453	51185	■ Per S.T.C. Cardiology - nera
MEMBRANE O GHIERE		
51450	36550	■ Anello di ritenzione per Pediatric Classic II - nero - conf. da 5 pz.
51451	36551	■ Anello di ritenzione per Pediatric Classic II - grigio - conf. da 5 pz.
51445	MEMB/E3200	■ Membrana per Electronic 3200 - nera
32454	MEMB/E3100	■ Membrana per Electronic 3100 - grigio scuro
32478	78808303222	■ Membrana per Electronic 3000 - grigio scuro
51452	36560	■ Membrana per Pediatric Classic II - conf. da 10 pz.
ANELLI NEOPRENE		
32476	36547	■ Anello neoprene nero - infant - conf da 5 pz.
32455	36569	■ Anello neoprene grigio - infant - conf da 5 pz.
51455	36546	■ Anello neoprene nero - pediatrico - conf. da 5 pz.
32456	36568	■ Anello neoprene grigio - pediatrico - conf. da 5 pz.
32459	36544	■ Anello neoprene nero - Classic II, Lightweight - conf. da 10 pz.
51456	36545	■ Anello neoprene grigio - Classic II - conf. da 10 pz.
OLIVE - conf. da 10 coppie		
32451	37812	■ Olive grigie morbide - grandi
32465	37809	■ Olive nere morbide - piccole
32466	37811	■ Olive nere morbide - grandi
32467	38742	■ Olive grigie rigide - piccole
32468	37808	■ Olive grigie rigide - grandi
51490	40001	■ Olive - nere - piccole e grandi
51491	40002	■ Olive - grigie - piccole e grandi
32460	BLCIP/N	■ Archetto per Classic II SE, Ped, infant - nero
32461	BLCAR/N	■ Archetto per Cardiology III e Master Cardiology - nero
32462	BLMAC/N	■ Archetto per Master Classic - nero
32469	2170	■ Targhetta per nome - nera
51494	40007	■ Targhetta per nome - nera
51495	40008	■ Targhetta per nome - grigia
2 MEMBRANE REGOLABILI E GHIERA DI ASSEMBLAGGIO + GHIERA ANTIFREDDO + OLIVE		
51460	40003	■ Per Cardiology III™ - nero - blister
51461	40004	■ Per Cardiology III™ - grigio - blister
MEMBRANA REGOLABILE E GHIERA DI ASSEMBLAGGIO + GHIERA ANTIFREDDO + OLIVE		
51464	40005	■ Per Classic II S.E. - nero - blister
51465	40006	■ Per Classic II S.E. - grigio - blister
51466	40020	■ Per Lightweight - nero - blister
MEMBRANA REGOLABILE+GHIERA DI ASSEMBLAGGIO + OLIVE		
51470	40011	■ Per Master Cardiology - nero - blister
51471	40018	■ Per Master Cardiology - grigio - blister
51472	40019	■ Per Cardiology S.T.C. - nero - blister
51473	40022	■ Per Master Classic™ - nero - blister
MEMBRANA REGOLABILE + 2 GHIERE DI ASSEMBLAGGIO		
51477	40012	■ Per Classic II™ - Pediatrico - nero - blister
51478	40013	■ Per Classic II™ - Infant - nero - blister
2 MEMBRANE REGOLABILI + GHIERE DI ASSEMBLAGGIO + OLIVE		
51482	40016	■ Per Classic III™ - nero - blister
51483	40017	■ Per Classic III™ - grigio - blister



3M Littmann® Stethoscopes Authorized Distributor