

SFIGMO ANEROIDI LINEA YTON

SFIGMOMANOMETRI ANEROIDI YTON

Sfigmomanometro classico con bracciale in nylon, chiusura velcro e manometro staccato agganciabile sul bracciale. Scala graduata da 0 a 300 mmHg. Regolazione manuale del rilascio aria possibile fino a 2/3 mmHg/sec. da 260 mm Hg a 15 mm Hg. Tempo deflazione max 10 sec. Scala graduata ogni 2 mm Hg. Zero flottante (il puntatore non presenta un punto di stop ma oscilla liberamente), bracciale in nylon con velcro, pera in lattice (PVC il codice 32704 e 32692) con valvola cromata. Rubinetto aria cromato con regolazione rilascio aria tramite valvola a vite. Fornito con una borsa morbida in simil pelle con zip, in una scatola di cartone. Disponibile in 5 versioni: standard, con bracciale unico, latex free, con stetoscopio incorporato o kit (sfigmomanometro + stetoscopio). Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo.

Codice GIMA	SFIGMOMANOMETRI YTON	
32720	SFIGMO YTON - bracciale nero 49x13,5 cm	■
32692	SFIGMO YTON - bracciale unico - latex free	■
32704	SFIGMO YTON latex free - bracciale blu	■
32703	SFIGMO YTON - con stetoscopio incorporato - bracciale nero	■
32693	KIT YTON- sfigmomanometro + stetoscopio	■
32701	MANOMETRO YTON - ricambio	■



32703
Yton con stetoscopio incorporato



32720
Sfigmomanometro Yton



BRACCIALE UNICO
LATEX FREE

CE 0476

32692

Bracciale e polmone uniti in un unico pezzo



CE 0476

LATEX FREE

32704



STETOSCOPIO INCORPORATO

CE 0476

32703



LATEX FREE

KIT STETOSCOPIO + SFIGMOMANOMETRO

CE 0476


32693

SFIGMO DIGITALE YTON

• 32722 SFIGMO DIGITALE YTON

Sfigmomanometro digitale semiautomatico con insufflazione manuale e sfiatamento automatico attraverso valvola manuale. Leggero: solo 50 g, 1/3 dei misuratori di pressione tradizionali. Ampio display LCD da 9 cifre mostra contemporaneamente le pulsazioni, pressione sistolica/diastolica, e una delle 90 misure memorizzate. Campo di misurazione: 40-260 mmHg Pulsazioni: 40-160/minuto Alimentazione: 1 batteria AAA Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo. Manuale: GB, IT

Sfigmomanometro digitale Yton



CE 0476

32722